


1. 検体血漿解析結果 個別レポート (例)

Amyloid MS CL 測定結果報告書	
サンプルID : smz1851	
	
測定日 :	2020/11/10
報告日 :	2020/11/11
項目名	測定結果
コンポジットバイオマーカー	-0.972
Aβ1-40 / Aβ1-42	12.4
APP669-711 / Aβ1-42	0.950

2. 検体血漿解析結果 総体レポート (例)

Results(Samples):			
Sample ID	Composite Biomarker	Aβ1-40/Aβ1-42	APP669-711/Aβ1-42
smz1518	-1.479	10.931	0.82
smz1548	-1.296	10.706	0.899
smz1619	-1.433	9.968	0.88
smz1649	-0.323	13.073	1.166
smz1719	-0.886	10.78	1.053
smz1750	-0.82	11.292	1.055
smz1813	-1.39	11.898	0.811
smz1851	-0.972	12.358	0.95
smz1914	INVALID	INVALID	INVALID
smz2022	-1.659	9.067	0.834

注1 : 上記は、報告書の一部を抜粋したイメージ図です。

注2 : Composite biomarker とは、各検体の APP669-711/Aβ1-42 および Aβ1-40/Aβ1-42 を用いて計算した値です。詳細はお問い合わせいただくか、下記論文\*1をご参照ください。

\*1 *Nature* volume 554, pages 249-254(2018)