

アミロイドβ測定検体の送付方法のご案内

- 輸送方法

- 輸送手段

ワールドクウリアーなど血液検体の輸送に対応した輸送サービス業者をご利用ください。またご発送時は、ドライアイス同梱にてお願いいたします。

- 送付日

弊社営業日（月曜から金曜、祝祭日を除く）に到着するようご送付ください。

本州，四国，九州等，発送日の翌日到着可能な地域は，日曜～木曜の発送
北海道，沖縄等，発送日の翌々日に到着する地域は，土曜から水曜の発送
年末年始，ゴールデンウィーク，お盆休み付近等は，
受領できない日がございますので事前にご確認ください。

送付先は、別途にご連絡いたします。なお、試料のご送付前に、送付先へ事前のご連絡をお願いしております。

- 測定終了後の検体について

測定終了後の検体は、全て破棄させていただきます。

こちらは、送付方法ご案内の一部抜粋版（Web掲載用）であり、ご送付時のポイントのみを記載してあります。梱包方法の例や送付先などを含めた詳細は、お問い合わせください。