

※2017年12月1日をもちまして、株式会社資生堂のクロマト事業は株式会社大阪ソーダへ譲渡されました。

カプセルパック 大阪ソーダ

ポリマーコート型充てん剤 CAPCELL PAK

化粧品で培われた技術の一つである粉体表面処理技術を応用することにより、新奇なポリマーコート型充てん剤（カプセル）の開発に成功しました。基材シリカゲルを気相法により反応性シリコンポリマーの均一な薄膜で完全に被覆した後、種々の官能基を化学修飾することによって合成されます。

CAPCELL PAK 固定相ラインナップ

一般分析

品名	分離モード	タイプ	使用可能 pH	対象物質・特長
CAPCELL PAK C ₁₈	逆相	BB-H	1~11	優れた耐アルカリ性
	逆相	BB	1~11	優れた耐アルカリ性、高耐圧 (50MPa) カラム
	逆相	IF, IF2	2~9	一般有機化合物 (特に塩基性化合物)、UHPLC での分析に
	逆相	MGⅢ, MGⅢ-H	2~10	一般有機化合物 (特に塩基性化合物)、LC-MS 分析に
	逆相	MGⅡ	2~10	一般有機化合物 (特に塩基性化合物)
	逆相	MG	2~10	一般有機化合物、配位化合物の分析に
	逆相	UG80	2~10	一般有機化合物、分取を目標とする分析に
	逆相	UG120	2~10	一般有機化合物、疎水性化合物の分析に
	逆相	AQ	2~9	一般有機化合物、極性化合物の分析に (水 100%使用可)
	逆相	ACR	1~10	一般有機化合物、苛酸な酸性条件の分析に
逆相	SG120	2~9	一般有機化合物	
SUPERIOREX ODS	逆相	—	2~8	一般有機化合物、疎水性の差を利用する分析に (0% = 24)
CAPCELL PAK ADME	逆相	ADME	2~9	一般有機化合物
CAPCELL PAK C ₈	逆相	UG120	2~10	一般有機化合物
	逆相	DD	1.5~10	一般有機化合物、極性化合物を含む多成分の分析に
CAPCELL PAK Ph	逆相	UG120	2~10	一般有機化合物
	逆相	SG120	2~9	一般有機化合物
CAPCELL PAK C ₁	逆相	UG120	2~10	一般有機化合物
CAPCELL PAK CN	逆相・順相	UG120	2~10	高極性化合物
	逆相・順相	SG120	2~9	高極性化合物
CAPCELL PAK NH ₂	順相・弱アニオン交換	UG80	2~8	糖・ビタミン・酸性化合物
	順相・弱アニオン交換	SG80	2~8	糖・ビタミン・酸性化合物
CAPCELL PAK SCX	強カチオン交換	UG80	2~7	塩基性化合物、カチオン交換による分析に
SILICA	順相	SG80	2~7	低極性有機化合物
	順相	SG120	2~7	低極性有機化合物
	順相	AG80	2~7	低極性有機化合物
	順相	AG120	2~7	低極性有機化合物
PC HILIC	HILIC	phosphorylcholine	3~7.5	一般有機化合物、再現性を求める・HILIC 分析に
CAPCELL PAK CR	ミックス (逆相 + 強カチオン)		2~7	塩基性化合物を含む多成分の分析に、LC-MS 分析に (イオンペア不要)

ワイドボア

品名	分離モード	タイプ	使用可能 pH	対象物質
Protonavi	逆相	—	2~10	分子量 1 万以上のタンパク・ペプチド
CAPCELL PAK C ₁₈	逆相	SG300	2~9	分子量 1 万以上のタンパク・ペプチド
CAPCELL PAK C ₈	逆相	SG300	2~9	分子量 1 万以上のタンパク・ペプチド
CAPCELL PAK C ₁	逆相	SG300	2~9	分子量 1 万以上のタンパク・ペプチド

専用品

品名	分離モード	タイプ	使用可能 pH	対象物質
CAPCELL PAK MF C ₈	サイズ排除 + 逆相	SG80	2~9	生体試料中の薬物と代謝物
CAPCELL PAK MF Ph-1	サイズ排除 + 逆相	SG80	2~9	生体試料中の薬物と代謝物
CAPCELL PAK MF SCX	強カチオン交換	SG80	2~9	生体試料中の薬物と代謝物
Ceramospher Chiral RU-2	—	—	3~6.5	酸性化合物と中性化合物の光学分割 (非水系~水系)
Ceramospher Chiral RU-1	—	—	3~6.5	酸性化合物と中性化合物の光学分割 (非水系)
Chiral CD-Ph	—	—	3.5~6.5	塩基性化合物の光学分割 (非水系~水系)
SUREBEAD I	アニオン交換	ポリマー	1~14	糖分析
SUREBEAD II	アニオン交換	ポリマー	2.5~14	糖分析

コアシェル

官能基	細孔径 (nm)	粒子径 (μm)	比表面積 (m ² /g)	C%	密度 (μm/m ²)	使用 pH 範囲	耐圧 (MPa)
CAPCELL CORE C ₁₈	9	2.7	150	7	2.9	1.5~10	60
CAPCELL CORE AQ	16	2.7	90	4	1.4	2~10	60
CAPCELL CORE PC	9	2.7	150	—	0.94	2~7.5	60
CAPCELL CORE PFP	9	2.7	150	5	3.1	2~10	60

品名	細孔径 (nm)	分離モード	タイプ	使用可能 pH	対象物質
CAPCELL CORE ADME	9	逆相	コアシェル	2~9	一般有機化合物
CAPCELL CORE MP	16	逆相	コアシェル	2~10	分子量 1 万以上のタンパク・ペプチド
CAPCELL CORE WP	30	逆相	コアシェル	2~10	分子量 1 万以上のタンパク・ペプチド

CAPCELL PAK C₁₈

■ BB-H

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.1	20	92261	60,000
3	2.1	35	92262	55,000
3	2.1	50	92263	57,000
3	2.1	75	92264	62,000
3	2.1	100	92265	67,000
3	2.1	150	92266	77,000

■ BB

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	3.0	35	92267	56,000
3	3.0	50	92268	63,000
3	3.0	75	92269	69,000
3	3.0	100	92270	75,000
3	3.0	150	92271	86,000
3	4.6	35	92272	50,000
3	4.6	50	92273	58,000
3	4.6	75	92274	65,000
3	4.6	100	92275	72,000
3	4.6	150	92276	86,000
3	4.6	250	92277	116,000
5	2.1	35	92281	54,000
5	2.1	50	92282	56,000
5	2.1	75	92283	60,000
5	2.1	100	92284	65,000
5	2.1	150	92285	74,000
5	2.1	250	92286	92,000
5	3.0	35	92287	53,000
5	3.0	50	92288	60,000
5	3.0	75	92289	65,000
5	3.0	100	92290	70,000
5	3.0	150	92291	80,000
5	3.0	250	92292	100,000
5	4.6	35	92293	45,000
5	4.6	50	92294	52,000
5	4.6	75	92295	58,000
5	4.6	100	92296	62,000
5	4.6	150	92297	74,000
5	4.6	250	92298	95,000

■ IF

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2	2.0	50	92844	60,000
2	2.0	100	92845	62,000

■ IF2

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2	2.1	50	92885	80,000
2	2.1	100	92887	82,000

■ MG III-H

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	92784	78,000
3	2.0	100	92786	79,000

■ MG III

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	1.0	35	92723	43,000
3	1.0	50	92724	70,000
3	1.0	75	92725	74,000
3	1.5	35	92733	43,000
3	1.5	50	92734	66,000
3	1.5	75	92735	68,000
3	1.5	100	92736	69,000
3	1.5	150	92737	80,000
3	2.0	10	92741	64,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	20	92742	64,000
3	2.0	35	92743	43,000
3	2.0	50	92744	60,000
3	2.0	75	92745	64,000
3	2.0	100	92746	65,000
3	2.0	150	92747	70,000
3	3.0	35	92753	29,000
3	3.0	50	92754	40,000
3	3.0	75	92755	43,000
3	3.0	100	92756	45,000
3	3.0	150	92757	55,000
3	4.6	35	92763	29,000
3	4.6	50	92764	40,000
3	4.6	75	92765	43,000
3	4.6	100	92766	45,000
3	4.6	150	92767	55,000
5	2.0	20	92615	62,000
5	2.0	50	92617	58,000
5	2.0	75	92618	62,000
5	2.0	100	92619	63,000
5	2.0	150	92620	64,000
5	2.0	250	92621	70,000
5	3.0	35	92623	27,000
5	3.0	75	92625	41,000
5	3.0	100	92626	43,000
5	3.0	150	92627	52,000
5	3.0	250	92628	60,000
5	4.6	35	92630	27,000
5	4.6	75	92632	41,000
5	4.6	100	92633	43,000
5	4.6	150	92634	52,000
5	4.6	250	92635	60,000
5	10	20G(※)	92639	65,000
5	10	150	92636	130,000
5	10	250	92640	150,000
5	20	35G(※)	92641	120,000
5	20	150	92637	240,000
5	20	250	92642	320,000

※: G はガードカラムです。

■ MG II

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	10	92445	55,000
3	2.0	20	92465	56,000
3	2.0	35	92466	42,000
3	2.0	50	92467	53,000
3	2.0	75	92468	56,000
3	2.0	100	92469	58,000
3	2.0	150	92470	63,000
3	3.0	35	92472	24,000
3	3.0	50	92473	34,000
3	3.0	75	92474	37,000
3	3.0	100	92475	39,000
3	3.0	150	92476	47,000
3	4.6	35	92478	24,000
3	4.6	50	92479	34,000
3	4.6	75	92480	37,000
3	4.6	100	92481	39,000
3	4.6	150	92482	47,000
5	2.0	75	92518	56,000
5	2.0	100	92519	58,000
5	2.0	150	92520	58,000
5	2.0	250	92521	63,000
5	3.0	35	92522	24,000
5	3.0	75	92524	37,000
5	3.0	100	92525	39,000
5	3.0	150	92526	47,000
5	3.0	250	92527	55,000
5	4.6	35	92528	24,000
5	4.6	75	92530	37,000
5	4.6	100	92531	39,000
5	4.6	150	92532	47,000
5	4.6	250	92533	55,000

掲載以外のサイズ、固定相、ガードカートリッジも取り揃えております。詳細は、島津ジーエルシーまでお問い合わせください。

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	10	20G(※)	92534	60,000
5	10	150	92535	130,000
5	10	250	92536	150,000
5	20	35G(※)	92537	90,000
5	20	150	92538	230,000
5	20	250	92539	230,000

※:Gはガードカラムです。

■ MG

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.0	20	90820	53,000
3	2.0	35	90821	40,000
3	2.0	50	90822	50,000
3	2.0	75	90826	53,000
3	2.0	100	90827	55,000
3	2.0	150	90828	60,000
3	3.0	35	90811	23,000
3	3.0	50	90812	32,000
3	3.0	75	90816	35,000
3	3.0	100	90817	37,000
3	3.0	150	90818	45,000
3	4.6	35	90801	23,000
3	4.6	50	90802	32,000
3	4.6	75	90806	35,000
3	4.6	100	90807	37,000
3	4.6	150	90808	45,000
5	2.0	75	90302	53,000
5	2.0	100	90305	55,000
5	2.0	150	90303	55,000
5	2.0	250	90304	60,000
5	3.0	35	90201	23,000
5	3.0	75	90206	35,000
5	3.0	100	90202	37,000
5	3.0	150	90203	45,000
5	3.0	250	90204	52,000
5	4.6	35	90101	23,000
5	4.6	75	90106	35,000
5	4.6	100	90102	37,000
5	4.6	150	90103	45,000
5	4.6	250	90104	52,000
5	10	20G(※)	90601	60,000
5	10	150	90603	130,000
5	10	250	90604	150,000
5	20	35G(※)	90701	90,000
5	20	150	90703	230,000
5	20	250	90704	280,000

※:Gはガードカラムです。

■ UGタイプ

① UG80 (細孔径 8nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	1.5	75	78590	58,000
5	1.5	100	78595	65,000
5	1.5	150	78593	65,000
5	1.5	250	78594	70,000
5	2.0	75	78600	53,000
5	2.0	100	78599	55,000
5	2.0	150	78603	55,000
5	2.0	250	78604	60,000
5	3.0	35	78401	23,000
5	3.0	75	78405	35,000
5	3.0	100	78406	40,000
5	3.0	150	78403	45,000
5	3.0	250	78404	52,000
5	4.6	35	78501	23,000
5	4.6	75	78500	35,000
5	4.6	100	78505	37,000
5	4.6	150	78503	45,000
5	4.6	250	78504	52,000
5	10	20G(※)	78521	40,000
5	10	150	78523	120,000
5	10	250	78524	135,000
5	20	35G(※)	78541	70,000
5	20	150	78543	190,000
5	20	250	78544	230,000

※:Gはガードカラムです。

② UG120 (細孔径 12nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.0	20	69788	53,000
3	2.0	35	69789	40,000
3	2.0	50	69790	50,000
3	2.0	75	69791	53,000
3	2.0	100	69792	55,000
3	2.0	150	69793	60,000
3	2.0	250	69794	65,000
3	3.0	35	61406	23,000
3	3.0	50	61302	28,000
3	3.0	75	61408	32,000
3	3.0	100	61305	35,000
3	3.0	150	61303	45,000
3	3.0	250	61304	52,000
3	4.6	35	61527	23,000
3	4.6	50	61526	28,000
3	4.6	75	61528	32,000
3	4.6	100	61530	35,000
3	4.6	150	61533	45,000
3	4.6	250	61500	52,000
5	1.0	75	70605	66,000
5	1.0	100	70706	70,000
5	1.0	150	70703	70,000
5	1.0	250	70704	75,000
5	1.5	75	70607	58,000
5	1.5	100	70602	65,000
5	1.5	150	70603	65,000
5	1.5	250	70604	70,000
5	2.0	75	70506	53,000
5	2.0	100	70502	55,000
5	2.0	150	70503	55,000
5	2.0	250	70504	60,000
5	3.0	35	61401	23,000
5	3.0	75	61405	35,000
5	3.0	100	61398	40,000
5	3.0	150	61403	45,000
5	3.0	250	61404	52,000
5	4.6	35	61501	23,000
5	4.6	75	61515	35,000
5	4.6	100	61508	37,000
5	4.6	150	61503	45,000
5	4.6	250	61504	52,000
5	10	20G(※)	61511	40,000
5	10	150	61513	120,000
5	10	250	61514	135,000
5	20	35G(※)	61521	70,000
5	20	150	61523	220,000
5	20	250	61524	230,000

※:Gはガードカラムです。

③ UG120V (細孔径 12nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	1.5	75	70610	58,000
5	1.5	100	70615	65,000
5	1.5	150	70613	65,000
5	1.5	250	70614	70,000
5	2.0	75	70510	53,000
5	2.0	100	70515	55,000
5	2.0	150	70513	55,000
5	2.0	250	70514	60,000

■ AQ

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.0	10	92129	55,000
3	2.0	20	92130	53,000
3	2.0	35	92131	45,000
3	2.0	50	92132	50,000
3	2.0	75	92133	53,000
3	2.0	100	92134	55,000
3	2.0	150	92135	57,000
3	2.0	250	92136	67,000
3	3.0	35	92141	43,000
3	3.0	50	92142	45,000
3	3.0	75	92143	48,000
3	3.0	100	92144	50,000
3	3.0	150	92145	55,000

掲載以外のサイズ、固定相、ガードカートリッジも取り揃えております。詳細は、島津ジーエルシーまでお問い合わせください。

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	3.0	250	92146	65,000
3	4.6	35	92151	43,000
3	4.6	50	92152	45,000
3	4.6	75	92153	48,000
3	4.6	100	92154	50,000
3	4.6	150	92155	55,000
3	4.6	250	92156	65,000
5	1.5	75	92022	58,000
5	1.5	100	92023	65,000
5	1.5	150	92024	67,000
5	1.5	250	92025	70,000
5	2.0	75	92012	53,000
5	2.0	100	92013	55,000
5	2.0	150	92014	57,000
5	2.0	250	92015	67,000
5	3.0	35	92030	43,000
5	3.0	75	92032	48,000
5	3.0	100	92033	50,000
5	3.0	150	92034	55,000
5	3.0	250	92035	65,000
5	4.6	35	92040	43,000
5	4.6	75	92042	48,000
5	4.6	100	92043	50,000
5	4.6	150	92044	55,000
5	4.6	250	92045	65,000
5	10	20G(※)	92069	60,000
5	10	150	92074	130,000
5	10	250	92075	150,000
5	20	35G(※)	92080	90,000
5	20	150	92084	230,000
5	20	250	92085	270,000

※:G はガードカラムです。

■ ACR

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	1.5	35	92220	35,000
3	1.5	50	92221	55,000
3	1.5	75	92222	58,000
3	1.5	100	92223	65,000
3	1.5	150	92224	65,000
3	1.5	250	92225	70,000
3	2.0	20	92230	53,000
3	2.0	35	92231	35,000
3	2.0	50	92232	50,000
3	2.0	75	92233	53,000
3	2.0	100	92234	55,000
3	2.0	150	92235	55,000
3	2.0	250	92236	60,000
3	3.0	35	92240	23,000
3	3.0	50	92241	32,000
3	3.0	75	92242	35,000
3	3.0	100	92243	37,000
3	3.0	150	92244	45,000
3	3.0	250	92245	52,000
3	4.6	35	92250	23,000
3	4.6	50	92251	32,000
3	4.6	75	92252	35,000
3	4.6	100	92253	37,000
3	4.6	150	92254	45,000
3	4.6	250	92255	52,000
5	1.5	75	91402	58,000
5	1.5	100	91400	65,000
5	1.5	150	91403	65,000
5	1.5	250	91404	70,000
5	2.0	75	91308	53,000
5	2.0	100	91307	55,000
5	2.0	150	91303	55,000
5	2.0	250	91304	60,000
5	3.0	35	91201	23,000
5	3.0	75	91206	35,000
5	3.0	100	91207	37,000
5	3.0	150	91203	45,000
5	3.0	250	91204	52,000
5	4.6	35	91101	23,000
5	4.6	75	91106	35,000
5	4.6	100	91107	37,000
5	4.6	150	91103	45,000

掲載以外のサイズ、固定相、ガードカートリッジも取り揃えております。詳細は、島津ジーエルシーまでお問い合わせください。

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	250	91104	52,000
5	10	20G(※)	91601	50,000
5	10	150	91603	130,000
5	10	250	91604	140,000
5	20	35G(※)	91701	85,000
5	20	150	91703	220,000
5	20	250	91704	260,000

※:G はガードカラムです。

■ SG

SG120 (細孔径 12nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	4.6	35	11310	26,000
3	4.6	50	11311	40,000
3	4.6	75	11300	44,000
3	4.6	100	11312	45,000
3	4.6	150	11314	60,000
3	4.6	250	11315	70,000
5	2.0	35	11294	35,000
5	2.0	150	11293	55,000
5	2.0	250	11295	60,000
5	3.0	35	12521	23,000
5	3.0	150	12518	55,000
5	3.0	250	12519	68,000
5	4.6	35	12510	23,000
5	4.6	150	12512	55,000
5	4.6	250	12513	68,000
5	10	20G(※)	14510	35,000
5	10	250	14513	155,000
5	20	50G(※)	16510	87,000
5	20	150	16512	250,000
5	20	250	16513	350,000

※:G はガードカラムです。

SUPERIOREX ODS CAPCELL PAK ではありません

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	75	41431	53,000
5	2.0	150	41433	55,000
5	2.0	250	41434	60,000
5	4.6	35	41501	18,000
5	4.6	75	41506	33,000
5	4.6	150	41503	35,000
5	4.6	250	41504	42,000
5	10	35G(※)	42501	60,000
5	10	150	42500	150,000
5	10	250	42503	180,000
5	20	35G(※)	43501	110,000
5	20	150	43507	270,000
5	20	250	43503	370,000

PC HILIC CAPCELL PAK ではありません

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	93152	68,000
3	2.0	100	93154	78,000
3	2.0	150	93155	88,000
3	4.6	50	93162	68,000
3	4.6	100	93164	78,000
3	4.6	150	93165	88,000
5	2.0	50	93102	68,000
5	2.0	100	93104	78,000
5	2.0	150	93105	88,000
5	2.0	250	93106	98,000
5	4.6	50	93112	68,000
5	4.6	100	93114	78,000
5	4.6	150	93115	88,000
5	4.6	250	93116	98,000
5	10	20G(※)	93120	80,000
5	10	150	93125	210,000
5	10	250	93126	230,000

※:G はガードカラムです。

CAPCELL PAK ADME

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2	2.1	20	92187	80,000
2	2.1	50	92188	80,000
2	2.1	100	92190	92,000
3	1.0	100	92179	84,000
3	2.1	20	92181	65,000
3	2.1	35	92182	60,000
3	2.1	50	92183	62,000
3	2.1	75	92184	67,000
3	2.1	100	92185	72,000
3	2.1	150	92186	80,000
3	2.1	250	92189	98,000
3	3.0	50	92178	60,000
3	3.0	150	92177	85,000
3	4.6	35	92192	52,000
3	4.6	50	92193	58,000
3	4.6	75	92194	62,000
3	4.6	100	92195	66,000
3	4.6	150	92196	76,000
3	4.6	250	92191	92,000
5	2.1	20	91181	65,000
5	2.1	35	91182	60,000
5	2.1	50	91183	62,000
5	2.1	75	91184	67,000
5	2.1	100	91185	72,000
5	2.1	150	91186	80,000
5	2.1	250	91187	98,000
5	3.0	150	91192	85,000
5	3.0	250	91193	110,000
5	4.6	35	91194	52,000
5	4.6	50	91195	58,000
5	4.6	75	91196	62,000
5	4.6	100	91197	66,000
5	4.6	150	91198	76,000
5	4.6	250	91199	92,000
5	10	35	91175	120,000
5	10	150	91174	240,000
5	10	250	91179	300,000
5	20	35	91176	197,000
5	20	50	91177	270,000
5	20	100	91178	380,000
5	20	150	91200	500,000
5	20	250	91180	850,000

CAPCELL PAK CR

■ CR 1:4

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	93072	68,000
3	2.0	100	93074	74,000
3	2.0	150	93075	74,000
5	2.0	35	93001	44,000
5	2.0	50	93002	63,000
5	2.0	75	93003	67,000
5	2.0	100	93004	69,000
5	2.0	150	93005	69,000
5	2.0	250	93006	75,000
5	4.6	35	93007	28,000
5	4.6	50	93008	40,000
5	4.6	75	93009	44,000
5	4.6	100	93010	46,000
5	4.6	150	93011	56,000
5	4.6	250	93012	66,000

■ CR 1:20

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	93082	68,000
3	2.0	100	93084	74,000
3	2.0	150	93085	74,000
3	2.0	250	93086	80,000
5	2.0	35	93013	44,000
5	2.0	50	93014	63,000
5	2.0	75	93015	67,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	100	93016	69,000
5	2.0	150	93017	69,000
5	2.0	250	93018	75,000
5	4.6	35	93019	28,000
5	4.6	50	93020	40,000
5	4.6	75	93021	44,000
5	4.6	100	93022	46,000
5	4.6	150	93023	56,000
5	4.6	250	93024	66,000

■ CR 1:50

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	93092	68,000
3	2.0	100	93094	74,000
3	2.0	150	93095	74,000
3	2.0	250	93096	80,000
5	2.0	35	93025	44,000
5	2.0	50	93026	63,000
5	2.0	75	93027	67,000
5	2.0	100	93028	69,000
5	2.0	150	93029	69,000
5	2.0	250	93030	75,000
5	4.6	35	93031	28,000
5	4.6	50	93032	40,000
5	4.6	75	93033	44,000
5	4.6	100	93034	46,000
5	4.6	150	93035	56,000
5	4.6	250	93036	66,000

カートリッジ (2個入り)

■ CAPCELL PAK C18

MG III

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	10	12223	20,000
5	4.0	10	12224	20,000

MG II

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	10	12197	18,000
3	4.0	10	12198	18,000
5	2.0	10	12199	18,000
5	4.0	10	12200	18,000

MG

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	10	12301	18,000
3	4.0	10	12305	18,000
5	2.0	10	12497	18,000
5	4.0	10	12496	18,000

UG80

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	10	12484	18,000
5	4.0	10	12483	18,000

UG120

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	10	12216	18,000
3	4.0	10	12486	18,000
5	2.0	10	12421	18,000
5	4.0	10	12412	18,000

掲載以外のサイズ、固定相、ガードカートリッジも取り揃えております。詳細は、島津ジーエルシーまでお問い合わせください。

AQ

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	10	12145	18,000
3	4.0	10	12140	18,000
5	2.0	10	12170	18,000
5	4.0	10	12180	18,000

ACR

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	10	12050	18,000
3	4.0	10	12060	18,000
5	2.0	10	12152	18,000
5	4.0	10	12155	18,000

SUPERIOREX ODS

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	10	12076	18,000
5	4.0	10	12078	18,000

カートリッジホルダー

長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
10	12415	20,000
20	12414	20,000

ワイドポアカラム

■ Proteonavi (細孔径 30nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	50	80200	50,000
5	2.0	150	80201	55,000
5	2.0	250	80202	73,000
5	4.6	50	80203	50,000
5	4.6	150	80204	60,000
5	4.6	250	80205	73,000
5	10	150	80214	150,000
5	10	250	80215	180,000
5	20	150	80224	330,000
5	20	250	80225	400,000
5	30	150	80234	650,000
5	30	250	80235	850,000

■ CAPCELL PAK C₁₈ SG300 (細孔径 30nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	35	12520	23,000
5	4.6	150	12522	59,000
5	4.6	250	12523	73,000
5	10	20G(※)	14520	36,000
5	10	250	14523	180,000
5	20	50G(※)	16520	97,000
5	20	150	16522	320,000
5	20	250	16523	390,000
5	30	30G(※)	15524	160,000
5	30	250	16525	750,000

※:G はガードカラムです。

■ CAPCELL PAK C₈ SG300 (細孔径 30nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	35	21521	23,000
5	4.6	50	21522	45,000
5	4.6	150	21523	59,000
5	4.6	250	21524	73,000
5	10	20G(※)	24521	36,000
5	10	250	24523	180,000
5	20	50G(※)	25521	97,000
5	20	250	25523	390,000

※:G はガードカラムです。

■ CAPCELL PAK C₁ SG300 (細孔径 30nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	35	32521	23,000
5	4.6	150	32523	59,000
5	4.6	250	32524	73,000
5	20	50G(※)	32520	97,000
5	20	250	32538	390,000

※:G はガードカラムです。

■ ワイドポアカラム用カートリッジ (2個入り)

固定相	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
Proteonavi	5	2.0	10	11530	20,000
	5	4.0	10	11531	20,000
C18 SG300	5	4.0	10	12418	18,000
C8 SG300	5	4.0	10	12402	18,000
C1 SG300	5	4.0	10	12413	18,000

専用用途カラム 価格表

■ CAPCELL PAK MF

C8 SG80 (細孔径 8nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	100	60522	50,000
5	4.6	150	60523	55,000

Ph-1 SG80 (細孔径 8nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	100	60542	55,000
5	2.0	150	60543	60,000
5	4.6	100	60502	50,000
5	4.6	150	60503	55,000

SCX SG80 (細孔径 8nm)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	100	60582	55,000
5	2.0	150	60583	60,000
5	4.6	100	60532	50,000
5	4.6	150	60533	55,000

■ Ceramospher Chiral

RU-2

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	35G(※)	50601	38,000
5	4.6	150	50603	126,000
5	4.6	250	50604	150,000
5	10	20G(※)	50611	80,000
5	10	150	50612	400,000
5	10	250	50613	650,000
5	20	35G(※)	50614	230,000
5	20	150	50615	1,050,000
5	20	250	50616	1,900,000

※:G はガードカラムです。

RU-1

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	35G(※)	50501	38,000
5	4.6	150	50503	126,000
5	4.6	250	50504	150,000
5	10	20G(※)	50522	80,000
5	10	150	50523	400,000
5	10	250	50524	650,000
5	20	35G(※)	50525	230,000
5	20	150	50527	1,050,000
5	20	250	50526	1,900,000

※:G はガードカラムです。

掲載以外のサイズ、固定相、ガードカートリッジも取り揃えております。詳細は、島津ジーエルシーまでお問い合わせください。

CD-Ph

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	35G(※)	80038	70,000
5	2.0	150	80043	90,000
5	2.0	250	80044	99,000
5	4.6	35G(※)	80051	40,000
5	4.6	50	80052	55,000
5	4.6	150	80053	83,000
5	4.6	250	80054	90,000
5	10	20G(※)	80061	60,000
5	10	250	80064	389,000
5	20	35G(※)	80071	180,000
5	20	150	80073	650,000
5	20	250	80074	750,000

※:G はガードカラムです。

■ SUCREBEAD

SUCREBEAD I

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
7	2.0	35	80101	45,000
7	2.0	150	80103	130,000
7	2.0	250	80104	150,000

SUCREBEAD II

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
7	2.0	35	80111	88,000
7	2.0	150	80113	209,000
7	2.0	250	80114	264,000

■ 専用カラム用カートリッジ (2 個入り)

固定相	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
MF C8	5	4.0	10	12426	14,000
Ph-1 SG80	5	2.0	10	12436	14,000
	5	4.0	10	12416	14,000
SCX SG80	5	2.0	10	12475	14,000
	5	4.0	10	12471	14,000
Chiral CD-Ph	5	4.0	10	80039	18,000

■ 還元カラム RC-10

粒子径 (μm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
4.0	15	21211	160,000
4.0	30	21212	230,000

CAPCELL CORE

■ CAPCELL CORE C₁₈

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	1.0	50	51097	84,000
2.7	1.0	100	51099	104,000
2.7	1.0	150	51100	124,000
2.7	2.1	20	51101	70,000
2.7	2.1	35	51102	70,000
2.7	2.1	50	51103	72,000
2.7	2.1	75	51104	77,000
2.7	2.1	100	51105	88,000
2.7	2.1	150	51106	93,000
2.7	3.0	20	51107	70,000
2.7	3.0	35	51108	70,000
2.7	3.0	50	51109	72,000
2.7	3.0	75	51110	77,000
2.7	3.0	100	51111	88,000
2.7	3.0	150	51112	93,000
2.7	4.6	50	51114	72,000
2.7	4.6	75	51115	77,000
2.7	4.6	100	51116	88,000
2.7	4.6	150	51117	93,000

■ CAPCELL CORE AQ

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	51163	74,000
2.7	2.1	75	51164	79,000
2.7	2.1	100	51165	86,000
2.7	2.1	150	51166	92,000
2.7	4.6	50	51174	74,000
2.7	4.6	75	51175	79,000
2.7	4.6	100	51176	89,000
2.7	4.6	150	51177	94,000

■ CAPCELL CORE ADME

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	51183	75,000
2.7	2.1	75	51184	80,000
2.7	2.1	100	51185	88,000
2.7	2.1	150	51186	94,000
2.7	3.0	50	51188	77,000
2.7	3.0	75	51189	84,000
2.7	3.0	100	51190	90,000
2.7	3.0	150	51191	94,000
2.7	4.6	50	51193	80,000
2.7	4.6	75	51194	88,000
2.7	4.6	100	51195	96,000

■ CAPCELL CORE MP

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	51213	74,000
2.7	2.1	75	51214	79,000
2.7	2.1	100	51215	86,000
2.7	2.1	150	51216	92,000
2.7	4.6	50	51224	74,000
2.7	4.6	75	51225	79,000
2.7	4.6	100	51226	89,000
2.7	4.6	150	51227	94,000

■ CAPCELL CORE WP

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	51233	74,000
2.7	2.1	75	51234	79,000
2.7	2.1	100	51235	86,000
2.7	2.1	150	51236	92,000
2.7	4.6	50	51244	74,000
2.7	4.6	75	51245	79,000
2.7	4.6	100	51246	89,000
2.7	4.6	150	51247	94,000

■ CAPCELL CORE PC

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	51123	74,000
2.7	2.1	75	51124	79,000
2.7	2.1	100	51125	86,000
2.7	2.1	150	51126	92,000
2.7	4.6	50	51134	74,000
2.7	4.6	75	51135	79,000
2.7	4.6	100	51136	89,000
2.7	4.6	150	51137	94,000

■ CAPCELL CORE PFP

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	20	51141	72,000
2.7	2.1	35	51142	72,000
2.7	2.1	50	51143	74,000
2.7	2.1	75	51144	79,000
2.7	2.1	100	51145	86,000
2.7	2.1	150	51146	92,000
2.7	4.6	50	51154	74,000
2.7	4.6	75	51155	79,000
2.7	4.6	100	51156	89,000
2.7	4.6	150	51157	94,000

掲載以外のサイズ、固定相、ガードカートリッジも取り揃えております。詳細は、島津ジーエルシーまでお問い合わせください。