

## Develosil® 野村化学

## ■ Develosil® HRC 仕様

カラム	官能基	炭素含有率 (%)	エンドキャッピング
Develosil® HRC C18-3	オクタデシル基 (C18)	22	あり
Develosil® HRC C18-5	オクタデシル基 (C18)	22	あり
Develosil® HRC AQ C18-3	オクタデシル基 (C18)	17	あり
Develosil® HRC AQ-C18-5	オクタデシル基 (C18)	17	あり
Develosil® HRC C1-3	トリメチル基 (C1)	6.5	あり
Develosil® HRC C1-5	トリメチル基 (C1)	6.5	あり

## ■ Develosil® HSR C18-3

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	72-320050W	34,000
3	2.0	75	72-320075W	34,000
3	2.0	100	72-320100W	44,000
3	2.0	150	72-320150W	50,000
3	2.0	250	72-320250W	67,000
3	3.0	50	72-330050W	34,000
3	3.0	75	72-330075W	34,000
3	3.0	100	72-330100W	44,000
3	3.0	150	72-330150W	50,000
3	3.0	250	72-330250W	67,000
3	4.6	50	72-346050W	34,000
3	4.6	75	72-346075W	34,000
3	4.6	100	72-346100W	44,000
3	4.6	150	72-346150W	50,000
3	4.6	250	72-346250W	67,000

## ■ Develosil® HSR C18-5

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	50	72-520050W	34,000
5	2.0	75	72-520075W	34,000
5	2.0	100	72-520100W	42,000
5	2.0	150	72-520150W	47,000
5	2.0	250	72-520250W	62,000
5	3.0	50	72-530050W	34,000
5	3.0	75	72-530075W	34,000
5	3.0	100	72-530100W	42,000
5	3.0	150	72-530150W	47,000
5	3.0	250	72-530250W	62,000
5	4.6	50	72-546050W	34,000
5	4.6	75	72-546075W	34,000
5	4.6	100	72-546100W	42,000
5	4.6	150	72-546150W	47,000
5	4.6	250	72-546250W	62,000
ガードカラム				
5	1.5	10	72-515010W	25,500
5	4.0	10	72-540010W	24,000
ガードカートリッジ 4本入				
5	1.5	10	72-515010C	30,000
5	4.0	10	72-540010C	30,000

## ■ Develosil® HSR AQ C18-3

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	73-320050W	40,000
3	2.0	75	73-320075W	42,000
3	2.0	100	73-320100W	45,000
3	2.0	150	73-320150W	55,000
3	2.0	250	73-320250W	67,000
3	3.0	50	73-330050W	40,000
3	3.0	75	73-330075W	42,000
3	3.0	100	73-330100W	45,000
3	3.0	150	73-330150W	55,000
3	3.0	250	73-330250W	67,000
3	4.6	50	73-346050W	40,000
3	4.6	75	73-346075W	42,000
3	4.6	100	73-346100W	45,000
3	4.6	150	73-346150W	55,000
3	4.6	250	73-346250W	67,000

## ■ Develosil® HSR AQ C18-5

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	50	73-520050W	37,000
5	2.0	75	73-520075W	39,000
5	2.0	100	73-520100W	42,000
5	2.0	150	73-520150W	52,000
5	2.0	250	73-520250W	62,000
5	3.0	50	73-530075W	37,000
5	3.0	75	73-530075W	39,000
5	3.0	100	73-530100W	42,000
5	3.0	150	73-530150W	52,000
5	3.0	250	73-530250W	62,000
5	4.6	50	73-546050W	37,000
5	4.6	75	73-546075W	39,000
5	4.6	100	73-546100W	42,000
5	4.6	150	73-546150W	52,000
5	4.6	250	73-546250W	62,000
ガードカラム				
5	1.5	10	73-515010W	25,500
5	4.0	10	73-540010W	24,000
ガードカートリッジ 4本入				
5	1.5	10	73-515010C	30,000
5	4.0	10	73-540010C	30,000

## ■ Develosil® HSR C1-3

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.0	50	74-320050W	40,000
3	2.0	75	74-320075W	42,000
3	2.0	100	74-320100W	45,000
3	2.0	150	74-320150W	55,000
3	2.0	250	74-320250W	67,000
3	3.0	50	74-330050W	40,000
3	3.0	75	74-330075W	42,000
3	3.0	100	74-330100W	45,000
3	3.0	150	74-330150W	55,000
3	3.0	250	74-330250W	67,000
3	4.6	50	74-346050W	40,000
3	4.6	75	74-346075W	42,000
3	4.6	100	74-346100W	45,000
3	4.6	150	74-346150W	55,000
3	4.6	250	74-346250W	67,000

## ■ Develosil® HSR C1-5

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.0	50	74-520050W	37,000
5	2.0	75	74-520075W	39,000
5	2.0	100	74-520100W	42,000
5	2.0	150	74-520150W	52,000
5	2.0	250	74-520250W	62,000
5	3.0	50	74-530050W	37,000
5	3.0	75	74-530075W	39,000
5	3.0	100	74-530100W	42,000
5	3.0	150	74-530150W	52,000
5	3.0	250	74-530250W	62,000
5	4.6	50	74-546050W	37,000
5	4.6	75	74-546075W	39,000
5	4.6	100	74-546100W	42,000
5	4.6	150	74-546150W	52,000
5	4.6	250	74-546250W	62,000
ガードカラム				
5	1.5	10	74-515010W	25,500
5	4.0	10	74-540010W	24,000
ガードカートリッジ 4本入				
5	1.5	10	74-515010C	30,000
5	4.0	10	74-540010C	30,000

■ ODS カラム仕様

カラム	ODS 試薬	炭素含有率 (%)	ODS 導入率 (μmol/m <sup>2</sup> )	エンド キャッピング
Develosil® ODS-UG	一反応性 (モノメリック)	18	—	TMS
Develosil® ODS-HG	三反応性 (ポリメリック)	18	—	TMS
Develosil® ODS	一反応性 (モノメリック)	20	3.0	TMS
Develosil® ODS-K	一反応性 (モノメリック)	19	2.8	TMS
Develosil® ODS-N	一反応性 (モノメリック)	17	2.2	TMS
Develosil® ODS-P	一反応性 (モノメリック)	11	1.2	TMS
Develosil® ODS-A	三反応性 (ポリメリック)	19	3.4	—
Develosil® ODS-T	三反応性 (ポリメリック)	20	3.4	TMS

■ 化学結合型カラム仕様

カラム	試薬	炭素含有率 (%)	エンド キャッピング	基材
Develosil® C8	Si (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>8</sub> H <sub>17</sub>	12	TMS	Develosil® 100
Develosil® TMS	Si (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	4	TMS	Develosil® 100
Develosil® PhA	Si (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	11	TMS	Develosil® 100
Develosil® Ph	Si (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	9	TMS	Develosil® 100
Develosil® CN	Si (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -CN	7	TMS	Develosil® 100
Develosil® NH <sub>2</sub>	SiC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -NH <sub>2</sub>	3	—	Develosil® 100

■ Develosil® ODS-UG

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	4.6	35	UG11346035W	29,000
3	4.6	50	UG11346050W	29,000
3	4.6	75	UG11346075W	29,000
3	4.6	100	UG11346100W	39,000
3	4.6	150	UG11346150W	45,000
5	4.6	35	UG11546035W	27,000
5	4.6	50	UG11546050W	29,000
5	4.6	100	UG11546100W	37,000
5	4.6	150	UG11546150W	42,000
5	4.6	250	UG11546250W	57,000
5	6.0	100	UG11560100W	42,000
5	6.0	150	UG11560150W	57,000
5	6.0	250	UG11560250W	77,000

■ Develosil® ODS-HG

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	4.6	35	HG11346035W	29,000
3	4.6	50	HG11346050W	29,000
3	4.6	75	HG11346075W	29,000
3	4.6	100	HG11346100W	39,000
3	4.6	150	HG11346150W	45,000
5	4.6	35	HG11546035W	27,000
5	4.6	50	HG11546050W	29,000
5	4.6	100	HG11546100W	37,000
5	4.6	150	HG11546150W	42,000
5	4.6	250	HG11546250W	57,000
5	6.0	100	HG11560100W	42,000
5	6.0	150	HG11560150W	57,000
5	6.0	250	HG11560250W	77,000

■ Develosil® ODS

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	4.6	50	ODS0346050W	32,000
3	4.6	100	ODS0346100W	35,000
3	4.6	150	ODS0346150W	45,000
5	4.6	50	ODS0546050W	27,000
5	4.6	100	ODS0546100W	35,000
5	4.6	150	ODS0546150W	40,000
5	4.6	250	ODS0546250W	55,000
5	6.0	100	ODS0560100W	40,000
5	6.0	150	ODS0560150W	55,000
5	6.0	250	ODS0560250W	75,000
7	4.6	150	ODS0746150W	40,000
7	4.6	250	ODS0746250W	50,000
7	4.0	300	ODS0740300W	50,000

■ Develosil® ODS-K

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	50	ODSK546050W	27,000
5	4.6	100	ODSK546100W	35,000
5	4.6	150	ODSK546150W	40,000
5	4.6	250	ODSK546250W	55,000
5	6.0	100	ODSK560100W	40,000
5	6.0	150	ODSK560150W	55,000
5	6.0	250	ODSK560250W	75,000

■ Develosil® ODS-N

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	50	ODSN546050W	27,000
5	4.6	100	ODSN546100W	35,000
5	4.6	150	ODSN546150W	40,000
5	4.6	250	ODSN546250W	55,000
5	6.0	100	ODSN560100W	40,000
5	6.0	150	ODSN560150W	55,000
5	6.0	250	ODSN560250W	75,000

■ Develosil® ODS-P

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	50	ODSP546050W	27,000
5	4.6	100	ODSP546100W	35,000
5	4.6	150	ODSP546150W	40,000
5	4.6	250	ODSP546250W	55,000
5	6.0	100	ODSP560100W	40,000
5	6.0	150	ODSP560150W	55,000
5	6.0	250	ODSP560250W	75,000

■ Develosil® ODS-A

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	50	ODSA546050W	27,000
5	4.6	100	ODSA546100W	35,000
5	4.6	150	ODSA546150W	40,000
5	4.6	250	ODSA546250W	55,000
5	6.0	100	ODSA560100W	40,000
5	6.0	150	ODSA560150W	55,000
5	6.0	250	ODSA560250W	75,000

■ Develosil® ODS-T

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	50	ODST546050W	27,000
5	4.6	100	ODST546100W	35,000
5	4.6	150	ODST546150W	40,000
5	4.6	250	ODST546250W	55,000
5	6.0	100	ODST560100W	40,000
5	6.0	150	ODST560150W	55,000
5	6.0	250	ODST560250W	75,000

■ Develosil® NH<sub>2</sub>

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	50	NH20546050W	30,000
5	4.6	100	NH20546100W	40,000
5	4.6	150	NH20546150W	50,000
5	4.6	250	NH20546250W	60,000

※:ご注文時に、封入溶媒を順相系か逆相系か指定してください。

■ Develosil® 30

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	4.6	50	S030346050W	30,000
3	4.6	100	S030346100W	35,000
3	4.6	150	S030346150W	40,000
3	4.6	250	S030346250W	50,000
5	4.6	50	S030546050W	25,000
5	4.6	100	S030546100W	35,000
5	4.6	150	S030546150W	38,000
5	4.6	250	S030546250W	48,000

■ Develosil® 60

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	4.6	50	S060346050W	30,000
3	4.6	100	S060346100W	35,000
3	4.6	150	S060346150W	40,000
3	4.6	250	S060346250W	50,000
5	4.6	50	S060546050W	25,000
5	4.6	100	S060546100W	35,000
5	4.6	150	S060546150W	38,000
5	4.6	250	S060546250W	48,000

## ■ Develosil® 100

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	4.6	50	S100346050W	30,000
3	4.6	100	S100346100W	35,000
3	4.6	150	S100346150W	40,000
3	4.6	250	S100346250W	50,000
5	4.6	50	S100546050W	25,000
5	4.6	100	S100546100W	35,000
5	4.6	150	S100546150W	38,000
5	4.6	250	S100546250W	48,000

## ■ Develosil® PH

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	4.6	50	PH-0546050W	30,000
5	4.6	100	PH-0546100W	40,000
5	4.6	150	PH-0546150W	50,000
5	4.6	250	PH-0546250W	60,000
7	4.6	150	PH-0746150W	50,000
7	4.6	250	PH-0746250W	55,000

## ■ Develosil® CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	4.6	50	CN-0546050W	30,000
5	4.6	100	CN-0546100W	40,000
5	4.6	150	CN-0546150W	50,000
5	4.6	250	CN-0546250W	60,000

## ■ Develosil® ODS-UG

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
マイクロ				
3	0.3	100	UG11303100W	75,000
5	0.3	150	UG11503150W	80,000
3	0.5	100	UG11305100W	75,000
5	0.5	150	UG11505150W	80,000
セミマイクロ				
3	1.0	100	UG11310100W	59,000
3	1.0	150	UG11310150W	65,000
3	1.5	100	UG11315100W	59,000
3	1.5	150	UG11315150W	65,000
3	2.0	35	UG11320035W	29,000
3	2.0	50	UG11320050W	29,000
3	2.0	75	UG11320075W	29,000
3	2.0	100	UG11320100W	39,000
3	2.0	150	UG11320150W	45,000
5	1.0	150	UG11510150W	60,000
5	1.0	250	UG11510250W	75,000
5	1.5	150	UG11515150W	60,000
5	1.5	250	UG11515250W	75,000
5	2.0	50	UG11520050W	29,000
5	2.0	100	UG11520100W	37,000
5	2.0	150	UG11520150W	42,000
5	2.0	250	UG11520250W	57,000

## ■ Develosil® ODS-HG

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
マイクロ				
3	0.3	100	HG11303100W	75,000
5	0.3	150	HG11503150W	80,000
3	0.5	100	HG11305100W	75,000
5	0.5	150	HG11505150W	80,000
セミマイクロ				
3	1.0	100	HG11310100W	59,000
3	1.0	150	HG11310150W	65,000
3	1.5	100	HG11315100W	59,000
3	1.5	150	HG11315150W	65,000
3	2.0	35	HG11320035W	29,000
3	2.0	50	HG11320050W	29,000
3	2.0	75	HG11320075W	29,000
3	2.0	100	HG11320100W	39,000
3	2.0	150	HG11320150W	45,000
5	1.0	150	HG11510150W	60,000
5	1.5	150	HG11515150W	60,000
5	1.5	250	HG11515250W	75,000
5	2.0	50	HG11520050W	29,000
5	2.0	100	HG11520100W	37,000
5	2.0	150	HG11520150W	42,000
5	2.0	250	HG11520250W	57,000

## ■ Develosil® ODS

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
マイクロ				
3	0.3	100	ODS0303100W	75,000
3	0.5	100	ODS0305100W	75,000
5	0.3	150	ODS0503150W	80,000
5	0.3	250	ODS0503250W	95,000
5	0.5	150	ODS0505150W	80,000
5	0.5	250	ODS0505250W	95,000
セミマイクロ				
3	2.0	50	ODS0320050W	32,000
3	2.0	100	ODS0320100W	35,000
3	2.0	150	ODS0320150W	45,000
5	2.0	50	ODS0520050W	27,000
5	2.0	100	ODS0520100W	35,000
5	2.0	150	ODS0520150W	40,000
5	2.0	250	ODS0520250W	55,000
7	2.0	150	ODS0720150W	40,000
7	2.0	250	ODS0720250W	50,000

## ■ Develosil® ODS-K

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
マイクロ				
5	0.3	150	ODSK503150W	80,000
5	0.3	250	ODSK503250W	95,000
5	0.5	150	ODSK505150W	80,000
5	0.5	250	ODSK505250W	95,000
セミマイクロ				
5	2.0	50	ODSK520050W	27,000
5	2.0	150	ODSK520150W	40,000
5	2.0	100	ODSK520100W	35,000
5	2.0	250	ODSK520250W	55,000

## ■ ガードカートリッジカラム

品名	長さ (mm)	内径 (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
ガードカートリッジホルダー					
10×4.0 ID カートリッジ用	—	—	1	H000040010C	13,000
10×1.5 ID カートリッジ用	—	—	1	H000015010C	18,000
ガードカートリッジカラム					
ODS-UG	10	4.0	ホルダー + カートリッジ 各1個	UG11540010W	24,000
ODS-HG	10	4.0		HG11540010W	24,000
SILICA	10	4.0		S060540010W	24,000
ODS-UG-S	10	1.5		UG11515010W	25,500
ODS-HG-S	10	1.5		HG11515010W	25,500
SILICA-S	10	1.5		S060515010W	25,500

## ■ ガードカートリッジ

品名	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
ODS-UG	4.0	10	UG11540010C	30,000
ODS-HG	4.0	10	HG11540010C	30,000
SILICA	4.0	10	S060540010C	30,000
ODS-UG-S	1.5	10	UG11515010C	30,000
ODS-HG-S	1.5	10	HG11515010C	30,000
SILICA-S	1.5	10	S060515010C	30,000

## 注意：カラムの接続について

- 内径 4.6mm の汎用分析カラムにつきましては、ウォーターズ型、新型島津型 および 旧型日本分光型 (長オシネタイプ) があります。なお、ウォーターズ型以外は、**価格が 1,000 円 (税抜) アップ**いたします。
- セミマイクロカラム (内径 1.0、1.5、2.0mm)、分析カラム (内径 3.0、6.0mm) および 分取カラム (内径 8.0、10、20、28mm) はウォーターズ型、マイクロカラム (内径 0.15、0.3、0.5mm) は 1/32" バルコ型と 1/16" ウォーターズ型があります。なお、一部カラムにつきましてはウォーターズ型以外の接続型もご利用いただけますのでお問い合わせください。
- 大量分取カラム (内径 50、100mm) は、1/16" ウォーターズ型、1/16" スウェージロック型 および 1/8" スウェージロック型の中からお選びいただけます。