

HPLC カラム Thermo Fisher Scientific

コアシェル型 HPLC カラム Accucore

■仕様

品名	粒子径 (μm)	細孔径	耐圧	pH 範囲
Accucore HPLC カラム	2.6	80 Å	60 MPa (8700 psi)	1.0 - 11.0 (C18)

品名	長さ (mm)	2.1mm I.D.		3.0mm I.D.		4.6mm I.D.	
		P/N	希望小売価格(税抜/円)	P/N	希望小売価格(税抜/円)	P/N	希望小売価格(税抜/円)
Accucore RP-MS	30	17626-032130	60,900	17626-033030	58,000	17626-034630	58,000
	50	17626-052130	71,400	17626-053030	71,400	17626-054630	71,400
	100	17626-102130	81,900	17626-103030	81,900	17626-104630	81,900
	150	17626-152130	92,400	17626-153030	92,400	17626-154630	92,400
Accucore C18	30	17126-032130	60,900	17126-033030	60,900	17126-034630	60,900
	50	17126-052130	71,400	17126-053030	71,400	17126-054630	71,400
	100	17126-102130	81,900	17126-103030	81,900	17126-104630	81,900
	150	17126-152130	92,400	17126-153030	92,400	17126-154630	92,400
Accucore C8	30	17226-032130	60,900	17226-033030	60,900	17226-034630	58,000
	50	17226-052130	71,400	17226-053030	71,400	17226-054630	71,400
	100	17226-102130	81,900	17226-103030	81,900	17226-104630	81,900
	150	17226-152130	92,400	17226-153030	92,400	17226-154630	92,400
Accucore aQ	30	17326-032130	60,900	17326-033030	60,900	17326-034630	58,000
	50	17326-052130	71,400	17326-053030	71,400	17326-054630	71,400
	100	17326-102130	81,900	17326-103030	81,900	17326-104630	81,900
	150	17326-152130	92,400	17326-153030	92,400	17326-154630	92,400
Accucore Polar Premium	50	28026-052130	78,750	28026-053030	78,750	28026-054630	78,750
	100	28026-102130	89,250	28026-103030	89,250	28026-104630	89,250
	150	28026-152130	99,750	28026-153030	99,750	28026-154630	99,750
	250	28026-252130	115,500	—	—	—	—
Accucore Phenyl-Hexyl	30	17926-032130	60,900	17926-033030	58,000	17926-034630	58,000
	50	17926-052130	71,400	17926-053030	71,400	17926-054630	71,400
	100	17926-102130	81,900	17926-103030	81,900	17926-104630	81,900
	150	17926-152130	92,400	17926-153030	92,400	17926-154630	92,400
Accucore PFP	30	17426-032130	60,900	17426-033030	58,000	17426-034630	58,000
	50	17426-052130	71,400	17426-053030	71,400	17426-054630	71,400
	100	17426-102130	81,900	17426-103030	81,900	17426-104630	81,900
	150	17426-152130	92,400	17426-153030	92,400	17426-154630	92,400
Accucore Phenyl-X	50	27926-052130	78,750	27926-053030	78,750	27926-054630	75,000
	100	27926-102130	89,250	27926-103030	89,250	27926-104630	89,250
	150	27926-152130	99,750	27926-153030	99,750	27926-154630	99,750
	250	27926-252130	115,500	—	—	—	—
Accucore C30	50	27826-052130	78,750	27826-053030	78,750	27826-054630	78,750
	100	27826-102130	89,250	27826-103030	89,250	27826-104630	89,250
	150	27826-152130	99,750	27826-153030	99,750	27826-154630	99,750
	250	27826-252130	115,500	—	—	—	—
Accucore HILIC	30	17526-032130	60,900	17526-033030	58,000	17526-034630	58,000
	50	17526-052130	71,400	17526-053030	71,400	17526-054630	71,400
	100	17526-102130	81,900	17526-103030	81,900	17526-104630	81,900
	150	17526-152130	92,400	17526-153030	92,400	17526-154630	92,400
Accucore Urea-HZLIC	50	27726-052130	78,750	27726-053030	78,750	27726-054630	75,000
	100	27726-102130	89,250	27726-103030	89,250	27726-104630	89,250
	150	27726-152130	99,750	27726-153030	99,750	27726-154630	99,750
	250	27726-252130	115,500	—	—	—	—

モノクロナール抗体分析用カラム MAbPac SCX-10 カラム

■仕様

品名	粒子径 (μm)	官能基	耐圧	pH 範囲
MAbPac	10	スルホン酸	21 MPa (3,045psi)	2.0 - 12.0

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格(税抜/円)
3	4	50	077907	114,000
5	4	50	078656	115,000
5	4	250	078655	250,000
10	4	50	075603	118,000
10	4	150	075602	154,350
10	2	250	075604	153,000
10	4	250	074625	205,800

核酸分析用カラム DNAPac PA200 カラム

■仕様

品名	粒子径 (μm)	官能基	耐圧	pH 範囲
DNA Pac PA 200	8	4級アミン官能基	28MPa (4,060psi)	3.0 - 11.0

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
8	2	50	063423	118,000
8	9	50	063419	141,000
8	2	250	063425	196,000
8	4	250	063000	214,000
8	9	250	063421	420,000
8	22	250	088781	980,000

糖鎖分離用カラム GlycanPac AXH-1 カラム

■仕様

品名	粒子径 (μm)	細孔径	表面積 (m ² /g)	pH 範囲
GlycanPac AXH-1	1.9, 3	120 Å (3μm) 175 Å (1.9μm)	300 (3μm) 220 (1.9μm)	2.0 - 8.0

GlycanPac AXH-1 カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.9	2.1	100	082473	126,000
1.9	2.1	150	082472	140,000
1.9	2.1	250	082521	142,000
3	2.1	150	082470	112,000
3	3.0	150	082469	112,000
3	4.6	150	082468	112,000

Hypercarb® (ハイパーカーブ)

■仕様

品名	粒子径 (μm)	細孔径 (Å)	表面積 (m ² /g)	炭素含有量 (%)	エンドキャップ	pH 範囲
Hypercarb®	3, 5, 7	250	120	100	—	0-14

■ Hypercarb® カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.1	50	35003-052130	89,000
3	2.1	100	35003-102130	110,000
3	2.1	150	35003-152130	147,000
3	4.6	50	35003-054630	115,000
3	4.6	100	35003-104630	142,000
3	4.6	150	35003-154630	194,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.1	50	35005-052130	79,000
5	2.1	100	35005-102130	100,000
5	2.1	150	35005-152130	131,000
5	4.6	50	35005-054630	105,000
5	4.6	100	35005-104630	131,000
5	4.6	150	35005-154630	176,000

■ Hypercarb® 用 ガードカートリッジ (2 個入り)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	2.1mm 用	10	35003-012101	37,000
3	4.6mm 用	10	35003-014001	37,000
5	2.1mm 用	10	35005-012101	33,000
5	4.6mm 用	10	35005-014001	33,000

■ ガードカートリッジホルダー (1 個入り)

内径 (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.1mm 用	852-00	22,000
4.6mm 用	850-00	22,000

ガードカートリッジご使用の際は、別途ガードカートリッジホルダーが必要になります。

・その他、内径 (3, 1, 1mm 以下)、長さ、粒子径 (7μm) も用意しています。お気軽にお問い合わせください。

臭素酸分析用カラム Acclaim Trinity P1

■ Acclaim Trinity P1

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	3.0	50	071388	92,000
3	3.0	100	071387	118,000
3	3.0	150	075563	120,000
3	2.1	50	075565	92,000
3	2.1	100	071389	118,000
3	2.1	150	075564	120,000

■ Acclaim Trinity P1 用ガードカートリッジ

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3	3.0	10	071390	26,000
3	2.1	10	071391	26,000

Hypersil® (ハイパーシル)

■仕様

品名	粒子径 (μm)	細孔径 (Å)	表面積 (m ² /g)	炭素含有量 (%)	エンドキャップ	pH 範囲
Hypersil® ODS	3, 5	120	170	10	Yes	2-8
Hypersil® BDS C18	2.4, 3, 5	130	170	11	Yes	2-9
Hypersil® BDS C8	2.4, 3, 5	130	170	7	Yes	2-9

■ Hypersil® BDS C18 カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
2.4	2.1	50	28102-052130	73,000
2.4	2.1	100	28102-102130	67,000
2.4	2.1	150	28102-152130	71,000
2.4	4.6	30	28102-034630	63,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
2.4	4.6	50	28102-054630	73,000
2.4	4.6	100	28102-104630	65,000
2.4	4.6	150	28102-154630	67,000

■ Hypersil® BDS C18 用 ガードカートリッジ (4 個入り)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
2.4	2.1mm 用	10	28102-012101	39,000
2.4	4.6mm 用	10	28102-014001	39,000

ガードカートリッジご使用の際は、別途ガードカートリッジホルダーが必要になります。

■ Hypersil® ODS カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.1	50	30103-052130	48,000
3	2.1	100	30103-102130	52,000
3	2.1	150	30103-152130	55,000
3	4.6	100	30103-104630	50,000
3	4.6	150	30103-154630	52,000
3	4.6	250	30103-254630	54,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	2.1	50	30105-052130	44,000
5	2.1	100	30105-102130	47,000
5	2.1	150	30105-152130	50,000
5	4.6	100	30105-104630	45,000
5	4.6	150	30105-154630	47,000
5	4.6	250	30105-254630	50,000

■ Hypersil® ODS 用 ガードカートリッジ (4 個入り)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.1mm 用	10	30103-012101	28,000
3	4.6mm 用	10	30103-014001	28,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	2.1mm 用	10	30105-012101	25,000
5	4.6mm 用	10	30105-014001	25,000

ガードカートリッジご使用の際は、別途ガードカートリッジホルダーが必要になります。

■ Hypersil® BDS C18 カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.1	50	28103-052130	53,000
3	2.1	100	28103-102130	57,000
3	2.1	150	28103-152130	59,000
3	4.6	100	28103-104630	54,000
3	4.6	150	28103-154630	56,000
3	4.6	250	28103-254630	60,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	2.1	50	28105-052130	48,000
5	2.1	100	28105-102130	51,000
5	2.1	150	28105-152130	54,000
5	4.6	100	28105-104630	49,000
5	4.6	150	28105-154630	51,000
5	4.6	250	28105-254630	54,000

■ Hypersil® BDS C18 用 ガードカートリッジ (4 個入り)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.1mm 用	10	28103-012101	30,000
3	4.6mm 用	10	28103-014001	30,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	2.1mm 用	10	28105-012101	27,000
5	4.6mm 用	10	28105-014001	27,000

ガードカートリッジご使用の際は、別途ガードカートリッジホルダーが必要になります。

■ Hypersil® BDS C8 カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.1	50	28203-052130	53,000
3	2.1	100	28203-102130	56,000
3	4.6	100	28203-104630	54,000
3	4.6	150	28203-154630	56,000
3	4.6	250	28203-254630	48,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	2.1	50	28205-052130	48,000
5	2.1	100	28205-102130	51,000
5	4.6	100	28205-104630	49,000
5	4.6	150	28205-154630	51,000
5	4.6	250	28205-254630	54,000

■ Hypersil® BDS C8 用 ガードカートリッジ (4 個入り)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	2.1mm 用	10	28203-012101	30,000
3	4.6mm 用	10	28203-014001	30,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	2.1mm 用	10	28205-012101	27,000
5	4.6mm 用	10	28205-014001	27,000

ガードカートリッジご使用の際は、別途ガードカートリッジホルダーが必要になります。

■ ガードカートリッジホルダー (1 個入り)

内径 (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
2.1mm 用	852-00	P.145 参照
4.6mm 用	850-00	P.145 参照

・その他、内径 (4, 3, 1, 1mm 以下)、長さ (20, 12.5, 5, 3, 2cm) も用意しています。お気軽にお問い合わせください。