



Viper フィンガータイトフィッティング Thermo Fisher Scientific

汎用の HPLC から UHPLC までデッドボリュームなしで接続できます。また、フレキシブルステンレスチューブは近年の LC システムで用いられる接続を容易に構築できます。LC の各種モジュール、バルブ、カラム等を素早く、簡単に特別な工具を使わないで接続できます。

- UHPLC でも使えるフィンガータイトフィッティング
- 耐圧 125MPa (18,130 psi)
- 様々なバルブやカラムに使えるユニバーサル構造
- デッドボリュームなし
- 耐熱温度 120°C
- 簡単に使えるフレキシブルステンレスチューブとフィンガータイトデザイン



10 ポートバルブ等、最も狭いスペースでも使用できます。従来のフィッティングと混ぜて使用することも可能です。



■内径 0.10mm

内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
0.10	65	6040.2207	21,800
0.10	150	6040.2215	23,600
0.10	250	6040.2225	26,100
0.10	350	6040.2235	27,100
0.10	450	6040.2245	30,000
0.10	550	6040.2255	33,600
0.10	650	6040.2265	35,900

■内径 0.13mm

内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
0.13	65	6040.2307	17,700
0.13	150	6040.2315	18,000
0.13	250	6040.2325	18,300
0.13	350	6040.2335	18,300
0.13	450	6040.2345	19,100
0.13	550	6040.2305	19,400
0.13	650	6040.2310	19,400
0.13	750	6040.2320	26,500
0.13	850	6040.2330	22,100
0.13	950	6040.2340	22,100

■内径 0.18mm

内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
0.18	65	6040.2357	16,500
0.18	150	6040.2360	16,800
0.18	250	6040.2385	16,500
0.18	350	6040.2375	16,800
0.18	450	6040.2365	17,100
0.18	550	6040.2355	17,400
0.18	650	6040.2395	18,000
0.18	750	6040.2370	20,300
0.18	850	6040.2380	20,600
0.18	950	6040.2390	20,300

EP チューブ 島津ジーエルシー

- 構成：100mL. チューブ 12本 (6色 {赤、緑、青、黄、黒、白} が各 2本ずつ)
- 仕様：【収縮温度】115°C以上、【収縮率】約 40%、【長さ変化率】-15%以上
- 使用例：同色カラーチューブ 2本をサクシオンチューブに通して(例：溶媒ボトル側とデガッサー側)、目印としてご活用ください。
- チューブは熱収縮します。



使用例

品名	仕様	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
EP チューブ 6色セット	100mmL スミチューブ、12pcs (6色 x2)	GLC-EPT	1,800

- ・ EP チューブは、はさみ等で簡単にカットできます。短かすぎるとサクシオンチューブ上で移動しやすくなりますのでご注意ください。
- ・ キャップ等を使用して EP チューブが移動相ボトル内に入らないように、また、有機溶媒に触れないようにご注意ください。