


96 ウェルプレート Phenomenex

96 ウェルプレート用コレクションプレート


- 2mL まで入れることが可能な、深く四角い構造です。
- 化学的耐久性のあるポリプロピレン製です。
- 回収率を高めるために円錐形、V 字形になっています。

仕様	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
350μL/ウェル、角ウェル/V底	50	AHO-7192	61,000
1mL/ウェル、角ウェル/V底	50	AHO-7193	61,000
2mL/ウェル、角ウェル/V底	50	AHO-7194	66,000
2mL/ウェル、角型ウェル/丸型円錐形底	50	AHO-8635	75,000
2mL/ウェル、丸型ウェル/丸底、8mm	50	AHO-8636	84,000
1mL/ウェル、丸型ウェル/丸底、7mm	50	AHO-7279	48,000


350μL角ウェルV底(AHO-7192)




1mL角ウェルV底(AHO-7193)



2mL角ウェルV底(AHO-7194)




2mL丸ウェル丸底(AHO-7279)



96 ウェルプレート用シーリングマット

- 溶媒の蒸発を防ぎ、夾雑物の混入を防ぎます。
- インジェクターの針が容易に貫通します。
- 夾雑物となる接着剤を使用しておりません。



AHO-7195

仕様	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
シリコン製、スリット無し、角型ウェル	50	AHO-8597	46,000
シリコン製、スリット入り、角型ウェル	50	AHO-8598	53,000
シリコン製、スリット無し、丸型ウェル、7mm	50	AHO-8631	64,000
シリコン製、スリット入り、丸型ウェル、7mm	50	AHO-8632	71,000
シリコン製、スリット無し、丸型ウェル、8mm	50	AHO-8633	65,000

仕様	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
シリコン製、スリット入り、丸型ウェル、8mm	50	AHO-8634	73,000
EVA製、スリット無し、角型ウェル	50	AHO-7195	45,000
Santoprene™スリット無し、角型ウェル	100	AHO-8199	68,000
シーリングテープパッド	10	AHO-7362	26,000

EVA : Ethylene Vinyl Acetate

96 ウェル フィルトレーションプレート

- 表面は不活性により特異的な結合を防ぎます。
- コスト面に優れたフィルトレーション

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
96 ウェル フィルトレーションプレート、0.45μm、グラスファイバー	2	AF0-8265	12,000

96 ウェル タブレスチューブホルダー

- 96 ウェルプレート用 マニホールド (P/N AHO-8950) で使用可能です。
- タブのない (タブレス) Strata®, Strata®-X の 1mL チューブを 96 本接続して、マニホールドで吸引可能です。

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
96 ウェル タブレスチューブホルダー	1	AHO-9054	82,000



接続例 (チューブは付属しません)

96 ウェルプレート用マニホールド

- 96 ウェルプレート (Strata-X, Strata, Impact™, Phree™, Novum™, β-Gone™) の吸引過程に対応しています。

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
96 ウェルプレート用マニホールド真空計付き	1	AHO-8950	250,000
交換用ガスケット、黒 (チャンバーと96ウェルプレート間に設置)	1	AHO-7285	7,500
交換用ガスケット、白 (チャンバーとマニホールド間に設置)	1	AHO-7198	12,000
廃液リザーバー	25	AHO-8637	73,000

96 ウェルプレートマニホールド
(プレートは付属しません)

・記載されている商品の色・形状・仕様などは変更する場合があります。