

セラムチューブ 住友ベークライト

- 凍結保存用チューブ。細胞、血清、抗体などの保存に使用可能です。
- インナーキャップタイプとアウターキャップタイプの2種類をラインナップ (スリムチューブはアウターキャップタイプのみ)。
- キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。
- 大きなマーキングエリアで記入しやすく、冷凍保存時の安全容量も記載されています。
- 材質: ポリプロピレン、放射線滅菌済、オートクレーブ可能 (121℃、20分)



セラムチューブ/インナーキャップタイプ、丸底型

容量 (mL)	長さ (mm)	外径 (mm)	キャップ色	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
2	48	12.5	白	500 (50×10袋)	MS-4502W	31,500
			赤	500 (50×10袋)	MS-4502R	31,500
			黄	500 (50×10袋)	MS-4502Y	31,500
			青	500 (50×10袋)	MS-4502B	31,500
			緑	500 (50×10袋)	MS-4502G	31,500
4	70	12.5	5色	500 (50×10袋)	MS-4502X	31,500
			白	300 (50×6袋)	MS-4504W	20,400
			赤	300 (50×6袋)	MS-4504R	20,400
			黄	300 (50×6袋)	MS-4504Y	20,400
			青	300 (50×6袋)	MS-4504B	20,400
5	90	12.5	緑	300 (50×6袋)	MS-4504G	20,400
			5色	300 (50×6袋)	MS-4504X	20,400
			白	300 (50×6袋)	MS-4505W	20,400
			赤	300 (50×6袋)	MS-4505R	20,400
			黄	300 (50×6袋)	MS-4505Y	20,400
			青	300 (50×6袋)	MS-4505B	20,400
			緑	300 (50×6袋)	MS-4505G	20,400
			5色	300 (50×6袋)	MS-4505X	20,400

セラムチューブ/インナーキャップタイプ、自立型

容量 (mL)	長さ (mm)	外径 (mm)	キャップ色	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1.2	42	12.5	白	500 (50×10袋)	MS-4501W	31,500
			赤	500 (50×10袋)	MS-4501R	31,500
			黄	500 (50×10袋)	MS-4501Y	31,500
			青	500 (50×10袋)	MS-4501B	31,500
			緑	500 (50×10袋)	MS-4501G	31,500
2	48	12.5	5色	500 (50×10袋)	MS-4501X	31,500
			白	500 (50×10袋)	MS-4503W	33,000
			赤	500 (50×10袋)	MS-4503R	33,000
			黄	500 (50×10袋)	MS-4503Y	33,000
			青	500 (50×10袋)	MS-4503B	33,000
			緑	500 (50×10袋)	MS-4503G	33,000
			5色	500 (50×10袋)	MS-4503X	33,000



インナーキャップタイプ



アウターキャップタイプ

セラムチューブ/アウターキャップタイプ、自立型

容量 (mL)	長さ (mm)	外径 (mm)	キャップ色	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1	43	12.5	白	500 (50×10袋)	MS-4601W	33,000
			赤	500 (50×10袋)	MS-4601R	33,000
			黄	500 (50×10袋)	MS-4601Y	33,000
			青	500 (50×10袋)	MS-4601B	33,000
			緑	500 (50×10袋)	MS-4601G	33,000
2	46	12.5	5色	500 (50×10袋)	MS-4601X	33,000
			白	500 (50×10袋)	MS-4603W	33,000
			赤	500 (50×10袋)	MS-4603R	33,000
			黄	500 (50×10袋)	MS-4603Y	33,000
			青	500 (50×10袋)	MS-4603B	33,000
			緑	500 (50×10袋)	MS-4603G	33,000
			5色	500 (50×10袋)	MS-4603X	33,000

容量 (mL)	長さ (mm)	外径 (mm)	キャップ色	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
4	71	12.5	白	300 (50×6袋)	MS-4604W	21,000
			赤	300 (50×6袋)	MS-4604R	21,000
			黄	300 (50×6袋)	MS-4604Y	21,000
			青	300 (50×6袋)	MS-4604B	21,000
			緑	300 (50×6袋)	MS-4604G	21,000
5	87	12.5	5色	300 (50×6袋)	MS-4604X	21,000
			白	300 (50×6袋)	MS-4605W	21,000
			赤	300 (50×6袋)	MS-4605R	21,000
			黄	300 (50×6袋)	MS-4605Y	21,000
			青	300 (50×6袋)	MS-4605B	21,000
			緑	300 (50×6袋)	MS-4605G	21,000
			5色	300 (50×6袋)	MS-4605X	21,000

スリムチューブ/アウターキャップタイプ、自立型 (高速遠心可)

- 19,500Gの遠心強度があり、高速遠心が可能です。
- 試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。



容量 (mL)	長さ (mm)	外径 (mm)	キャップ色	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
0.5	46	10.5	白	500 (50×10袋)	MS-4701W	33,000
			赤	500 (50×10袋)	MS-4701R	33,000
			黄	500 (50×10袋)	MS-4701Y	33,000
			青	500 (50×10袋)	MS-4701B	33,000
			緑	500 (50×10袋)	MS-4701G	33,000
			5色	500 (50×10袋)	MS-4701X	33,000

容量 (mL)	長さ (mm)	外径 (mm)	キャップ色	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1.5	46	10.5	白	500 (50×10袋)	MS-4702W	33,000
			赤	500 (50×10袋)	MS-4702R	33,000
			黄	500 (50×10袋)	MS-4702Y	33,000
			青	500 (50×10袋)	MS-4702B	33,000
			緑	500 (50×10袋)	MS-4702G	33,000
			5色	500 (50×10袋)	MS-4702X	33,000