



GC 消耗品 島津製作所

島津製作所 オートサンプラーシリリンジ / マニュアルシリリンジ



オートサンプラーシリリンジ



仕様	容量	ニードル 長さ (mm)	ニードル ゲージ	ニードル 外径 (mm)	ニードル 内径 (mm)	針先	タイプ	交換ブランジャー	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
AOC-20i 用オートサンプラーシリリンジ										
標準	5μL	42	23	0.63	0.11	コーン	固定	—	221-75173	10,500
標準	10μL	42	23	0.63	0.11	コーン	固定	—	221-34618	7,800
ガスタイト	10μL	42	23	0.63	0.11	コーン	固定	(221-75173-01)	221-74469	16,200
OCI 用デュアルゲージ	10μL	42	23-26	0.63-0.47	0.11	ドーム	固定	—	221-37282-02	10,600
ガスタイト	50μL	42	23	0.63	0.24	コーン	固定	—	221-45243	21,700
ガスタイト	250μL	42	23	0.63	0.24	コーン	固定	(221-45244-01)	221-45244	22,200
AOC-5000 用オートサンプラーシリリンジ										
標準	10μL	50	26	0.47	0.11	コーン	固定	—	221-75175	8,000
標準	10μL	50	23	0.63	0.11	コーン	固定	—	221-75175-01	7,800
標準	10μL	80	26	0.47	0.11	コーン	固定	—	221-75176	8,400
標準	10μL	80	23	0.63	0.11	コーン	固定	—	221-75176-01	8,400
ガスタイト	10μL	50	26	0.47	0.11	コーン	固定	—	221-75175-02	8,900
ガスタイト	10μL	50	23	0.63	0.11	コーン	固定	—	221-75175-03	8,900
ガスタイト	25μL	50	23	0.63	0.24	コーン	固定	—	221-75177	12,800
ガスタイト	1mL	50	26	0.47	0.15	横穴ドーム	固定	—	221-75178	27,000
ガスタイト	1mL	50	23	0.63	0.15	横穴ドーム	固定	—	221-75178-01	27,000
ガスタイト	2.5mL	50	26	0.47	0.15	横穴ドーム	固定	—	221-75179	27,000
ガスタイト	2.5mL	50	23	0.63	0.15	横穴ドーム	固定	—	221-75179-01	27,000
マニュアルシリリンジ										
標準	5μL	42	26	0.47	0.11	ベベル	固定	—	221-75170	6,200
標準	10μL	42	26	0.47	0.11	ベベル	固定	—	670-12552-01	5,100
標準 (HPLC 用)	10μL	51	22	0.71	0.17	90°	固定	—	670-12554-01	5,600
標準	25μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	—	670-12510-31	5,400
ガスタイト	25μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75171-01)	221-75171	6,500
標準 (HPLC 用)	25μL	51	22	0.71	0.37	90°	固定	—	670-12554-02	5,400
標準	50μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	—	670-12510-36	5,400
ガスタイト	50μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75172-03)	221-75172	6,700
標準 (HPLC 用)	50μL	51	22	0.71	0.37	90°	固定	—	670-12554-03	5,600
標準	100μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	—	670-12510-18	5,800
ガスタイト	100μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75172-04)	221-75172-01	6,200
標準 (HPLC 用)	100μL	51	22	0.71	0.37	90°	固定	—	670-12554-04	6,500
標準	250μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	—	670-12510-19	7,400
ガスタイト	250μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75172-05)	221-75172-02	7,700
標準 (HPLC 用)	250μL	51	22	0.71	0.37	90°	固定	—	670-12554-05	7,600
標準	500μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	—	670-12510-20	7,400
標準 (HPLC 用)	500μL	51	22	0.71	0.37	90°	固定	—	670-12554-06	7,600
ルアーロックタイプ	1mL							(221-54778-11)	221-54778-01	10,200
ルアーロックタイプ	5mL							(221-54778-12)	221-54778-02	11,200
ルアーロックタイプ	10mL							(221-54778-13)	221-54778-03	12,500
ルアーロックタイプ	25mL							(221-54778-14)	221-54778-04	17,200
ルアーロックタイプ	50mL							(221-54778-15)	221-54778-05	26,800
ルアーロックタイプ	100mL							(221-54778-16)	221-54778-06	34,300

ニードル (針) は含まれません。別途お求めください。

品名	仕様	入数	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)	
交換ブランジャー	AOC-20i 用オートサンプラーシリリンジ ガスタイト 10μL 用	2	221-75173-01	7,400	
	AOC-20i 用オートサンプラーシリリンジ ガスタイト 250μL 用	2	221-45244-01	7,400	
	マニュアルシリリンジ ガスタイト 25μL 用	1	221-75171-01	3,900	
	マニュアルシリリンジ ガスタイト 50μL 用	1	221-75172-03	3,900	
	マニュアルシリリンジ ガスタイト 100μL 用	1	221-75172-04	3,900	
	マニュアルシリリンジ ガスタイト 250μL 用	1	221-75172-05	3,900	
	ルアーロックシリリンジ 1mL 用	1	221-54778-11	7,400	
	ルアーロックシリリンジ 5mL 用	1	221-54778-12	6,100	
	ルアーロックシリリンジ 10mL 用	1	221-54778-13	6,100	
	ルアーロックシリリンジ 25mL 用	1	221-54778-14	8,500	
	ルアーロックシリリンジ 50mL 用	1	221-54778-15	10,100	
	ルアーロックシリリンジ 100mL 用	1	221-54778-16	13,300	
	交換ニードル (針)	ルアーロックシリリンジ用 50mm 23 ゲージ 外径 0.63mm 内径 0.32 ベベル	5	221-54778-51	4,900
		ルアーロックシリリンジ用 50mm 19 ゲージ 外径 1.07mm 内径 0.65 ベベル	5	221-54778-52	4,900
ルアーロックシリリンジ用 50mm 14 ゲージ 外径 2.10mm 内径 1.60 ベベル		5	221-54778-54	4,900	