

シリンジ ハミルトン

700 シリーズ マイクロシリンジ Microliter™ Syringes

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
固定針型 標準針	75N	5	0.05	26s	87900	10,200
	701N	10	0.1	26s	80300	4,600
	702N	25	0.25	22s	80400	6,500
	705N	50	0.5	22s	80500	7,100
	710N	100	1.0	22s	80600	7,900
	725N	250	2.5	22s	80700	10,500
	750N	500	5.0	22	80800	11,300
固定型 90° 針 (HPLC 用)	701SNR	10	0.1	22s	80365	6,700
	702SNR	25	0.25	22s	80465	6,600
	705SNR	50	0.5	22s	80565	7,400
	710SNR	100	1.0	22s	80665	7,500
	725SNR	250	2.5	22s	80765	10,500
	750SNR	500	5.0	22	80865	12,900
固定針型 横穴針	701N PT-5	10	0.1	26s	80339	10,700
	702N PT-5	25	0.25	22s	80439	12,000
	705N PT-5	50	0.5	22s	80539	12,500
	710N PT-5	100	1.0	22s	80639	13,200
	725N PT-5	250	2.5	22s	80739	14,200
交換針型 RN タイプ	750N PT-5	500	5.0	22	80839	14,900
	75RN	5	0.05	26s	87930	14,400
	701RN	10	0.1	26s	80330	8,300
	702RN	25	0.25	22s	80430	9,800
	705RN	50	0.5	22s	80530	10,100
	710RN	100	1.0	22s	80630	10,900
	725RN	250	2.5	22s	80730	15,600
	750RN	500	5.0	22	80830	16,300
交換針型 ルアーチップ タイプ (針なし)	701LT	10	0.1	—	80301	7,200
	702LT	25	0.25	—	80401	7,600
	705LT	50	0.5	—	80501	8,100
	710LT	100	1.0	—	80601	9,900
	725LT	250	2.5	—	80701	12,000
	750LT	500	5.0	—	80801	12,500
固定針型 WG ガイド付	701NWG	10	0.1	26s	80307	12,900
	702NWG	25	0.25	22s	80407	14,200
固定針型 CH アダプ ター付	701NCH	10	0.1	26s	80304	24,400
	705NCH	50	0.5	22s	80505	33,100
	710NCH	100	1.0	22s	80605	32,400
交換針 WG 付	701RNWG	10	0.1	26s	80337	16,500
交換針型 CH アダプター付	701RNCH	10	0.1	26s	80334	27,300

注) ① 針の長さは 2" です。

② LT シリンジに針は含まれません。別途購入してください。

③ RN 交換針、CTFE ハブ付き交換針は、P.358 を参照してください。

【アクセサリ】

品名	適応容量 (μL)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
ガイド (WG)	5~10	14806	7,600
ガイド (WG)	25~500	14906	7,600
チャニーアダプター (CH アダプター)	5~10	14700	16,600
チャニーアダプター (CH アダプター)	25~500	14725	16,600
標準 RN 交換針 26s PT-2(6/PK)	5~10	7758-02	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2(6/PK)	25~100	7758-03	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2(6/PK)	250	7779-03	P.358 参照
標準 RN 交換針 22 PT-2(6/PK)	500	7779-01	P.358 参照

701N・701RN 6本パック 701N・701RN Six Packs

700 シリーズ マイクロシリンジの 6 本パックは、701N・701RN の 2 種類があり、1 本ずつの購入よりもお買い得です。

品名	容量 (μL)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
701N Six Pack(6/PK)	10	80366	24,400
701RN Six Pack(6/PK)	10	80336	47,700

800 シリーズ マイクロシリンジ Microliter™ Syringes

800 シリーズはプランジャーの保護を兼ねたハンドル付きの使いやすいシリンジです。プランジャーとのセットでバレル部の交換が可能です。

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
固定針型	801N	10	0.1	26s	84852	20,700
	802N	25	0.25	22s	84854	21,700
	805N	50	0.5	22s	84856	25,300
	810N	100	1.0	22s	84858	27,700
交換針型 RN タイプ	801RN	10	0.1	26s	84853	24,500
	802RN	25	0.25	22s	84855	24,500
	805RN	50	0.5	22s	84857	26,300
	810RN	100	1.0	22s	84859	29,100
	825RN	250	2.5	22s	84861	30,300

【アクセサリ】

品名	適応容量 (μL)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
標準 RN 交換針 26s PT-2(6/PK)	10	7758-02	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2(6/PK)	25~100	7758-03	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2(6/PK)	250	7779-03	P.358 参照

900 シリーズ マイクロシリンジ Microliter™ Syringes

プランジャーの折れ曲がり防止用のハンドルとシリンジ (バレル) が一体になったシリンジです。バレル部・プランジャーの交換はできません。

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
固定針型	95N	5.0	0.05	26s	87920	17,900
	901N	10.0	0.1	26s	80360	20,200
交換針型 RN タイプ	95RN	5.0	0.05	26s	87925	22,400
	901RN	10.0	0.1	26s	80370	24,200

注) 針の長さは 2" です。ポイントスタイルは PT-2 です。

【アクセサリ】

品名	適応容量 (μL)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
標準 RN 交換針 26s PT-2(6/PK)	5.0~10	7758-02	P.358 参照
ウォーターズ用 RN 交換針 25s PT-3(6/PK)	5.0~100	8647-01	P.358 参照
レオダイン用 RN 交換針 22s PT-3(6/PK)	5.0~10	7770-01	P.358 参照

1700 シリーズ ガスタイトシリリンジ Gastight® Syringes

1700 シリーズシリリンジは、気密性が高く液体・気体はもとより腐食性試料にも使用できます。1725/1750 タイプはプランジャーのボディが PTFE コートされています。

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
固定針型 標準針	1701N	10	0.1	26s	80000	5,700
	1702N	25	0.25	22s	80200	8,900
	1705N	50	0.5	22s	80900	9,600
	1710N	100	1.0	22s	81000	7,400
	1725N	250	2.5	22s	81100	10,700
	1750LTN	500	5.0	22	81217	10,300
固定針型 横穴針	1701N PT-5	10	0.1	26s	80039	12,000
	1702N PT-5	25	0.25	22s	80239	12,500
	1705N PT-5	50	0.5	22s	80939	13,200
	1710N PT-5	100	1.0	22s	81039	13,800
	1725N PT-5	250	2.5	22s	81139	14,200
	1750LTN PT-5	500	5.0	22	81243	12,000
交換針型 RN タイプ	1701RN	10	0.1	26s	80030	10,700
	1702RN	25	0.25	22s	80230	10,700
	1705RN	50	0.5	22s	80930	11,100
	1710RN	100	1.0	22s	81030	12,500
	1725RN	250	2.5	22s	81130	12,500
	1750RN	500	5.0	22	81230	12,500
交換針型 ルアーチップ タイプ (針なし)	1701LT	10	0.1	—	80001	8,900
	1702LT	25	0.25	—	80201	8,900
	1705LT	50	0.5	—	80901	9,600
	1710LT	100	1.0	—	81001	10,300
	1725LT	250	2.5	—	81101	10,700
	1750LT	500	5.0	—	81201	10,300
交換針型 ルアーロック タイプ (針なし)	1705TLL	50	0.5	—	80920	10,700
	1710TLL	100	1.0	—	81020	10,500
	1725TLL	250	2.5	—	81120	10,500
	1750TLL	500	5.0	—	81220	10,500
固定針型 CPアダプター付	1701NCH	10	0.1	26s	80004	27,900

注) ①針の長さは2"です。

②LT・TLL シリリンジに針は含まれません。別途購入してください。

③RN 交換針、メタルハブ付き / CTFE ハブ付き交換針は、P.358 を参照してください。

【アクセサリ】

品名	適応容量 (μL)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
ガイド (WG)	10	14806	P.355 参照
ガイド (WG)	25~500	14906	P.355 参照
チャニーアダプター (CH アダプター)	10	14700	P.355 参照
チャニーアダプター (CH アダプター)	25~500	14725	P.355 参照
標準 RN 交換針 26s PT-2 (6/PK)	10	7758-02	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2 (6/PK)	25~100	7758-03	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2 (6/PK)	250	7779-03	P.358 参照
標準 RN 交換針 22 PT-2 (6/PK)	500	7779-01	P.358 参照
ウォーターズ用 RN 交換針 25s PT-3 (6/PK)	10~100	8647-01	P.358 参照
ウォーターズ用 RN 交換針 25s PT-3 (6/PK)	250~500	8648-01	P.358 参照
レオダイ用 RN 交換針 22s PT-3 (6/PK)	10~100	7770-01	P.358 参照
レオダイ用 RN 交換針 22 PT-3 (6/PK)	250~500	7780-04	P.358 参照

【交換用プランジャー】

型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1701 用	13205	5,000	1710 用	1162-02	5,000
1702 用	1122-01	5,000	1725 用	1162-03	5,000
1705 用	1162-01	5,000	1750 用	1169-01	5,000

1000 シリーズ ガスタイトシリリンジ Gastight® Syringes

1000 シリーズシリリンジは、PTFE コートプランジャー・PTFE チップにより、気密性が高く、液体・気体、腐食性試料にも使用できます。

仕様	型式	容量 (mL)	最小目盛	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
固定針型 標準針	1001LTN	1.0	10.0μL	22	81317	11,500
	1002LTN	2.5	25.0μL	22	81417	11,100
	1005LTN	5.0	50.0μL	22	81517	13,600
	1010LTN	10.0	100.0μL	22	81617	16,500
固定針型 横穴針	1001LTN PT-5	1.0	10.0μL	22	81343	13,400
	1002LTN PT-5	2.5	25.0μL	22	81443	13,400
	1005LTN PT-5	5.0	50.0μL	22	81543	15,300
	1010LTN PT-5	10.0	100.0μL	22	81643	20,500
交換針型 RN タイプ	1001RN	1.0	10.0μL	22	81330	15,100
	1002RN	2.5	25.0μL	22	81430	14,900
	1005RN	5.0	50.0μL	22	81530	16,800
	1010RN	10.0	100.0μL	22	81630	19,900
交換針型 ルアーチップタイプ (針なし)	1001LT	1.0	10.0μL	—	81301	11,100
	1002LT	2.5	25.0μL	—	81401	10,500
	1005LT	5.0	50.0μL	—	81501	12,900
	1010LT	10.0	100.0μL	—	81601	15,800
交換針型 ルアーロックタイプ (針なし)	1001TLL	1.0	10.0μL	—	81320	8,900
	1002TLL	2.5	25.0μL	—	81420	12,000
	1005TLL	5.0	50.0μL	—	81520	10,100
	1010TLL	10.0	100.0μL	—	81620	11,300
	1025TLL	25.0	250.0μL	—	82520	46,000
	1050TLL	50.0	500.0μL	—	85020	58,900
固定針型 CHアダプター付	1100TLL	100.0	1.0mL	—	86020	90,000
	1001LTNCH	1.0	10.0μL	22	81318	27,600
	1002LTNCH	2.5	25.0μL	22	81418	22,400
	1005LTNCH	5.0	50.0μL	22	81518	24,700
交換針型 LT-TLL タイプ CHアダプター付	1002LTCH	2.5	25.0μL	—	81403	23,700
	1001TLLCH	1.0	10.0μL	—	81324	23,000
	1002TLLCH	2.5	25.0μL	—	81424	29,900
	1005TLLCH	5.0	50.0μL	—	81524	27,100
	1010TLLCH	10.0	100.0μL	—	81624	33,900

注) ①針の長さは2"です。

②LT・TLL シリリンジに針は含まれません。別途購入してください。

③RN 交換針、メタルハブ付き / CTFE ハブ付き交換針は、P.358 を参照してください。

【アクセサリ】

品名	適応容量 (mL)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
標準 RN 交換針 22 PT-2(6/PK)	1.0~10	7779-01	P.358 参照
ウォーターズ用 RN 交換針 25s PT-3(6/PK)	1.0~10	8648-01	P.358 参照
レオダイ用 RN 交換針 22 PT-3(6/PK)	1.0~10	7780-04	P.358 参照

注) 1000 シリーズのチャニーアダプター付きシリリンジは、プランジャーとアダプターが一体型になっていますので、チャニーアダプター単体での販売はしていません。

【交換用プランジャー】※LTN・RN・LT・TLL 共通

型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1001 用	1359-01	5,000	1010 用	13231	6,000
1002 用	1360-01	5,200	1025 用	13271	18,200
1005 用	13230	5,500	1050 用	13272	23,000

7000 シリーズ マイクロシリリンジ

Microliter™ Syringes

7000 シリーズシリリンジは、極微量の飲料採取などに有効なシリリンジです。タングステンワイヤーが針先まで通り、試料がすべて針内部から抽出されるため、デッドボリュームがありません。

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
標準針 PT-2	7000.5KH PT-2	0.5	0.005	25	86259	23,000
	7001KH PT-2	1.0	0.01	25s	80135	18,200
	7101KH PT-2	1.0	0.01	22s	86211	18,200
	7002KH PT-2	2.0	0.02	25	88411	23,000
	7102KH PT-2	2.0	0.02	23	88511	23,000
90° 針 PT-3	7105KH PT-2	5.0	0.05	24	88011	21,100
	7000.5KH PT-3	0.5	0.005	25	86250	23,000
	7001KH PT-3	1.0	0.01	25s	80100	18,200
	7101KH PT-3	1.0	0.01	22s	86200	18,200
	7002KH PT-3	2.0	0.02	25	88400	23,000
7102KH PT-3	2.0	0.02	23	88500	23,000	
7105KH PT-3	5.0	0.05	24	88000	21,100	

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
WG ガイド付 PT-3	7000.5KHWG	0.5	0.005	25	86254	29,700
	7001KHWG	1.0	0.01	25s	80107	25,300
	7101KHWG	1.0	0.01	22s	86207	25,300
	7002KHWG	2.0	0.02	25	88407	29,400
	7102KHWG	2.0	0.02	23	88507	29,400
CH アダプター付 PT-3	7105KHWG	5.0	0.05	24	88007	27,400
	7000.5KHCH	0.5	0.005	25	86252	42,800
	7001KHCH	1.0	0.01	25s	80104	38,000
	7101KHCH	1.0	0.01	22s	86204	46,600
	7002KHCH	2.0	0.02	25	88404	42,600
7102KHCH	2.0	0.02	23	88504	41,400	
7105KHCH	5.0	0.05	24	88004	41,100	

注) 針の長さは 2.75" (70mm) です。

[リペアキット] ワイヤー組込みプランジャー、針、フェラル各 1 個入

PT-3 用			PT-2 用		
型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
7000.5 用	17187	10,100	7000.5 用	17887	13,000
7001 用	17188	8,100	7001 用	17888	9,800
7101 用	17190	7,900	7101 用	17890	9,800
7002 用	17191	10,500	7002 用	17891	11,300
7105 用	17193	9,600	7105 用	17893	11,500

1800 シリーズ ガスタイトシリリンジ

Gastight® Syringes

プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いた使い易いガスタイトシリリンジです。

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
固定針型	1801N	10	0.1	26s	84875	24,500
	1802N	25	0.25	22s	84878	25,300
	1805N	50	0.5	22s	84881	26,300
	1810N	100	1.0	22s	84884	26,800
	1825N	250	2.5	22s	84887	28,800

仕様	型式	容量 (μL)	最小目盛 (μL)	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
交換針型 RN タイプ	1801RN	10	0.1	26s	84877	27,300
	1802RN	25	0.25	22s	84880	29,100
	1805RN	50	0.5	22s	84883	29,900
	1810RN	100	1.0	22s	84886	30,500
	1825RN	250	2.5	22s	84889	32,600

[アクセサリ]

品名	適応容量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1801 用プランジャー ASSY	1801N・1801RN	32193	9,800
1802 用プランジャー ASSY	1802N・1802RN	1160-01	6,000
1805 用プランジャー ASSY	1805N・1805RN	1161-01	6,000
1810 用プランジャー ASSY	1810N・1810RN	1161-02	6,000
チャニーアダプター (CH アダプター)	800・1800 共通	32146	25,500
標準 RN 交換針 26s PT-2(6/PK)	10μL	7758-02	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2(6/PK)	25~100μL	7758-03	P.358 参照
標準 RN 交換針 22s PT-2(6/PK)	250μL	7779-03	P.358 参照

サンプルロックシリリンジ

● 針接続部にサンプルロック用の切換バルブが付いたシリリンジです。容量 250μL 以上のシリリンジには、飛び抜け防止用ストッパー付きの専用プランジャーが付いています。

型式	容量	最小目盛	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1705SL	50μL	0.5μL	22s	80956	25,100
1710SL	100μL	1.0μL	22s	81056	26,300
1725SL	250μL	2.5μL	22s	81156	31,400
1750SL	500μL	5.0μL	22	81256	30,900
1001SL	1.0mL	10.0μL	22	81356	39,000
1002SL	2.5mL	25.0μL	22	81456	45,800

型式	容量	最小目盛	ゲージ	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1005SL	5.0mL	50.0μL	22	81556	45,000
1010SL	10.0mL	100.0μL	22	81656	49,500
1025SL	25.0mL	250.0μL	22	86326	81,700
1050SL	50.0mL	500.0μL	22	86336	95,500
1100SL	100.0mL	1.0mL	22	86346	126,500

[交換用プランジャー]

型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	型式	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1705 用	1162-01	P.356 参照	1001 用	1343-01	14,800
1710 用	1162-02	P.356 参照	1050 用	1615-02	36,300
1750 用	1321-01	15,300	1100 用	1615-03	51,500

[アクセサリ]

品名	適応容量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
標準 RN 交換針 22s PT-2(6/PK)	50~250μL	7779-03	P.358 参照
標準 RN 交換針 22 PT-2(6/PK)	500μL~100mL	7779-01	P.358 参照

スーパーシリンジ

Super Syringes

大容量の気体捕集に適します。シリンドーにはアクリル樹脂、ピストンには PTFE コートのアルミニウム、シール用には O リングを使用しています。

型式	容量 (mL)	最小目盛 (mL)	最大目盛 (mL)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
S-500TLL	500	20	100	86311	138,000
S-1000TLL	1,000	20	100	86312	142,000
S-1500TLL	1,500	20	100	86313	170,000
S-2000TLL	2,000	20	100	86314	215,000

注) シール用 O リングの材質はブナ N ゴムです。

メタルハブ付交換針

Metal Hub Needles

(TLL シリンジ用) 6 本入り

PT-2…標準針、PT-3…90°針、PT-5…横穴針

ゲージ	型式	外径		内径		長さ (インチ)	PT-2 (6/PK)		PT-3 (6/PK)		PT-5 (6/PK)	
		インチ	ミリ	インチ	ミリ		P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
33	N733	0.008	0.21	0.0035	0.11	2	90033	21,100	91033	17,900	—	—
32	N732	0.009	0.24	0.0035	0.11	2	90032	23,000	91032	21,900	—	—
31	N731	0.01	0.26	0.0045	0.13	2	90031	16,500	91031	17,900	—	—
30	N730	0.012	0.31	0.0055	0.16	2	90030	11,500	91030	13,000	—	—
27	N727	0.016	0.41	0.0075	0.21	2	90027	11,900	91027	11,500	—	—
26s	N726s	0.0184	0.47	0.0045	0.13	2	90039	11,500	91039	10,400	7729-01	28,600
26	N726	0.018	0.46	0.0095	0.26	2	90026	11,500	91026	11,500	7729-03	28,600
25	N725	0.02	0.51	0.0095	0.26	2	90025	11,500	91025	10,700	7729-04	28,600
24	N724	0.022	0.57	0.0115	0.31	2	90024	9,200	91024	12,100	7729-05	28,600
23	N723	0.025	0.64	0.0125	0.34	2	90023	9,800	91023	9,600	7729-06	28,600
22s	N722s	0.028	0.72	0.0055	0.15	2	90038	11,500	91038	9,600	7729-02	28,600
22	N722	0.028	0.72	0.0155	0.41	2	90022	9,000	91022	9,000	7729-07	28,600

CTFE ハブ付交換針

Kel-F® Hub Needles

(LT/TLL シリンジ用) 6 本入り

PT-2…標準針、PT-3…90°針、PT-5…横穴針

ゲージ	型式	外径		内径		長さ (インチ)	PT-2 (6/PK)		PT-3 (6/PK)		PT-5 (6/PK)	
		インチ	ミリ	インチ	ミリ		P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
31	KF731	0.01	0.26	0.0045	0.13	2	90131	22,800	90531	21,100	—	—
30	KF730	0.012	0.31	0.0055	0.16	2	90130	20,500	90530	21,100	—	—
28	KF728	0.014	0.36	0.0065	0.18	2	90128	20,200	90528	18,200	—	—
27	KF727	0.016	0.41	0.0075	0.21	2	90127	15,600	90532	15,600	—	—
26s	KF726s	0.0184	0.47	0.0045	0.13	2	90139	17,300	90539	17,600	7746-12	32,600
26	KF726	0.018	0.46	0.0095	0.26	2	90126	15,900	90533	17,300	7746-10	32,600
25	KF725	0.02	0.51	0.0095	0.26	2	90125	17,300	90525	15,900	7746-09	30,900
24	KF724	0.022	0.57	0.0115	0.31	2	90124	17,300	90524	17,300	7746-08	30,900
23	KF723	0.025	0.64	0.0125	0.34	2	90123	15,900	90523	15,900	7746-07	28,600
22s	KF722s	0.028	0.72	0.0055	0.15	2	90138	20,200	90534	13,800	7746-11	30,900
22	KF722	0.028	0.72	0.0155	0.41	2	90122	13,300	90134	13,300	7746-06	30,900

ハミルトンのルアーロックシリンジ・ルアーチップシリンジには、ハミルトンの交換針を使用してください。

交換針

Removable Needles

(RN シリンジ用) 6 本入り

PT-2…標準針、PT-3…90°針、PT-5…横穴針

ゲージ	長さ (インチ)	適応容量	PT-2 (6/PK)		PT-3 (6/PK)		PT-5 (6/PK)	
			P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
22	2.0	5.0~100μL	7758-01	7,400	7770-02	7,400	7784-06	24,400
		250μL~10mL	7779-01	7,400	7780-04	7,400	7784-02	24,400
22s	2.0	5.0~100μL	7758-03	7,400	7770-01	7,400	7784-05	24,400
		250μL~10mL	7779-03	7,900	7780-03	6,700	7784-01	24,400
26	2.0	5.0~100μL	7758-04	7,900	7768-02	7,400	7784-08	24,400
		250μL~10mL	7779-04	9,400	7780-02	8,900	7784-04	24,400
26s	2.0	5.0~100μL	7758-02	7,400	7768-01	8,700	7784-07	24,400
		250μL~10mL	7779-02	7,600	7780-01	8,900	7784-03	24,400
25s	1.97	5.0~100μL	—	—	8647-01	7,900	—	—
		250μL~10mL	—	—	8648-01	7,900	—	—