

007 シリーズ Quadrex

・取扱いラインナップの一部のみ掲載しております。掲載の無い液相、サイズをお求めの場合はご連絡ください。

007-1、007-5 の使用温度範囲

膜厚	使用温度範囲
1.0μm 以下	-50℃～350℃
2.0～5.0μm	300℃以下
6.0～8.0μm	280℃以下
9.0～12.0μm	240℃以下
12.0μm 以上	200℃以下

007-1

Dimethyl Polysiloxane

●無極性。耐熱性に優れています。

長さ (m)	内径 (mm)	膜厚 (μm)	P/N	希望小売価格(税抜/円)
10	0.25	3.0	007-1-10-3.0F	72,000
10	0.25	5.0	007-1-10-5.0F	72,900
10	0.25	8.0	007-1-10-8.0F	72,900
10	0.32	3.0	007-1-10W-3.0F	49,200
10	0.32	5.0	007-1-10W-5.0F	49,200
10	0.32	12.0	007-1-10W-12.0F	92,200
10	0.53	3.0	007-1-10V-3.0F	51,900
10	0.53	5.0	007-1-10V-5.0F	51,900
10	0.53	6.0	007-1-10V-6.0F	57,100
10	0.53	8.0	007-1-10V-8.0F	57,100
10	0.53	15.0	007-1-10V-15.0F	120,300
10	0.53	18.0	007-1-10V-18.0F	120,300
15	0.10	3.0	007-1-15NB-3.0F	132,600
15	0.25	5.0	007-1-15-5.0F	81,700
15	0.25	8.0	007-1-15-8.0F	81,700
15	0.32	3.0	007-1-15W-3.0F	51,900
15	0.32	5.0	007-1-15W-5.0F	51,900
15	0.32	6.0	007-1-15W-6.0F	88,700
15	0.32	8.0	007-1-15W-8.0F	88,700
15	0.32	12.0	007-1-15W-12.0F	104,500
15	0.53	3.0	007-1-15V-3.0F	54,500
15	0.53	5.0	007-1-15V-5.0F	54,500
15	0.53	6.0	007-1-15V-6.0F	67,600
15	0.53	8.0	007-1-15V-8.0F	67,600
15	0.53	15.0	007-1-15V-15.0F	130,800
15	0.53	18.0	007-1-15V-18.0F	130,800
20	0.53	3.0	007-1-20V-3.0F	89,600
25	0.25	3.0	007-1-25-3.0F	122,900
25	0.25	5.0	007-1-25-5.0F	127,300
25	0.25	8.0	007-1-25-8.0F	127,300
25	0.32	3.0	007-1-25W-3.0F	78,200
25	0.32	5.0	007-1-25W-5.0F	78,200
25	0.32	6.0	007-1-25W-6.0F	126,400
25	0.32	8.0	007-1-25W-8.0F	129,900
25	0.32	12.0	007-1-25W-12.0F	147,500
25	0.53	3.0	007-1-25V-3.0F	92,200
25	0.53	5.0	007-1-25V-5.0F	92,200
25	0.53	6.0	007-1-25V-6.0F	107,100
25	0.53	8.0	007-1-25V-8.0F	107,100
25	0.53	12.0	007-1-25V-12.0F	175,500
25	0.53	15.0	007-1-25V-15.0F	175,500
25	0.53	18.0	007-1-25V-18.0F	175,500
30	0.25	3.0	007-1-30-3.0F	139,600
30	0.25	5.0	007-1-30-5.0F	139,600
30	0.25	8.0	007-1-30-8.0F	139,600
30	0.32	3.0	007-1-30W-3.0F	88,700
30	0.32	5.0	007-1-30W-5.0F	88,700
30	0.32	8.0	007-1-30W-8.0F	157,200
30	0.32	12.0	007-1-30W-12.0F	181,800
30	0.53	3.0	007-1-30V-3.0F	96,600
30	0.53	5.0	007-1-30V-5.0F	96,600
30	0.53	6.0	007-1-30V-6.0F	110,700
30	0.53	8.0	007-1-30V-8.0F	110,700
30	0.53	15.0	007-1-30V-15.0F	197,500
30	0.53	18.0	007-1-30V-18.0F	197,500
50	0.25	3.0	007-1-50-3.0F	180,900
50	0.32	3.0	007-1-50W-3.0F	143,100
50	0.32	5.0	007-1-50W-5.0F	143,100
50	0.32	6.0	007-1-50W-6.0F	167,700
50	0.53	3.0	007-1-50V-3.0F	152,800
50	0.53	5.0	007-1-50V-5.0F	152,800
50	0.53	6.0	007-1-50V-6.0F	186,100
50	0.53	8.0	007-1-50V-8.0F	186,100
60	0.32	3.0	007-1-60W-3.0F	147,500
60	0.32	5.0	007-1-60W-5.0F	147,500
60	0.32	7.0	007-1-60W-7.0F	177,300
60	0.53	3.0	007-1-60V-3.0F	154,500
60	0.53	5.0	007-1-60V-5.0F	154,500
60	0.53	8.0	007-1-60V-8.0F	186,100

007-5 (旧名称 007-2)

5%Phenyl Dimethyl Polysiloxane

●微極性。耐熱性に優れています。

長さ (m)	内径 (mm)	膜厚 (μm)	P/N	希望小売価格(税抜/円)
10	0.25	3.0	007-5-10-3.0F	72,900
10	0.32	3.0	007-5-10W-3.0F	49,200
10	0.32	5.0	007-5-10W-5.0F	49,200
10	0.53	3.0	007-5-10V-3.0F	51,900
10	0.53	5.0	007-5-10V-5.0F	51,900
15	0.25	3.0	007-5-15-3.0F	76,500
15	0.32	3.0	007-5-15W-3.0F	51,900
15	0.32	5.0	007-5-15W-5.0F	51,900
15	0.53	3.0	007-5-15V-3.0F	54,500
15	0.53	5.0	007-5-15V-5.0F	54,500
25	0.25	5.0	007-5-25-5.0F	126,400
25	0.32	5.0	007-5-25W-5.0F	78,200
25	0.53	5.0	007-5-25V-5.0F	92,200
30	0.25	2.0	007-5-30-2.0F	136,100
30	0.25	3.0	007-5-30-3.0F	136,100
30	0.25	5.0	007-5-30-5.0F	136,100
30	0.32	3.0	007-5-30W-3.0F	88,700
30	0.32	5.0	007-5-30W-5.0F	88,700
30	0.32	10.0	007-5-30W-10.0F	181,800
30	0.53	3.0	007-5-30V-3.0F	96,600
30	0.53	5.0	007-5-30V-5.0F	96,600
30	0.53	10.0	007-5-30V-10.0F	197,500
30	0.53	18.0	007-5-30V-18.0F	197,500
60	0.32	5.0	007-5-60W-5.0F	147,500
60	0.53	5.0	007-5-60V-5.0F	154,500

007-CW、BTR-CW の使用温度範囲

膜厚	使用温度範囲
1.0μm 以下	20℃～280℃
2.0～5.0μm	240℃以下

007-CW

Polyethylene Glycol (PEG)

●強極性。Carbowax™ 20M 相当です。

長さ (m)	内径 (mm)	膜厚 (μm)	P/N	希望小売価格(税抜/円)
10	0.53	3.0	007-CW-10V-3.0F	53,600
25	0.53	5.0	007-CW-25V-5.0F	112,400
30	0.32	5.0	007-CW-30W-5.0F	114,200
30	0.53	5.0	007-CW-30V-5.0F	114,200
50	0.32	5.0	007-CW-50W-5.0F	166,800
50	0.53	5.0	007-CW-50V-5.0F	177,300
60	0.32	5.0	007-CW-60W-5.0F	157,200
60	0.53	5.0	007-CW-60V-5.0F	180,900

BTR-CW

Polyethylene Glycol (PEG)

●強極性。007-CW と同様の性質をもち、さらに酸素による劣化が少ない処理を施してあります。

長さ (m)	内径 (mm)	膜厚 (μm)	P/N	希望小売価格(税抜/円)
10	0.53	3.0	BTR-CW-10V-3.0F	58,000
10	0.53	5.0	BTR-CW-10V-5.0F	69,400
15	0.32	3.0	BTR-CW-15W-3.0F	58,000
15	0.53	3.0	BTR-CW-15V-3.0F	60,600
15	0.53	5.0	BTR-CW-15V-5.0F	71,100
25	0.32	3.0	BTR-CW-25W-3.0F	84,300
25	0.53	3.0	BTR-CW-25V-3.0F	99,200
25	0.53	5.0	BTR-CW-25V-5.0F	112,400
30	0.32	3.0	BTR-CW-30W-3.0F	95,700
30	0.53	3.0	BTR-CW-30V-3.0F	103,600
30	0.53	5.0	BTR-CW-30V-5.0F	114,200
50	0.32	3.0	BTR-CW-50W-3.0F	151,900
50	0.53	3.0	BTR-CW-50V-3.0F	160,700
60	0.32	2.0	BTR-CW-60W-2.0F	156,300
60	0.32	3.0	BTR-CW-60W-3.0F	156,300
60	0.53	3.0	BTR-CW-60V-3.0F	162,400
60	0.53	5.0	BTR-CW-60V-5.0F	179,100