

GC 消耗品 島津製作所

GC-2030 用消耗品

Nexis GC-2030 での分析性能を最大限に発揮させるために最適化された消耗品です。従来の GC-2010 シリーズ、GC-2014、GC-2025 でもご使用いただけます（一部、調整が必要な製品もございます）。

■ セプタム

ローブリード、高耐熱性（注入口温度 350℃まで）。

品名	入数	P/N	希望小売価格(税抜/円)
プレミアムグリーンセプタム	50	227-35004-01	11,700



■ インサート

インサートとウール両方に不活性化処理済み。スプリットレスインサートは微量分析でも目的成分の吸着を抑制。

品名	入数	P/N	希望小売価格(税抜/円)
スプリット用不活性化処理済みインサート、ウール付	5	227-35007-01	23,600
スプリットレス用不活性化処理済みインサート、ウール付	5	227-35008-01	28,000



GC-2010 シリーズ、GC-2014、GC-2025 でご使用の場合は、ウール位置を取扱説明書の記載に基づき調整することをお奨めします。

■ O-リング

耐熱温度は 350℃まで。

品名	入数	P/N	希望小売価格(税抜/円)
O-リング、インサート用	10	227-35005-01	4,400



■ グラファイトフェール

エージング済み。昇温分析時のベースライン上昇が軽減。

品名	入数	P/N	希望小売価格(税抜/円)
グラファイトフェール 0.5 (※1)	10	227-35006-01	10,900
グラファイトフェール 0.8 (※2)	10	227-35009-01	10,900

※1: カラム内径 0.25/0.32mm 用、※2: カラム内径 0.53mm 用



■ GC-2030 用標準消耗品キット

標準消耗品がセットになったリポート購入用キットです。

品名	P/N	希望小売価格(税抜/円)
GC-2030 用標準消耗品キット	227-35003-01	15,000

構成部品	入数	構成部品 P/N
プレミアムグリーンセプタム	2	227-35004-01
スプリット用不活性化処理済みインサート、ウール付	1	227-35007-01
スプリットレス用不活性化処理済みインサート、ウール付	1	227-35008-01
O-リング、インサート用	2	227-35005-01
グラファイトフェール 0.5	4	227-35006-01


GC-2030 本体には、標準消耗品キットが付属しています。



■ スプリット用フィルタ

品名	入数	P/N	希望小売価格(税抜/円)
スプリット用フィルタ	1	221-77580-42	10,600

GC-2030 専用です。なお、GC-2030 では、従来のスプリットライン用フィルタがご使用いただけません。



■ GC-2030 関連消耗品

品名	備考	P/N	希望小売価格(税抜/円)
ロングターレット	サンプル数：1.5mL、ピン 12 本	221-45622-91	24,900
4mL 試料ビンケース	1 個標準付属	221-32949-01	1,390
1.5mL 試料ビン用ラック	—	221-45609-92	3,800
1.5mL 試料ビン用延長ラック	—	221-45609-91	3,800
1.5mL 試料ビン(キャップ、セプタム付)	100 本入り	221-34274-91	12,500
キャップ、1.5mL 試料ビン用	100 個入り	221-34273-92	1,500
セプタム、1.5mL 試料ビン用	100 個入り	221-41239-91	4,400
1.5mL 試料ビン	100 本入り	221-34272-92	7,700
4mL 試料ビン(キャップ、セプタム付)	50 本入り	221-34269-91	8,800
キャップ、4mL 試料ビン用	50 個入り	221-34268-92	760
セプタム、4mL 試料ビン用	50 個入り	221-34266-92	3,800
4mL 試料ビン	50 本入り	221-34267-92	4,800
プレスタイトコネクタ	5 本入り	221-38102-91	7,700
ナット(スリットなし)	10 個入り	221-16325-81	5,400