

## ClickTek (クリックテック)

ClickTek (クリックテック) は、Nexis GC-2030 のために開発された工具レスでカラム接続や注入口開閉を可能にする消耗品です。ClickTek コネクタの使用により、カラム接続が手作業でできます。ClickTek コネクタの使用の際には、アダプタの交換 (簡単な作業) が必要です。なお、ClickTek コネクタは、ステンレス製キャピラリカラム並びに OCI/PTV 注入口および ECD 検出器には対応していません。

### ClickTek スターターキット

アダプタ (注入口・検出器用) とコネクタのセットです。

品名	付属品							P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		
ClickTek スターターキット、AF モデル用	2	1	1					221-77144-01	38,000
ClickTek スターターキット、AT モデル用	2	1		1				221-77144-02	43,000
ClickTek スターターキット、ATF モデル用	3	1	1	1				221-77144-03	58,000
ClickTek スターターキット、SPL 用	1	1						221-77144-11	18,000
ClickTek スターターキット、FID 用	1		1					221-77144-12	20,000
ClickTek スターターキット、BID 用	1				1			221-77144-13	32,000
ClickTek スターターキット、FTD 用	1					1		221-77144-14	20,000
ClickTek スターターキット、FPD 用	1						1	221-77144-15	26,000

### ClickTek コネクタ、アダプタ

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
① ClickTek コネクタ	221-77155-41	7,200
② ClickTek アダプタ SPL 用	221-77156-41	12,200
③ ClickTek アダプタ FID 用	221-77156-42	15,000
④ ClickTek アダプタ TCD 用	221-77156-43	23,100
⑤ ClickTek アダプタ BID 用	221-77156-44	30,800
⑥ ClickTek アダプタ FTD 用	221-77156-45	15,000
⑦ ClickTek アダプタ FPD 用	221-77156-46	22,000
金パッキン	221-48990	2,500



ClickTek コネクタ



ClickTek アダプタ SPL 用

※: アダプタには専用の保温カップ、金パッキン、閉塞用フェルールが付属しています。

※: ClickTek コネクタを連続して10回以上脱着を行う場合はカラムを数センチカットしてください。

### ClickTek フェルール、プレフィックスツール

フェルールとプレフィックスツールのキットおよび付属品です。ClickTek フェルールキットには ClickTek フェルール簡易据付キットが付属しています。シンプルプレフィックスツールはフェルールの固定のみ、プレフィックスツールは一工程でフェルールの固定とカラム差し込み長さ設定が可能です。

フェルールの対応カラム径

- ナローボア: 内径 0.25mm 以下のフェーズドシリカキャピラリカラム (外径 0.36mm 程度)
- ミドルボア: 内径 0.32mm のフェーズドシリカキャピラリカラム (外径 0.44mm 程度)
- ワイドボア: 内径 0.45 ~ 0.53mm のフェーズドシリカキャピラリカラム (外径 0.67mm 程度)


品名	付属品							P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭		
ClickTek フェルールキット、ナローボア用 0.43	6				1			221-81162-11	20,000
ClickTek フェルールキット、ミドルボア用 0.50		6			1			221-81162-12	20,000
ClickTek フェルールキット、ワイドボア用 0.73			6			1		221-81162-13	20,000
⑧ ClickTek フェルール ナローボア用 0.43	6							221-81162-01	12,000
⑨ ClickTek フェルール ミドルボア用 0.50		6						221-81162-02	12,000
⑩ ClickTek フェルール ワイドボア用 0.73			6					221-81162-03	12,000
⑪ ClickTek フェルール ブラインド用 (※ 1)				6				221-81162-00	16,000
⑭ プレフィックスツール ClickTek							1	221-76547-41	93,500

※ 1: 閉塞用のフェルール (穴なし) です。注入口や検出器下部を閉塞する場合にご使用ください。

注: ⑫: シンプルプレフィックスツール S、⑬: シンプルプレフィックスツール L は、付属品のみでの購入はできません。



ClickTek フェルール

シンプル  
プレフィックスツール

プレフィックスツール