

## M形/G形 配管部品 島津ジーエルシー

品質・納期・価格に優れた島津ジーエルシーの島津 GC 用配管を是非お試しください。


- ◆品質……厳しい品質管理をクリアし、豊富な経験によって培われた技術力で製造いたします。
- ◆納期……お客様の希望納期を第一に考えておりますので、お気軽にご相談ください。
- ◆価格……従来よりも、さらにお客様がお求めやすい価格でご提供いたします。

### M形・G形ジョイントとは

島津ガスクロマトグラフに使用される配管のジョイントには、大別してM形とG形とがあります。

- M形** → 金属面同士を圧接する方式（メタルコンタクト形）で、ガスクロマトグラフ内外の主要な配管の接続に用います。
- G形** → 間にゴムなどのガスケットを挟んで締めつける方式（ガスケット形）で、主に SUS カラムの接続に用いられます。

いずれも、パイプの先に溶接（または、ロウ付け）されたニップルとソケットを突き合わせ、ソケットの雄ネジとニップルに付随するナットで締結します。



### 表記方法



### ステンレス配管種類

#### リードチューブ

- チューブ片側または両側にジョイント類が付いたもので、チューブの長さが 10cm 以上のもの。



#### コネクター

- 上記と同様でチューブの長さが 10cm 未満のもの。



#### ジョイント

- 一体構造のもの。



## ■標準配管

外径 2 mm× 内径 1 mm タイプ	
仕様	希望小売価格 (税抜/円)
MF(2×1×50)MM	3,400
MF(2×1×100)MM	3,400
MF(2×1×150)MM	3,100
MF(2×1×250)MM	3,100
MF(2×1×300)MM	3,100
MF(2×1×360)MM	3,100
MF(2×1×400)MM	3,100
MF(2×1×450)MM	3,600
MF(2×1×500)MM	3,700
MF(2×1×600)MM	4,000
MF(2×1×800)MM	4,000
MF(2×1×1000)MM	3,700
MF(2×1×2000)MM	5,000
MM(2×1×100)MM	3,100
MM(2×1×200)MM	3,400
MM(2×1×300)MM	3,100
MM(2×1×500)MM	3,700
MM(2×1×1000)MM	4,000
MM(2×1×100)GF	3,700
MM(2×1×200)GF	3,700
MM(2×1×300)GF	3,100
MM(2×1×500)GF	4,000
MM(2×1×750)GF	3,700
MM(2×1×800)GF	3,700
MM(2×1×1000)GF	3,700
MM(2×1×50)GM	3,100
MM(2×1×200)GM	3,400
MM(2×1×300)GM	3,400
MM(2×1×1000)GM	4,000
GF(2×1×40)GF	3,100
GF(2×1×60)GF	3,100
GF(2×1×100)GF	3,400
GF(2×1×200)GF	3,100
GF(2×1×300)GF	3,400
GF(2×1×400)GF	3,100
GF(2×1×500)GF	4,000
GF(2×1×700)GF	3,500
GF(2×1×750)GF	3,700
GF(2×1×1000)GF	4,000
GF(2×1×100)GM	3,600
GF(2×1×150)GM	3,100
GF(2×1×200)GM	3,400
GF(2×1×300)GM	3,400
GF(2×1×330)GM	3,100
GF(2×1×500)GM	4,000
GF(2×1×1000)GM	4,000
GM(2×1×100)GM	3,400
GM(2×1×200)GM	3,100
GM(2×1×300)GM	3,600
GM(2×1×1000)GM	3,700
MF(2×1×80)MF	3,100
MF(2×1×100)MF	3,100
MF(2×1×150)MF	3,100
MF(2×1×160)MF	3,100
MF(2×1×200)MF	3,100
MF(2×1×220)MF	3,100
MF(2×1×240)MF	3,100
MF(2×1×260)MF	3,100
MF(2×1×300)MF	3,100
MF(2×1×360)MF	3,400
MF(2×1×400)MF	3,400
MF(2×1×440)MF	3,100
MF(2×1×450)MF	3,400
MF(2×1×500)MF	4,000
MF(2×1×600)MF	4,000
MF(2×1×650)MF	3,700
MF(2×1×800)MF	4,000
MF(2×1×1000)MF	3,700
MF(2×1×2000)MF	6,000
MF(2×1×100)GM	3,400
MF(2×1×200)GM	3,400
MF(2×1×300)GM	3,400
MF(2×1×500)GM	4,000
MF(2×1×600)GM	4,400
MF(2×1×700)GM	4,000
MF(2×1×750)GM	3,700
MF(2×1×800)GM	3,700
MF(2×1×1000)GM	4,000
MF(2×1×50)GF	3,100
MF(2×1×100)GF	3,100
MF(2×1×150)GF	3,100
MF(2×1×200)GF	3,400
MF(2×1×300)GF	3,400
MF(2×1×350)GF	3,100
MF(2×1×400)GF	3,400
MF(2×1×500)GF	4,000
MF(2×1×600)GF	4,000
MF(2×1×700)GF	4,000
MF(2×1×1000)GF	4,000

外径 3 mm× 内径 2 mm タイプ	
仕様	希望小売価格 (税抜/円)
MF(3×2×50)MM	3,400
MF(3×2×100)MM	3,400
MF(3×2×150)MM	3,100
MF(3×2×250)MM	3,100
MF(3×2×300)MM	3,100
MF(3×2×360)MM	3,100
MF(3×2×400)MM	3,100
MF(3×2×450)MM	3,600
MF(3×2×500)MM	3,700
MF(3×2×600)MM	4,000
MF(3×2×800)MM	4,000
MF(3×2×1000)MM	3,700
MM(3×2×100)MM	3,100
MM(3×2×200)MM	3,400
MM(3×2×300)MM	3,100
MM(3×2×500)MM	3,700
MM(3×2×1000)MM	4,000
MM(3×2×100)GF	3,700
MM(3×2×200)GF	3,700
MM(3×2×300)GF	3,100
MM(3×2×500)GF	4,000
MM(3×2×750)GF	3,700
MM(3×2×800)GF	3,700
MM(3×2×1000)GF	3,700
MM(3×2×50)GM	3,100
MM(3×2×200)GM	3,400
MM(3×2×300)GM	3,400
MM(3×2×1000)GM	4,000
GF(3×2×40)GF	3,100
GF(3×2×60)GF	3,100
GF(3×2×100)GF	3,400
GF(3×2×200)GF	3,100
GF(3×2×300)GF	3,400
GF(3×2×400)GF	3,100
GF(3×2×500)GF	4,000
GF(3×2×700)GF	3,500
GF(3×2×750)GF	3,700
GF(3×2×1000)GF	4,000
GF(3×2×100)GM	3,600
GF(3×2×150)GM	3,100
GF(3×2×200)GM	3,400
GF(3×2×300)GM	3,400
GF(3×2×330)GM	3,100
GF(3×2×500)GM	4,000
GF(3×2×1000)GM	4,000
GM(3×2×100)GM	3,400
GM(3×2×200)GM	3,100
GM(3×2×300)GM	3,600
GM(3×2×1000)GM	3,700
MF(3×2×100)GM	3,400
MF(3×2×200)GM	3,400
MF(3×2×300)GM	4,000
MF(3×2×500)GM	4,000
MF(3×2×600)GM	4,400
MF(3×2×700)GM	4,000
MF(3×2×750)GM	3,700
MF(3×2×800)GM	3,700
MF(3×2×1000)GM	4,000
MF(3×2×5000)GM	15,400
MF(3×2×50)GF	3,100
MF(3×2×100)GF	3,100
MF(3×2×150)GF	3,100
MF(3×2×200)GF	3,400
MF(3×2×300)GF	3,400
MF(3×2×350)GF	3,100
MF(3×2×400)GF	3,400
MF(3×2×500)GF	4,000
MF(3×2×600)GF	4,000
MF(3×2×700)GF	4,000
MF(3×2×1000)GF	4,000
MF(3×2×5000)GF	15,400
ジョイント	
3方ブロックジョイント	2,300
4方ブロックジョイント	3,700

## ■特注配管(※)

チューブ長さ	50 cm まで	1.0 m まで	1.5 m まで	2.0 m まで	2.5 m まで	3.0 m まで	3.5 m まで	4.0 m まで
希望小売価格 (税抜/円)	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500

4.0 m を超える島津型配管、日立型等他社配管をお求めの際は、ご照会ください。

※チューブの外径×内径が2mm×1mm、3mm×2mm、1/8インチ×2.2mm、1/16インチ×0.8mmで左右の口金仕様が「MM・MF・GM・GF・XX」を組み合わせた仕様かつ、標準配管表に未掲載のものが対象となります。