


不活性処理済みフィッティング Restek

- 用途に合わせて、Siltek®/Sulfinert® 処理、Silcosteel®-CR 処理から選択可能。
- 価格表に掲載していない部品や、お手持ちの部品を引き取り不活性化処理を施すことも可能です。(納期がかかりますのでご注意ください)。詳細はお問い合わせください。
- 通常の処理では、サンプルに接触しないナットとフェラルには処理を施しておりません。ナットとフェラルに処理が必要な場合はご注文時にご連絡ください(別途納期と料金が発生しますのでご注意ください)。
- **Siltek®/Sulfinert® (シルテック/サルフィナート) 処理、耐熱温度 450℃**
 - ガラスや金属表面など様々な物質の表面に不活性化処理を施すことが可能。吸着などでお困りの場合は、まず Siltek®/Sulfinert® 処理をお選びください。
 - 吸着性が高い硫黄化合物の吸着を抑制できるため、硫黄化合物を分析する際に有効です。
- **Silcosteel®-CR (シルコスチール-CR) 処理、耐熱温度 500℃**
 - より酸や塩への耐腐食性を高めた不活性化処理です。塩酸、硝酸、海水などのサンプルを分析する際に有効です。

不活性化処理済み Swagelok®(スウェージロック) 部品

- Siltek®/Sulfinert® 処理、Silcosteel®-CR 処理からお選びください。


画像 No.	フィッティングタイプ	サイズ	(参考) Swagelok® 部品 No.	Siltek®/Sulfinert® 処理			Silcosteel®-CR 処理		
				入数	処理済部品 P/N	希望小売価格 (税抜/円)	入数	処理済部品 P/N	希望小売価格 (税抜/円)
①	ユニオン	1/16	SS-100-6	1	22540	20,900	1	22575	20,900
		1/8	SS-200-6	1	22541	17,700	1	22576	17,700
		1/4	SS-400-6	1	22542	17,500	1	22577	17,500
		3/8	SS-600-6	1	22909	21,600	1	22904	21,600
②	ティー	1/16	SS-100-3	1	22543	35,700	1	22578	35,700
		1/8	SS-200-3	1	22544	24,900	1	22579	24,900
		1/4	SS-400-3	1	22545	24,900	1	22580	24,900
		3/8	SS-600-3	1	22910	27,000	1	22905	27,000
③	レデュースングユニオン	1/8to1/16	SS-200-6-1	1	22546	20,200	1	22581	20,200
		1/4to1/16	SS-400-6-1	1	22547	18,600	1	22582	18,600
		1/4to1/8	SS-400-6-2	1	22548	18,000	1	22583	18,000
		3/8to1/4	SS-600-6-4	1	22911	21,300	1	22906	21,300
④	チューブエンドレデュース	1/8tubeto1/16	SS-100-R-2	1	22553	19,300	1	22588	19,300
		1/4tubeto1/16	SS-100-R-4	1	22554	21,100	1	22589	21,100
		1/8tubeto1/4	SS-400-R-2	1	22555	17,700	1	22590	17,700
		1/4tubeto1/8	SS-200-R-4	1	22556	17,100	1	22591	17,100
⑤	バルクヘッドユニオン	1/8	SS-200-61	1	22570	25,200	1	22617	25,200
		1/4	SS-400-61	1	22571	24,200	1	22618	24,200



不活性化処理済み Parker(パーカー) 部品

- Siltek®/Sulfinert® 処理、Silcosteel®-CR 処理からお選びください。

画像 No.	フィッティングタイプ	サイズ	(参考) Parker 部品 No.	Siltek®/Sulfinert® 処理			Silcosteel®-CR 処理		
				入数	処理済部品 P/N	希望小売価格 (税抜/円)	入数	処理済部品 P/N	希望小売価格 (税抜/円)
⑥	ユニオン	1/16	1SC1	1	22520	21,600	1	22863	21,600
		1/8	2SC2	1	22521	17,700	1	22864	17,700
		1/4	4SC4	1	22522	17,500	1	22865	17,500
⑦	ティー	1/16	1ET1	1	22526	35,700	1	22866	35,700
		1/8	2ET2	1	22527	25,200	1	22867	25,200
		1/4	4ET4	1	22528	25,200	1	22868	25,200
⑧	レデュースングユニオン	1/8to1/16	2RU1	1	22523	20,200	1	22869	20,200
		1/4to1/16	4RU1	1	22524	18,600	1	22870	18,600
		1/4to1/8	4RU2	1	22525	18,000	1	22871	18,000



Siltek®/Sulfinert® 処理済み Valco(バルコ) ゼロデッドボリュームフィッティング

画像 No.	フィッティングタイプ	サイズ	入数	処理済部品 P/N	希望小売価格 (税抜/円)
⑨	Valco ゼロデッドボリュームティー	1/16	1	22534	25,200
		1/8	1	22535	25,200
⑩	Valco ゼロデッドボリュームユニオン	1/16	1	22532	20,900
		1/8	1	22533	26,000

