


























ライナー Trajan・SGE

Trajan・SGE では全てのライナーの不活性度を高めるため高温不活性処理を行っています。

島津用 GC 不活性処理済インサート

GC-2010 (SPL-2010) / GC2014 (SPL-2014) / GC17A (SPL-17)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	3.4	5.0	95	1	09205901	4,800
				5	092059	19,500
				25	09205925	71,300
	3.4	5.0	95	1	09205801	6,200
				5	092058	25,100
				25	09205825	91,900
	3.4	5.0	95	1	09206201	4,800
				5	092062	19,500
	3.4	5.0	95	1	09206801	6,000
				5	092068	25,000
				25	09206825	90,000
	3.4	5.0	95	1	09206401	2,700
				5	092064	11,100
	2.6	5.0	95	1	092086101	1,900
				5	0920861	7,800
	3.4	5.0	95	1	09207101	5,900
				5	092071	24,200
	3.4	5.0	95	1	09207701	販売終了
				5	092077	17,600
	3.4	5.0	95	1	09206101	4,500
				5	092061	19,000
	3.4	5.0	95	1	09208501	4,300
				5	092085	17,600
				25	09208525	63,800
	2.6	5.0	95	1	09208701	5,800
				5	092087	24,400
	0.75	5.0	95	1	09208901	3,300
				5	092089	14,000
GC-14 (SPL-14)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	3.4	5.0	99	1	09206501	4,800
				5	092065	19,500
				25	09206525	71,300
	3.4	5.0	99	1	09206601	販売終了
				5	092066	25,000
	2.6	5.0	99	1	09208201	販売終了
				5	092082	17,600
	2.6	5.0	99	1	092083101	販売終了
				5	0920831	21,700
	3.4	5.0	139	1	09208401	5,800
				5	092084	24,400

アジレントテクノロジー用 GC 不活性処理済インサート

アジレント 5890 / 6850 / 6890 / 7890 / HP4890	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	4.0	6.3	79.5	1	09200201	3,400
				5	092002	13,800
				25	092219	59,700
	4.0	6.3	79.5	1	09200301	4,400
				5	092003	18,100
				25	092011	80,500
	2.3	6.3	79.5	1	09200501	3,800
				5	092005	15,300
				25	092008	69,400
	2.3	6.3	79.5	1	09211101	5,000
				5	092111	20,800
				25	092115	94,300
	4.0	6.3	79.5	1	09200701	2,700
				5	092007	10,900
				25	092222	46,000
	4.0	6.3	79.5	1	09200101	3,000
				5	092001	12,500
				25	092220	54,200
	4.0	6.3	79.5	1	09201701	4,400
				5	092017	17,600
				25	092229	75,800
	4.0	6.3	79.5	1	09201901	4,500
				5	092019	19,000
				25	092218	80,100

アジレント 5890 / 6850 / 6890 / 7890 / HP4890		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	スプリット/スプリットレス ダブルテーパライナー	4.0	6.3	79.5	1	09201801	5,300
					5	092018	21,700
					25	092230	92,000
	ダイレクトストレートスルーライナー	1.2	6.3	79.5	1	09201601	3,500
					5	092016	14,900
					25	092224	63,600
	スプリット/スプリットレス 石英製ストレートスルーライナー	2.0	6.3	79.5	1	09200401	4,300
					5	092004	17,600
	スプリットレス グースネックライナー	2.0	6.3	79.5	1	09201301	販売終了
					5	092013	17,600
	スプリット/スプリットレス グースネックライナー (ウール入り)	4.0	6.3	79.5	1	09201001	4,300
					5	092010	17,600
					25	092223	78,500
バックドカラムライナー アジレント 5880 / 5890 / 6890		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	1.8mm 内径 バックドカラムライナー	1.8	3.0	92	1	09223401	4,700
					5	092234	16,500
					25	092235	71,700
AC コントロール注入口		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	Sim Dist ライナー	1.6	3.0	73	1	09221001	販売終了
					5	092210	32,000
					25	092211	123,200
ゲステル CIS4 注入口		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	焼結ガラス 大量注入 (LVI) ライナー	1.8	3.0	71	1	09224301	販売終了
					5	092243	34,900
	シングルパッフルライナー	1.8	3.0	71	1	09224601	販売終了
					5	092246	販売終了

サーモサイエンティフィック用 GC 不活性処理済インサート

Trace™ / Focus™		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	スプリットレス テーパーフォーカスライナー (針長さ 70mm シリンジ用)	8.0	5.0	105	1	09204501	6,800
					5	092045	27,800
					25	09204625	144,400
	スプリットレス テーパーフォーカスライナー (針長さ 70mm シリンジ用)	8.0	5.0	105	1	09204601	販売終了
					5	092046	31,900
					25	09204625	144,400
	スプリット フォーカスライナー (針長さ 50mm シリンジ用)	8.0	5.0	105	5	092048	27,800
					1	09204901	販売終了
	スプリットレス テーパーフォーカスライナー (針長さ 50mm シリンジ用)	8.0	5.0	105	5	092049	27,800
					1	09214101	販売終了
	スプリットレス シングルテーパライナー	8.0	5.0	105	5	092141	25,800
					25	09214125	91,900
					1	09214401	販売終了
	スプリットレス シングルテーパライナー	8.0	5.0	105	5	092144	21,700
					25	09214425	65,700
					1	09214701	販売終了
	スプリットレス ストレートスルーライナー	8.0	3.0	105	5	092147	17,600
					1	09214801	4,300
	SPME ライナー	8.0	0.8	105	5	092148	17,600
					1	09215001	販売終了
	スプリット ストレートスルーライナー	8.0	5.0	105	5	092150	17,600
					1	09215201	販売終了
	Trace2000 PTV ライナー	2.75	1.75	120	5	092142	27,100
					1	09215501	6,000
	焼結ガラス 大量注入 (LVI) ライナー	2.75	0.78/ 1.8	120	5	092155	25,500
					25	09215525	90,000
					1	09215501	6,000

ブルカー (バリアン) 用 GC 不活性処理済インサート

1177 注入口		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
	スプリット/スプリットレス フォーカスライナー	4.0	6.3	78.5	1	09200201	3,400
					5	092002	13,800
					25	092219	59,700
	スプリット/スプリットレス テーパフォーカスライナー	4.0	6.3	78.5	1	09200301	4,400
					5	092003	18,100
					25	092011	80,500
	スプリット/スプリットレス Fast フォーカスライナー	2.3	6.3	78.5	1	09200501	3,800
					5	092005	15,300
					25	092008	69,400
	スプリット/スプリットレス Fast テーパーフォーカスライナー	2.3	6.3	78.5	1	09211101	5,000
					5	092111	20,800
					25	092115	94,300
	スプリット ストレートスルーライナー	4.0	6.3	78.5	1	09200701	2,700
					5	092007	10,900
					25	092222	46,000

1177 注入口		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	スプリット ストレートスルーライナー (ウール入り)	4.0	6.3	78.5	1	09200101	3,000
					5	092001	12,500
					25	092220	54,200
	スプリット / スプリットレス シングルテーパーライナー	4.0	6.3	78.5	1	09201701	4,400
					5	092017	17,600
					25	092229	75,800
	スプリット / スプリットレス シングルテーパーライナー (ウール入り)	4.0	6.3	78.5	1	09201901	4,500
					5	092019	19,000
					25	092218	80,100
	スプリット / スプリットレス ダブルテーパーライナー	4.0	6.3	78.5	1	09201801	5,300
					5	092018	21,700
					25	092230	92,000
	スプリット / スプリットレス グースネックライナー (ウール入り)	4.0	6.3	78.5	1	09201001	4,300
					5	092010	17,600
					25	092223	78,500
1075/1077 注入口		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	スプリット Fast フォーカスライナー	2.3	6.3	72	1	09211301	販売終了
	スプリット ライナー (ウール入り)	4.0	6.3	72	1	09202101	7,200
					5	092021	29,800
					25	0922125	販売終了
	スプリット フォーカスライナー (上部にテーパー)	4.0	6.3	72	1	09202801	販売終了
					5	092028	30,600
	スプリットレス フォーカスライナー (上部にテーパー)	4.0	6.3	74	1	09202601	販売終了
	スプリット テーパーフォーカスライナー	4.0	6.3	72	1	09202501	8,700
					5	09202401	販売終了
	スプリットレス ライナー (上下両端に溝付き)	2.0	6.3	74	5	092024	21,700
					25	092228	90,700
					1	09202201	販売終了
	スプリット フォーカスライナー (上部にテーパー)	4.0	6.3	72	5	092022	30,600
					1	09202201	販売終了
1078/1079 注入口		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	焼結ガラス 大量注入 (LVI) ライナー	1.8/3.4	5.0	54	1	09224501	販売終了
					25	09224525	159,400
	ストレートスルーライナー	0.50	5.0	54	1	09203101	販売終了
					5	092031	17,600
	SPME ライナー	0.75	5.0	54	5	092117	17,600
	スプリット / スプリットレス シングルテーパーライナー	3.4	5.0	54	1	09203801	7,200
					5	092038	29,800
					25	09203825	106,900
	スプリット / スプリットレス フォーカスライナー	3.4	5.0	54	1	09203701	7,500
					5	092037	30,600
					25	09203725	112,500
	スプリット / スプリットレス テーパーフォーカスライナー	3.4	5.0	54	1	09203601	販売終了
					5	092036	36,100

パーキンエルマー用 GC 不活性処理済インサート

For AutoSystem™ & Clarus 500, 600		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	スプリット / スプリットレス シングルテーパーライナー	4.0	6.2	92	1	09209901	販売終了
					5	0920990	18,000
					1	09209201	販売終了
	スプリット / スプリットレス フォーカスライナー	4.0	6.2	92	5	092092	18,100
					25	09209225	81,200
					1	09209501	5,800
	スプリット / スプリットレス テーパーフォーカスライナー	4.0	6.2	92	5	092095	23,600
					25	09209525	112,700
					1	09210001	4,400
	スプリット ストレートスルーライナー	4.0	6.2	92	5	092100	17,600
					25	09210025	65,700
					1	09210301	4,300
	スプリットレス ストレートスルーライナー	4.0	6.2	92	5	092103	17,600
					1	09210301	4,300
8000 シリーズ, Sigma シリーズ		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	スプリット / スプリットレス ライナー	3.0	5.0	100	1	09209101	販売終了
					5	092091	17,600
	スプリットレス シングルテーパーライナー	2.0	5.0	100	1	09209401	販売終了
PTV ライナー		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	数量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
	ストレートスルーライナー	1.0	2.0	88	1	09209701	販売終了
					5	092097	7,800