

## 記録紙 島津製作所 / 顕微ラマン分光用 密閉セル

## 島津光分析機器 記録紙

島津製作所製光分析機器 (UV-VIS Spectrophotometer、IR Spectrophotometer、AA Spectrophotometer および RF Spectrophotometer など) に使用する記録紙を一覧表にいたしました。

品名	対応機種	備考	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ペーパー、58mm×60φ	DPR-1	1巻	078-15014-11	830
チャート	RF503	—	200-48479	1,100
チャート	DP60/80	—	200-91004-31	販売中止
チャートFTP040P001	HCP-1, 1A, 1B, 1C	5個入	200-91032-10	7,300
チャート感熱	—	—	200-91033-04	2,100
チャート	DPR-1	ドットインバウト用	200-91030-11	2,040
チャート	UV350～365	フリーサイズ	200-91503	1,610
チャート	UV350～365	A4サイズ	200-91505	2,300
チャート感熱	UV730 / カラー 7A / B / E, CS920, AA646	5本1組	200-91511	3,600
チャート感熱	UV730 / カラー 7A / B / E, CS920, AA646	5本1組×10入	200-91511-81	34,400
チャート	U135, UV3000	—	200-91512	1,160
チャート	U135, UV3000	10本入	200-91512-81	10,000
チャート感熱	MPS2000, UV250 / 260 / 265	目盛アリ	200-91522	3,500
チャート感熱	QP300 / 1000, SPCA626, AA670 / 680, MPS2000	目盛ナシ	200-91522-01	3,500
チャート感熱	—	10本入、目盛アリ	200-91522-81	34,400
チャート感熱	—	10本入、目盛ナシ	200-91522-82	31,300
チャート感熱	RF540 / 5000, CS9300 / 9000, IR460 / 470, FT	—	200-91527	4,500
チャート感熱	RF540 / 5000, CS9300 / 9000, IR460 / 470, FT	10本入	200-91527-81	39,900
チャートTF50KS-CU	UV160, FTP-040	P/N: 200-91532-01 の代品	200-91532-02	2,040
チャートTF50KS-CU	UV160, FTP-040	10本入	200-91532-81	17,400
チャート	AA660	10本入	200-91533-81	26,300
チャートA4普通紙プロッタ	HG-730	250枚入	200-91537-41	販売中止
チャート感熱	UV2200, FTIR8000 / AA6000 シリーズ	—	200-91538	3,800
チャート感熱	UV2200, FTIR8000 / AA6000 シリーズ	10本入	200-91538-81	37,200
チャート1/2縮小	IR430	—	204-20701	2,040
チャートFTP040長期保存	HCP-1, 1A, 1B, 1C	5本入	206-86286-81	17,400

## 顕微ラマン分光用 密閉セル

- グローブボックス内部にて不活性ガスなど充てんした環境下でサンプルをセットしてください。
- 密閉蓋は回転して開け閉めでき、サンプルの出し入れが容易に行えます。
- 樹脂ブロックからの削り出しによる精密な加工により密閉性に優れます。
- PTFE 製で、セル自体の腐食の心配がありません。
- 窓材料は、厚さ 0.5mm 合成石英を使用し、ラマン分光測定時のバックグラウンドの影響が少ない。
- 顕微鏡ステージにそのまま載せ測定することができます。



密閉セルの外観



密閉セルの構成

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
顕微ラマン分光用 密閉セル	1	579-001	150,000