


# クリスタルオプティクス ICL

## Polished Crystal Optics

- 品質の高いクリスタルオプティクスやKBrクリスタルも生産しています。
- お客様の用途に応じたサイズや被覆処理、さまざまな物質を基材としたオプティクスなどカタログにはない商品についてもお見積もりいたします。

組成：CdMnTe、CdMnHgTe、CdTe、Si、LiF、CsBr、AgBr、MgF<sub>2</sub> ガラスとポリエチレン、BK-7、AMTIRのような構成物質



材質	NaCl		KCl		KBr		CaF <sub>2</sub>		BaF <sub>2</sub>		
	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	
円形	6 × 1mm	1003	5,800	1004	6,200	1005	6,700	1006	11,000	1007	14,700
	13 × 1mm	4549	4,000	4548	4,700	4085	6,000	4488	12,000	4435	18,000
	13 × 2mm	68	4,200	164	4,900	144	6,000	403	12,800	303	18,900
	25 × 2mm	330	5,100	306	6,300	244	6,900	1457	14,000	340	24,600
	25 × 4mm	67	4,400	136	5,400	74	6,300	181	14,700	176	25,400
	25.2 × 5mm	82	4,400	115	5,400	81	6,300	548	16,200	91	27,400
	32 × 3mm	83	6,000	508	6,900	175	7,800	259	19,200	535	34,700
	32 × 3mm (drilled)	84	6,500	247	7,400	118	8,900	336	21,600	536	38,500
長方形	30 × 15 × 4mm	93	4,900	139	6,300	123	6,700	324	15,000	134	21,400
	30 × 15 × 4mm (drilled)	278	6,200	—	—	183	7,400	1888	17,500	135	24,400
	38.5 × 19.5 × 4mm	71	6,000	156	6,700	69	7,200	142	17,900	103	44,600
	38.5 × 19.5 × 4mm (drilled)	70	6,900	157	7,400	80	8,000	92	21,000	102	31,800
	41 × 23 × 6mm	113	6,600	268	7,400	99	11,000	295	22,600	363	41,200
	41 × 23 × 6mm (drilled)	114	7,400	269	8,300	100	11,800	296	26,900	400	45,200

そのほかの材質 (CsI、AgCl) に関して、P/N やサイズ、価格等はお問い合わせください。