

## 島津用オートサンプラーバイアル

### NSC オートサンプラーバイアル

**入れやすい、出しやすい、洗いやすい!**

**ターゲットバイアルのキャップの色は2種類。**  
LC-VP シリーズ用オートサンプラー SIL-10ADvp には黒色キャップを、LC-2010 をはじめ、島津の HPLC システム、GC システム には、白色キャップをお使いください。

**セプタム入りキャップも**  
別売りのセプタム入りキャップをお求めいただけますと、キャップの中にあらかじめセプタムがインストールされています。(セプタムは PTFE/シリコン製) ピンセットを使わずにスピーディにキャップごと使い捨ても可能です。

**ワイドな口径**  
びん全体のサイズは 12φ×32 の標準サイズそのまま、口径だけを従来比約 40% も大きくしたオートサンプラー用試料びんです。口が大きいので、試料の出し入れが容易で効果的な洗浄が行えます。

**小容量インサート (150 μL/300 μL)**  
150 μL 以下の少量サンプルを扱う場合は、このインサートをご利用ください。新開発のポリスプリングがインサートを常にバイアルの中心に保持し、またそのクッション作用により針先の損傷を防ぎます。

**ガラスは透明と褐色**  
一般的な透明ガラス製のほかに、光化学反応を抑える褐色ガラス製も用意いたしました。ガラス材質は、アルカリ成分を最小限に抑えたホウ珪酸ガラスです。

**マーキング・ラベル**  
試料名などを記入するために、白色塗料を焼き付けたラベル付も用意いたしました。



NATIONAL SCIENTIFIC

### LC オートサンプラー用 (黒色キャップ) アッセンブルキット 広口径

P/N	バイアル	キャップ (セプタム付)	数量 (個)	価格 (円)
GLC4010-VP	1.5 mL 透明バイアル	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,400
GLC4010-VPA	1.5 mL 褐色バイアル	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,700
GLC4010-VPW	1.5 mL 透明バイアル目盛り付	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,600
GLC4010-VPAW	1.5 mL 褐色バイアル目盛り付	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,900
GLC4010-18	1.5 mL 透明バイアル	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付プレスリット	100	12,100
GLC4010-18A	1.5 mL 褐色バイアル	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付プレスリット	100	12,500
GLC4010-18W	1.5 mL 透明バイアル目盛り付	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付プレスリット	100	12,400
GLC4010-18AW	1.5 mL 褐色バイアル目盛り付	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付プレスリット	100	12,700
GLC4010-35	—	PTFE/シリコンセプタム	100	2,800
GLC4010-35BLK	—	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	5,400
GLC4010-55	—	PTFE/シリコンセプタムプレスリット	100	5,700
GLC4010-55BLK	—	黒色キャップ PTFE/シリコンセプタム付プレスリット	100	7,700

### GC オートサンプラー用 (白色キャップ) アッセンブルキット 広口径

P/N	仕様	キャップ (セプタム付)	数量 (個)	価格 (円)
GLC4010-17	1.5 mL 透明バイアル	白色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,000
GLC4010-17A	1.5 mL 褐色バイアル	白色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,200
GLC4010-17W	1.5 mL 透明バイアル目盛り付	白色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,300
GLC4010-17AW	1.5 mL 褐色バイアル目盛り付	白色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	9,500
GLC4010-35	—	PTFE/シリコンセプタム	100	2,800
GLC4010-60A	—	白色キャップ PTFE/シリコンセプタム付	100	4,800

## スクリーバイアル 広口径



C4010-1, -1W, -S1, -S1W



C4010-V1



C4010-LV1



C4010-11 C4010-14

P/N	使用最高容量	仕様	数量 /pk	価格 (円)
C4010-1	1.8 mL	2 mL 透明バイアルガラス製	100	3,500
C4010-1W	1.8 mL	2 mL 透明バイアル目盛り付ガラス製	100	3,800
C4010-2	1.8 mL	2 mL 褐色バイアルガラス製	100	3,800
C4010-2W	1.8 mL	2 mL 褐色バイアル目盛り付ガラス製	100	4,200
広口径用微量バイアル				
C4010-LV1	0.35 mL	0.35 mL 透明バイアルインサート一体型ガラス製	100	18,600
C4010-LV2	0.35 mL	0.35 mL 褐色バイアルインサート一体型ガラス製	100	20,800
C4010-V1	1.5 mL	1.5 mL 透明先細微量バイアルガラス製	100	14,600
不活性ガラスバイアル				
C4010-S1	1.8 mL	2 mL 透明バイアル <span style="color: red;">シラン処理</span>	100	7,500
C4010-S1W	1.8 mL	2 mL 透明バイアル目盛り付 <span style="color: red;">シラン処理</span>	100	7,900
C4010-S2W	1.8 mL	2 mL 褐色バイアル目盛り付 <span style="color: red;">シラン処理</span>	100	8,700
ポリプロピレン製				
C4010-11	400 µL	400 µL ポリプロピレン微量バイアル	100	3,800
C4010-14	550 µL	550 µL ポリプロピレン高回収率バイアル	100	3,800

## 小容量インサート 広口径



C4011-631, -S631



C4011-631P



GLC4010-630, -S630



C4010-630P

P/N	仕様	数量 /pk	価格 (円)
C4011-631	400 µL 平底インサートガラス製	500	10,600
C4011-631P	400 µL 平底インサートポリプロピレン製 プラスチックインサート付	500	10,300
GLC4010-630	300 µL インサートガラス製 Polyspring 付 (旧 C4010-630)	100	11,500
C4010-630P	300 µL インサートポリプロピレン製 Polyspring 付	100	4,400
不活性インサート			
GLC4010-S630	300 µL インサートガラス製 Polyspring 付 <span style="color: red;">シラン処理</span>	100	14,000
C4011-S631	400 µL 平底インサートガラス製 <span style="color: red;">シラン処理</span>	500	25,200

## セプタム入りキャップ 広口径

P/N	仕様	数量 /pk	価格 (円)
GLC4010-60A	白色スクリーキャップポリプロピレン製 赤色 PTFE / 白色シリコン島津用セプタム付	100	4,800
GLC4010-35BLK	黒色スクリーキャップポリプロピレン製 赤色 PTFE / 白色シリコン島津用セプタム付	100	5,400
GLC4010-55BLK	黒色ワイドフランジ付スクリーキャップポリプロピレン製 青色 PTFE / 白色シリコンセプタム付プレスリット	100	7,700



GLC4010-35BLK



GLC4010-60A

総発売元

# 株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F

TEL : 03-5835-0120

FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F

TEL : 06-6328-2255

FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>

[gsupport@glc.shimadzu.co.jp](mailto:gsupport@glc.shimadzu.co.jp)

販売店