


## コスト削減に一役買います！ ディスポーザブルバイアル



### 信和化工 ディスポーザブルサンプルカップ I A, II A

信和化工株式会社



I A (200 µL)

II A (1.5 mL)

#### 価格表


P/N	品名	容量	価格 (円)(1000 個入)
501-003	サンプルカップ I A	200 µ	40,000
501-004	サンプルカップ II A	1.5 mL	40,000

#### 特長

- カップ材質は、最高品質のポリプロピレン樹脂を採用しました。プラスチック容器につきものの「溶出」も十分に管理されています。
- セプトムと一体成型のキャップは、材質にニードルが通りやすい軟質ポリエチレンを用い、寸法精度を上げて気密性をさらに高めました。
- キャップ部分は切れ込みを採用していますので針の貫通が容易です。
- 外形サイズは、事実上の世界標準となっている 12φ×32mm、島津 HPLC オートインジェクターでは SIL-6B、9A、10A、10Ai、10AXL、10ADVP、20A および LC-2010 に適合します。
- 容量は、小容量 200 µL と標準形 1.5 mL の 2 種からお選びいただけます。
- ディスポーザブル性を考慮した経済的価格設定。どちらも千個単位で 1 個当たり 40 円です。

### 信和化工 ミニローター遠心分離機対応サンプルカップ VA

工程を減らせます！




#### 価格表

P/N	品名	容量	入数	価格 (円)
501-007	サンプルカップ VA	1.5 mL	1 000 個	40,000
505-045	デバイス 0.45 µm	500 µL	1 00 個	25,000

※注意：容量は、遠心ろ過デバイス未使用時です。

## NSC シェルバイアル 8×40mm 1mL



GLC515-795、-797

### 価格表

P/N	仕様	数量 (個)	価格 (円)
GLC515-795	1 mL 透明バイアルガラス製透明スナップキャップ付 (旧 GLC534-795)	250	7,300
GLC515-021	1 mL 透明バイアルガラス製透明スナップキャップ付 (旧 GLC534-021)	1000	26,300
GLC515-797	1 mL 褐色バイアルガラス製透明スナップキャップ付 (旧 GLC534-797)	250	9,700
GLC515-003	1 mL 褐色バイアルガラス製透明スナップキャップ付 (旧 GLC534-003)	1000	35,000
C4015-95P	1 mL ポリプロピレンシェルバイアル SepCap 付	250	5,300

P/N	仕様	数量 (個)	価格 (円)
GLC515-861	シェルバイアル用透明スナップキャップ (旧 GLC534-861)	250	2,000
GLC515-865	シェルバイアル用透明スナップキャップ (旧 GLC534-865)	1000	7,200
GLC515-210	透明シェルバイアルガラス製 (旧 GLC534-210)	250	6,100
GLC515-212	透明シェルバイアルガラス製 (旧 GLC534-212)	1000	22,000
GLC515-214	褐色シェルバイアルガラス製 (旧 GLC534-214)	250	7,300
GLC515-216	褐色シェルバイアルガラス製 (旧 GLC534-216)	1000	26,300
インサート			
C4015-96A	250 $\mu$ L インサートガラス製 Polyspring 付	100	8,100
C4015-96PA	300 $\mu$ L インサートポリプロピレン製 Polyspring 付	100	4,200
C4015-S96A	250 $\mu$ L インサートガラス製 Polyspring 付 シラン処理	100	11,800

## NSC シェルバイアル 12×32mm 2mL



C4011-80

2 mL シェルバイアルは、多くの 12×32 mm サンプルトレーにフィットします。星型スリット付ポリプロピレン製 SepCap ですので、ニードルの貫通が容易です。

### 価格表

P/N	仕様	数量 /pk	価格 (円)
C4011-80	2 mL 透明シェルバイアルガラス製 SepCap 付	200	6,500
C4011-77P	2 mL ポリプロピレンシェルバイアル SepCap 付	1000	48,100

## NSC シェルバイアル 15×45mm 4mL



C4015-47P

星型スリット付ポリプロピレン製 SepCap ですので、ニードルの貫通が容易です。

### 価格表

P/N	仕様	数量 /pk	価格 (円)
C4015-48	4 mL 透明シェルバイアルガラス製 SepCap 付	100	3,300
C4015-47P	4 mL ポリプロピレンシェルバイアル SepCap 付	100	4,300

総発売元

## 株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F

TEL : 03-5835-0120

FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F

TEL : 06-6328-2255

FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>

[gsupport@glc.shimadzu.co.jp](mailto:gsupport@glc.shimadzu.co.jp)

販売店