


グッズ HPLC 便利 GOODS !

LC, LC/MS ユーザー様向けに、作業効率改善やカラム・配管の接続に便利なグッズをご紹介します。是非ご活用ください！！

■ラストドロップ移動相フィルタ



- ・リザーバー（移動相瓶）底部に残った移動相を有効利用!!
- ・リザーバーの底にフィットするフラットフィルタを採用。従来の筒型サクションフィルタによる空気の吸い込みを軽減
- ・ジョイント部分外径：1.8mm, 2.5mm, 4.0mm
- ・配管の内径や素材によっては、接続の際にフィルタを配管に強く押し込む必要があります

P/N	仕様	価格 (円)
JR-9000-0520	孔径 2.5 μ m, PTFE 製	3,600
JR-9000-0530	孔径 2 μ m, ステンレス製	3,600

■メイルナットフィッティングキット



- ・耐圧 35MPa
- ・手締めで扱いが非常に容易、工具は不要
- ・金属製メイルナットフィッティングと PEEK 製フェルールが各 2 個入り

P/N	品名	価格 (円)
228-45717-01	メイルナットフィッティングキット	8,600

■セミマイクロ PEEK 配管



- ・耐圧 40MPa
- ・カラム外拡散を抑制、セミマイクロカラム（内径 2.0mm, 2.1mmカラム）使用時に有効
- ・化学的に不活性で、扱いが容易な PEEK 製

P/N	仕様	価格 (円)
JR-T-5999-M3	外径 1/16" x 内径 0.13mm, 3m コイル	4,500

■ポリマー（樹脂）製チューブ専用 チューブカッター



- ・外径 1/16" ~ 外径 1/8" の異なる外径のチューブに対応

P/N	品名	価格 (円)
JR-797	チューブカッター	2,800
JR-798	チューブカッター用 交換替刃 (1 枚)	400


■エコキャップ



- ・リザーバー（移動相瓶）の口からの汚染物質混入を予防
- ・チューブ差込口は 3 個 (1/8" x 2, ルアー接続ポート 1/16" x 1), メスルアープラグ 1 個付
- ・GL-45 規格のリザーバーに適合

P/N	品名	価格 (円)
JR-9000-0007	エコキャップ	4,200

■フィッティングエクストラクター



- ・ねじ切ってしまった樹脂製フィッティングの LC カラムからの抜き出しにお使いください
- ・エクストラクターを壊れたフィッティングに押し込んだ後、
- ・カラムからエクストラクターを引き抜きます
- ・操作は非常に簡単でカラムを傷つける心配はありません

P/N	仕様	価格
25325	フィッティングエクストラクター 1 セット	11,400

価格は 2018 年 10 月時点のものです。



■チュービングクリップ

- ・1/16" および 1/8" チューブをビーカーの縁に簡単にとめる事が出来ます

P/N	仕様	価格
JR-9001	チュービングクリップ	300

価格は 2018 年 10 月時点のものです。




■チューブホルダー

- ・ピークチューブを固定するためのホルダーです

P/N	仕様	価格
JR-357180	チューブホルダー 180℃	400
JR-357090	チューブホルダー 90℃	300

価格は 2018 年 10 月時点のものです。

■ユニバーサルカラムカプラー



- ・カラムとカラムの接続に便利です
- ・ワンピース (10-32 ネジ径) 型の仕様で手締めタイプです
- ・分析カラムとガードカラムとの接続に活用ください

P/N	仕様	価格
JR-26503	ユニバーサルカラムカプラー 0.25mm ブルー	4,000

価格は 2018 年 10 月時点のものです。

発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店