

シリンジを日常的な使用で手助けする便利なGOODS

## シリンジアクセサリー

洗浄・保管  
使い勝手を向上!

### シリンジクリーナー

加熱&減圧でニードル内の汚れを除去  
キャリーオーバーを防止

P/N	品名	価格(円)
031780	シリンジクリーナー110/120V仕様	製造中止



### シリンジクリーニングキット(ニードル内の洗浄用キット)

シリンジの洗浄

シリンジの洗浄における溶媒の選択には、コンタミネーションとなる化合物からの検討が必要となります。

一般的には極性溶媒と無極性溶媒の両方で洗浄することをお勧めします。


P/N	ニードルクリーニングキット	入り数	価格(円)
031782	スタレットワイヤー 150mm x 0.10mmOD	5	10,000
	スタレットワイヤー 150mm x 0.15mmOD	5	
	スタレットワイヤー 150mm x 0.22mmOD	5	
	濃縮洗浄液20mL	1	
	トゥイザー	1	



### シリンジラック


- シリンジの保管時に転がりなどによる折損を防止
- 500mL以下のシリンジを4本収納可能
- 手に取り易く置き易い階段型タイプ

P/N	品名	価格(円)
031775	ラック - 4本用	販売中止



## リピーティングアダプター

- 注入量の再現性を改善
- 目盛り線を読む視覚的な誤差を排除
- プランジャーの飛び抜け防止



※シリンジは含みません

P/N	品名	定価 (円)
031930	RAX, 0.5-5uL、5-500uLシリンジ用	6,500

※固定針タイプのシリンジのみ対応

価格は2010年10月からのものです。

## シリンジバルブ

- ガスハンドリングにおける精度の向上
- 漏れ出し/漏れこみを防止



P/N	バルブタイプ	シリンジ容量	バルブコード	定価 (円)
031907	プッシュ/プルバルブ (ルアーロック針用)	25uL-2.5mL	VLL25/2.5M	8,200
031910	ルアーロック/プッシュボタンバルブ	5mL-2L	VLLMA	6,800

価格は2010年10月からのものです。

## 検量証明書

### シリンジバリデーション

SGEでは全てのシリンジに検量証明書の添付が可能です。

1本ごとに個別検査を実施してプランジャーチップの径やスケールの長さ、針のデッドボリュームなどが記載されています。

国際標準へのトレーサビリティも取れています。

検量証明書の費用は「シリンジ定価+16,400円」となります。  
ご要望がございましたら島津ジーエルシーまでご連絡下さい。



総発売元

## 株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F  
TEL: 03-5835-0120 FAX: 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL: 06-6328-2255 FAX: 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>  
[gsupport@glc.shimadzu.co.jp](mailto:gsupport@glc.shimadzu.co.jp)

販売店