



MALDI-TOFMS 用消耗品シリーズ

高純度マトリックス ＜プロテオーム研究用＞



特長

- 従来品に比べて夾雑ピークを低減（S/N 比の改善）
- 使いやすい包装単位（1バイアルあたり 5mg x 20 本）
- 再結晶により、シグナルピークの強度も増強



島津製作所製
MARDI-TOFMS


価格表

P/N	品名	内容量	価格
529-CHCA	A-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (4-CHCA)	5mg x 20 本	21,000 円
529-DHBA	2,5-Dihydroxybenzoic acid (DHBA)	5mg x 20 本	21,000 円
529-SA	Sinapinic acid (SA)	5mg x 20 本	21,000 円

- P/N:529-CHCA は劇物に該当します。「毒物および劇物取締法」に基づいて、お取り扱いください。
- マトリックス溶液は用時調整をお勧めします。調整後のマトリックス溶液は冷蔵保存し、できる限りお早めにご使用ください。

濃縮プレート μ Focus MALDI plate と便利グッズ

■ μ Focus MALDI plate



- ・従来品に比べて 10 倍以上の感度
- ・使い捨てタイプなのでコンタミの心配無用
- ・192、384、1536 の多彩なスポットタイプをラインナップとしてご用意
- ・疎水性 / 親水性の皮膜処理技術の向上タイプ

■ 島津用マグネティックホルダー



- ・ μ Focus MALDI plate を使用する際にご使用ください

■ 島津用ホルダーケース



- ・プレート毎に保存が可能になります
- ・再分析される機会のある方にオススメです

■ プレート収納ボックス



- ・プレート 10 枚までをまとめて保存するために大変便利なボックスです
- ・サンプルプレート同士が触れない構造で、透明なケースなので中身の確認も簡単です

価格表

※掲載の無い商品についてはお問い合わせください

P/N	品名	内容量	価格
PFS2407	μ Focus MALDI plate 700 μ m (島津用、Bruker 用) (384 スポット)	10 枚	126,000 円
PFS2409	μ Focus MALDI plate 900 μ m (島津用、Bruker 用) (384 スポット)	10 枚	126,000 円
PFS2420	μ Focus MALDI plate 2000 μ m (島津用、Bruker 用) (384 スポット)	10 枚	126,000 円
HMS0101	マグネティックホルダー (島津用)	1 枚	196,000 円
HMFPSM01	Holder Case for Bruker & Shimadzu	1 ケ	1,700 円
CSS0101	プレート収納ボックス (島津用)	1 箱	17,000 円

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店