

Restek社製 フローメーター ProFLOW 6000

Restekの新しいフローメーター ProFLOW 6000は、
ラボで使用するあらゆる種類のガス流量を測定可能！！

操作は簡単・高精度。小型かつ軽量のため持ち運びにも大変便利です。
背面スタンドを使用することで卓上機としても使用可能なので、様々なシーンで活躍します。

特長

■ 高精度

±2% もしくは ±0.2mL/min の
いずれか大きい値

■ 視認性に優れたディスプレイ

0.5 ~ 500mL/min の測定流量を表示

■ ハンドグリップデザインを

採用することで操作性が向上

■ 便利な保管ケース付



■ NIST 準拠の 15ポイント校正を実施

製品には校正証明書が同封されます

■ 様々なガスに対応

ヘリウム、窒素、アルゴン、水素など
ラボで使用する多くのガスに対応

■ 電源ボタン

■ MENU ボタン

■ RoHS, CE 規格対応

■ 単3アルカリ電池を使用, 持ち運びに便利!

仕様

重さ	約280g(本体のみ, 電池入り) / 約795g(ケース入り)
大きさ	縦 約160mm x 横 約85mm x 厚さ 約45mm (本体) 縦 約185mm x 横 約285mm x 厚さ 約95mm (ケース)

精度	±2% もしくは ±0.2mL/min の いずれか大きい値
測定方式	体積流量測定
測定可能 ガス	ヘリウム, 窒素, アルゴン, 水素, 二酸化炭素, 空気 他 (ラボで使用するほとんどのガスに対応)
校正	NIST 準拠, 15ポイント校正
再校正 サービス	対応, 毎年再校正すること をお奨めします。

バッテリー	単3アルカリ電池2本使用
測定可能流量範囲	0.5 ~ 500mL/min
使用可能温度範囲	0 ~ 48 °C
対応規格	WEEE, RoHS, CE, EX
保証期間	Restekアメリカ本社出荷後1年間
標準付属品	保管ケース, 単3アルカリ電池2本, 校正証明書, CE規格適合書

※腐食性ガス, 湿性ガス(湿ったガス), 汚染ガスは測定できません。

Restek 社製 ProFLOW 6000 フローメーターならではの便利機能



①簡単操作
電源ボタンを押すと起動し、すぐに測定可能な状態に。そのほか面倒なボタン操作は不要です。



②オートシャットオフ機能搭載
一定時間、操作が無かった場合に自動的にシャットオフ（電源オフ）して、無駄な電力消費を抑えるエコ機能、設定時間は1分単位で設定可能です。



③小型&軽量デザイン
手持ちでの作業や持ち運びに大変便利です。本体背面のスタンド立てることで、卓上機としても使用可能です。



④保管ケースが標準装備
専用の保管ケースが破損や汚れから保護します。また、持ち運びにも非常に便利です。

⑤体積流量測定方式を採用
質量流量測定方式のように対象ガスの種類に応じて設定を変更する必要はありません。

⑥製品出荷時に、NIST 準拠の 15 ポイント校正を証明する、校正証明書 (Certificate of Calibration) と CE 規格適合書 (Declaration of Conformity) が同封します。

価格表

■本体

品名	P/N	入数	価格 (円)
フローメーター ProFLOW 6000 (保管ケース, 単3アルカリ電池2本, 校正証明書, CE 規格適合書付)	22656	1式	99,000

■オプション

品名	P/N	入数	価格 (円)
保管用ソフトケース	22657	1	5,300

■サービス

品名	P/N	納期	価格 (円)
フローメーター ProFLOW 6000 再校正サービス	22657-R	約 45日	29,000

※修理につきましては、都度お見積り・納期回答となりますので、(株)島津ジーエルシーまでお問合せください。
※再校正は、Restek 本社 (アメリカ) にて実施いたしますので、納期は約 45 日です。ご了承ください。



保管用ソフトケース (P/N:22657)
狭いスペースに保管するのに最適です。



製品同封 校正証明書
(Certificate of Calibration) 例



製品同封 CE 規格適合書
(Declaration of Conformity) 例

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
TEL: 03-5835-0120 FAX: 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL: 06-6328-2255 FAX: 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店