

Agilent GC, 島津 GCユーザー様向け

## 特選 GC アクセサリー

Agilent GC用 消耗品

RestekではGCキャピラリーカラム以外にも、ライナー、セプタムなどの高品質アクセサリーを幅広くラインナップ。コストパフォーマンスに優れた商品もご用意していますので、ぜひご活用ください。

このマークの付いた商品はコストパフォーマンスに優れています!!  
現在お使いの商品と価格を比較してください!!

Value Price

### Topaz トパーズ Topazライナー



スプリットレス	ID OD x Length	参考P/N	入数	P/N	希望価格(円/税抜)
RESTEK 4mm シングルゲースネックライナー, ウール付	4.0mm 6.5mm x 78.5mm	5062-3587 (1本入) 5183-4693 (5本入)	5	23303	15,300
RESTEK 4mm シングルゲースネックライナー	4.0mm 6.5mm x 78.5mm	5181-3316 (1本入) 5183-4695 (5本入)	5	23302	14,500
RESTEK 4mm ダブルゲースネックライナー	4.0mm 6.5mm x 78.5mm	5181-3315 (1本入) 5183-4705 (5本入)	5	23308	19,800
スプリット	ID OD x Length	参考P/N	入数	P/N	価格(円/税抜)
RESTEK 4mm プレシジョンライナー, ウール付	4.0mm 6.3mm x 78.5mm	210-4004-5 (5本入)	5	23305	13,000
RESTEK 4mm ストレートライナー, ウール付	4.0mm 6.3mm x 78.5mm	19251-60540 (1本入) 5183-4691 (5本入)	5	23300	10,900

RESTEK

Value Price

Value Price

Value Price

Value Price

Value Price

上記一覧に掲載のない形状も取り揃えております。詳細は弊社までお問合せください

### GLC こまち(レッド)、プレミアムBTO® セプタム



- ・高い耐熱性 (最高使用温度 400°C) と低ブリードを実現
- ・プラズマコーティング処理の採用により、注入口への付着を大幅に低減
- ・コンディショニング済み、センターガイド (穴) 付、プリスターパック採用

セプタム直径	最高使用温度	参考 P/N	入数	P/N	価格 (円)
11mm	400°C	-	25	GLC-KR11-25	6,000
		5183-4757	50	GLC-KR11-50	9,000
		5183-4757-100	100	GLC-KR11-100	17,000

GLC®

Value Price

### GLC こまち(ピンク)、ロングライフセプタム



- ・400回以上の注込が可能なロングライフ (長寿命) セプタム
- ・コンディショニング済み、センターガイド (穴) 付、プリスターパック採用

セプタム直径 / 仕様	最高使用温度	参考 P/N	入数	P/N	価格 (円)
11mm	350°C	-	25	GLC-KP11-25	7,000
		5183-4761	50	GLC-KP11-50	11,000
		5183-4761-100	100	GLC-KP11-100	21,000

GLC®

Value Price

### ワッシャーレス デュアルベスペル® リングインレットシール



- ・トラブルの原因となるワッシャーが不要に、シンプルなワンピース構成
- ・空気中の酸素がキャリアガスへ混入することを防ぎ、カラム寿命が改善します

品名	入数	P/N	価格 (円)
金メッキ処理済 デュアルベスペル® インレットシール	2個	21240	9,000
金メッキ処理済 デュアルベスペル® インレットクロスシール(高流量スプリット用)	2個	22083	11,400

RESTEK

Value Price

### フェラル



スタンダードフェラル						
フェラル内径	カラム内径	入数	Graphite		85%Vespel / 15%Graphite	
			P/N	価格 (円)	P/N	価格 (円)
0.4mm	0.25mm	10	GLC-0.4GF-10	5,000	GLC-0.4G15V85SF-10	6,500
0.5mm	0.32mm	10	GLC-0.5GF-10	5,000	GLC-0.5G15V85SF-10	6,500
0.8mm	0.53mm	10	GLC-0.8GF-10	5,000	GLC-0.8G15V85SF-10	6,500
コンパクト (ショート) フェラル						
フェラル内径	カラム内径	入数	Graphite		85%Vespel / 15%Graphite	
			P/N	価格 (円)	P/N	価格 (円)
0.4mm	0.25mm	10	GLC-0.4GSF-10	4,500	GLC-0.4G15V85SF-10	7,000
0.5mm	0.32mm	10	GLC-0.5GSF-10	4,500	GLC-0.5G15V85SF-10	7,000
0.8mm	0.53mm	10	GLC-0.8GSF-10	4,500	GLC-0.8G15V85SF-10	7,000

GLC®

### バイトン® O-リング



- ・外径 6.3mm スプリットライナー、外径 6.5mm スプリットレスライナーにフィットします。

品名	最高使用温度	参考P/N	入数	P/N	価格 (円)
Viton® O-リング	300°C	5188-5365 (10個入)	10個	22241	1,600
			50個	22242	7,600

RESTEK

# 島津 GC用 Restek消耗品



## Topaz トーパズ Topazライナー



### 17A, 2010, 2014, 2025 用スプリット

	ID OD x Length	参考P/N	入数	P/N	価格(円/税抜)
RESTEK スプリットライナー	3.5mm 5.0mm x 95mm	221-41444-01 (1本入)	5	23318	20,500
RESTEK スプリットライナー, ウール付	3.5mm 5.0mm x 95mm	-	5	23319	20,900
RESTEK プレジジョンライナー, ウール付	3.5mm 5.0mm x 95mm	-	5	23320	23,600

### 17A, 2010, 2014, 2025 用スプリットレス

	ID OD x Length	参考P/N	入数	P/N	価格(円/税抜)
RESTEK シングルゲースネックライナー	3.5mm 5.0mm x 95mm	221-48335-01 (1本入)	5	23321	41,900
RESTEK シングルゲースネックライナー, ウール付	3.5mm 5.0mm x 95mm	-	5	23322	37,600
RESTEK シングルゲースネックライナー, ウール付	3.5mm 5.0mm x 95mm	-	5	23336	36,900

## GLC こまち(レッド)、プレミアムBTO® セプタム

- 高い耐熱性 (最高使用温度 400℃) と低ブリードを実現
- プラズマコーティング処理の採用により、注入口への付着を大幅に低減
- コンディショニング済み、センターガイド(穴)付、プリスターパック採用



セプタム形状	最高使用温度	入数	P/N	価格(円)
島津 GC 用プラグ型	400℃	25	GLC-KRSh-25	9,500
		50	GLC-KRSh-50	15,000
		100	GLC-KRSh-100	25,000

## GLC こまち(ピンク)、ロングライフセプタム

- 400回以上の注入が可能なロングライフ(長寿命)セプタム
- コンディショニング済み、センターガイド(穴)付、プリスターパック採用



セプタム形状	最高使用温度	入数	P/N	価格(円)
島津 GC 用プラグ型	350℃	25	GLC-KPSh-25	11,000
		50	GLC-KPSh-50	17,000
		100	GLC-KPSh-100	28,000

## グラファイトフェラル

### 17A, 2010, 2014用




フェラル内径	カラム内径	入数	Graphite	
			P/N	価格(円)
0.4mm	0.25mm	10	GLC-0.4ShF-10	10,500
0.5mm	0.32mm	10	GLC-0.5ShF-10	10,500
0.8mm	0.53mm	10	GLC-0.8ShF-10	10,500



おすすめ!  
ミニハンドドリル

内径 0.25mm、0.32mm および 0.53mm  
(外形 0.4mm、0.5mm および 0.8mm) の  
キャピラリーカラム用が各1本入りです。

品名	入数	P/N	価格(円)
ミニハンドドリル	3本セット	20122	7,200



## バイトンO-リング

### 17A, 2010, 2014用



品名	最高使用温度	参考 P/N	入数	P/N	価格(円)
バイトンO-リング	250℃	036-11203-84 (5個)	10個	24899	4,100

## グラファイトO-リング

### 17A, 2010, 2014用



品名	最高使用温度	参考 P/N	入数	P/N	価格(円)
スプリットライナー用グラファイトO-リング	450℃	221-48393-91 (4個)	5個	20243	10,500
スプリットレスライナー用グラファイトO-リング	450℃	221-47222-91 (4個)	5個	20244	10,500



総発売元

## 株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課  
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F  
TEL: 03-5835-0120 FAX: 03-5835-0124

西日本営業課  
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL: 06-6328-2255 FAX: 06-6328-2277

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc  
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店