

## Made In Germany, 確かな品質 & 安心価格 La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル全面解禁！！

ドイツに工場を持つ La-Pha-Pack の製品は、厳格な形状規格で製造され、あらゆるメーカーの装置に対応するバイアルを製造しております。製造工程はクリーンルーム内で自動化されており、作業環境由来のコンタミに細心の注意を払った品質でお届けしております。



優れたコストパフォーマンス, 1,000 個入りバリューパックなら更なるコストダウンが可能  
あらゆるメーカーに対応した幅広い形状の製品をラインアップ  
厳格な管理に基づいた高品質バイアル

本紙未掲載製品も多数ご用意しております。  
キャップのみ, セプタムのみ, インサート, シェルバイアル, ヘッドスペースバイアルなど,  
現在お使いのバイアル同等品をお探しの方は気軽にご連絡ください。



### La-Pha-Pack 8-425 スクリューバイアル

#### ■ 8-425 透明ガラススクリューバイアル (バイアルサイズ: 11.3×32mm、バイアル口径 5mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	透明ガラス	-	100	11 09 0210 -1	¥2,800
			1,000	11 09 0210	¥25,200
		有り	100	11 09 0419 -1	¥3,300
			1,000	11 09 0419	¥30,500

#### ■ 8-425 褐色ガラススクリューバイアル (バイアルサイズ: 11.6×32mm、バイアル口径 5mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	褐色ガラス	-	100	11 09 0259 -1	¥3,300
			1,000	11 09 0259	¥30,500
		有り	100	11 09 0382 -1	¥3,300
			1,000	11 09 0382	¥30,500

#### ■ 8-425 バイアル用セプタム付スクリューキャップ (セプタムサイズ 8mm)

キャップ色	セプタム		入数	P/N	希望価格(円)
	種類	スリット			
黒ポリプロピレン製	赤色 PTFE/白色シリコン	-	100	08 15 0293 -1	¥4,200
			1,000	08 15 0293	¥39,900
	赤色 PTFE/白色シリコン/赤色 PTFE	-	100	08 15 0294 -1	¥5,800
			1,000	08 15 0294	¥55,000
	TEF/オレンジゴム	-	100	08 15 0460 -1	¥3,000
			1,000	08 15 0460	¥28,000
	灰色 PTFE/青色ブチル	-	100	08 15 1637 -1	¥2,900
			1,000	08 15 1637	¥26,300



## La-Pha-Pack 9-425 スクリューバイアル

### ■ 9-425 透明ガラススクリューバイアルキット

(バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm、キャップ穴径 6mm、セプタムサイズ 9mm)

バイアルとセプタム付キャップを1つのケースでお届けします。

容量	バイアル		キャップ 色	セプタム		入数	P/N	希望価格(円)
	色	ラベル		種類	スリット			
1.5mL	透明 ガラス	-	青	赤色 PTFE/ 白色シリコン	-	100	11 24 1050 -1	¥5,600
					-	1,000	11 24 1050	¥53,000
				青色 PTFE/ 白色シリコン	有り	100	11 24 1051 -1	¥6,900
					有り	1,000	11 24 1051	¥64,900
				赤色 PTFE/ 白色シリコン / 赤色 PTFE	-	100	11 24 1052 -1	¥6,700
					-	1,000	11 24 1052	¥62,900
	有り	有り	青	透明 TEF/ オレンジゴム	-	100	11 24 1049 -1	¥4,600
					-	1,000	11 24 1049	¥43,000
				赤色 PTFE/ 白色シリコン	-	100	11 24 1143 -1	¥5,800
					-	1,000	11 24 1143	¥55,000
				青色 PTFE/ 白色シリコン	有り	100	11 24 1238 -1	¥7,100
					有り	1,000	11 24 1238	¥66,900
赤色 PTFE/ 白色シリコン / 赤色 PTFE	-	100	11 24 1446 -1	¥6,900				
	-	1,000	11 24 1446	¥64,900				
透明 TEF/ オレンジゴム	-	100	11 24 1929 -1	¥4,800				
	-	1,000	11 24 1929	¥45,000				

### ■ 9-425 褐色ガラススクリューバイアルキット

(バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm、キャップ穴径 6mm、セプタムサイズ 9mm)

バイアルとセプタム付キャップを1つのケースでお届けします。

容量	バイアル		キャップ 色	セプタム		入数	P/N	希望価格(円)
	色	ラベル		種類	スリット			
1.5mL	褐色 ガラス	有り	青	赤色 PTFE/ 白色シリコン	-	100	11 24 1342 -1	¥6,000
					-	1,000	11 24 1342	¥57,000
				青色 PTFE/ 白色シリコン	有り	100	11 24 1573 -1	¥7,300
					有り	1,000	11 24 1573	¥68,900
	赤色 PTFE/ 白色シリコン / 赤色 PTFE	-	100	11 24 1930 -1	¥7,100			
		-	1,000	11 24 1930	¥66,900			
	透明 TEF/ オレンジゴム	-	100	11 24 1528 -1	¥5,000			
		-	1,000	11 24 1528	¥47,000			

### ■ 9-425 透明ガラススクリューバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	透明ガラス	-	100	11 09 0500 -1	¥2,500
			1,000	11 09 0500	¥21,000
		有り	100	11 09 0519 -1	¥2,600
	有り	1,000	11 09 0519	¥22,100	
	透明不活性ガラス	-	100	11 09 1241 -1	¥7,000
			1,000	11 09 1241	¥66,200

### ■ 9-425 褐色ガラススクリューバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	褐色ガラス	有り	100	11 09 0520 -1	¥2,800
			1,000	11 09 0520	¥24,200
	褐色不活性ガラス	有り	100	11 09 1242 -1	¥7,300
			1,000	11 09 1242	¥69,300

本紙に掲載のない商品も多数ご用意しております。お気軽にご連絡ください。



## La-Pha-Pack 10-425 スクリューバイアル

### ■ 10-425 透明ガラススクリューバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	透明ガラス	-	100	10 09 0743 -1	¥2,400
			1,000	10 09 0743	¥21,000
		有り	100	10 09 1196 -1	¥2,600
			1,000	10 09 1196	¥23,100

### ■ 10-425 褐色ガラススクリューバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	褐色ガラス	有り	100	10 09 1197 -1	¥2,700
			1,000	10 09 1197	¥24,200

### ■ 10-425 バイアル用セプタム付スクリューキャップ (セプタムサイズ 10mm)

キャップ 色	セプタム		入数	P/N	希望価格(円)
	種類	スリット			
黒ポリプロピレン製	赤色 PTFE/白色シリコン	-	100	10 15 1257 -1	¥4,500
			1,000	10 15 1257	¥42,000
	赤色 PTFE/白色シリコン/赤色 PTFE	-	100	10 15 1258 -1	¥6,300
			1,000	10 15 1258	¥59,900
	TEF/ オレンジゴム	-	100	10 15 1256 -1	¥3,200
			1,000	10 15 1256	¥30,000
	青色 PTFE/白色シリコン	有り	100	10 15 1328 -1	¥7,600
			1,000	10 15 1328	¥71,800



## La-Pha-Pack スナップバイアル

### ■ 透明ガラススナップバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	透明ガラス	-	100	11 09 0627 -1	¥2,300
			1,000	11 09 0627	¥18,900
		有り	100	11 09 0644 -1	¥2,400
			1,000	11 09 0644	¥20,000

### ■ 褐色ガラススナップバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	褐色ガラス	有り	100	11 09 0645 -1	¥2,600
			1,000	11 09 0645	¥22,100

### ■ セプタム付スナップキャップ (穴径 6mm)

キャップ 色	セプタム		入数	P/N	希望価格(円)	
	種類	スリット				
透明ポリエチレン製	クリーム色 PTFE/赤色ゴム	-	100	11 15 1850 -1	¥2,800	
			1,000	11 15 1850	¥23,100	
	赤色 PTFE/白色シリコン	-	100	11 15 1852 -1	¥3,900	
			1,000	11 15 1852	¥36,800	
	青色 PTFE/白色シリコン	有り	100	11 15 1853 -1	¥7,200	
			1,000	11 15 1853	¥66,200	
	赤色 PTFE/白色シリコン/赤色 PTFE	-	100	11 15 0636 -1	¥5,000	
			1,000	11 15 0636	¥47,000	
	青ポリエチレン製	クリーム色 PTFE/赤色ゴム	-	100	11 15 1267 -1	¥2,800
				1,000	11 15 1267	¥23,100
赤色 PTFE/白色シリコン		-	100	11 15 1151 -1	¥3,700	
			1,000	11 15 1151	¥35,000	
青色 PTFE/白色シリコン		有り	100	11 15 1269 -1	¥7,200	
			1,000	11 15 1269	¥66,200	
赤色 PTFE/白色シリコン/赤色 PTFE	-	100	11 15 1268 -1	¥5,000		
		1,000	11 15 1268	¥47,000		

本紙に掲載のない商品も多数ご用意しております。お気軽にご連絡ください。



## La-Pha-Pack クリンパバイアル

### ■ 透明ガラスクリンパバイアルキット

(バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm、キャップ穴径 5.5mm、セプタムサイズ 11mm)

バイアルとセプタム付キャップを1つのケースでお届けします。

容量	バイアル		キャップ 色	セプタム		入数	P/N	価格
	色	ラベル		種類	スリット			
1.5mL	透明 ガラス	有り	銀	透明 TEF/ オレンジゴム	-	100	11 31 1469 -1	¥4,000
						1,000	11 31 1469	¥37,800

### ■ 褐色ガラスクリンパバイアルキット

(バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm、キャップ穴径 5.5mm、セプタムサイズ 11mm)

バイアルとセプタム付キャップを1つのケースでお届けします。

容量	バイアル		キャップ 色	セプタム		入数	P/N	希望価格(円)
	色	ラベル		種類	スリット			
1.5mL	褐色 ガラス	有り	銀	透明 TEF/ オレンジゴム	-	100	11 31 1596 -1	¥4,500
						1,000	11 31 1596	¥41,000

### ■ 透明ガラスクリンパバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	透明ガラス	-	100	11 09 0356 -1	¥2,000
			1,000	11 09 0356	¥16,800
		有り	100	11 09 0476 -1	¥2,100
			1,000	11 09 0476	¥17,900

### ■ 褐色ガラスクリンパバイアル (バイアルサイズ：11.6×32mm、バイアル口径 6mm)

容量	色	ラベル	入数	P/N	希望価格(円)
1.5mL	褐色ガラス	有り	100	11 09 0477 -1	¥2,400
			1,000	11 09 0477	¥20,000

### ■ セプタム付きクリンパキャップ (穴径 5.5mm)

キャップ 素材	セプタム		入数	P/N	希望価格(円)
	種類	スリット			
アルミ	赤色 PTFE/ 白色シリコン	-	100	11 03 0247 -1	¥4,200
			1,000	11 03 0247	¥35,700
	赤色 PTFE/ 白色シリコン/ 赤色 PTFE	-	100	11 03 0196 -1	¥4,900
			1,000	11 03 0196	¥45,200
	透明 TEF/ オレンジゴム	-	100	11 03 0209 -1	¥1,800
			1,000	11 03 0209	¥14,700

本紙に掲載のない商品も多数ご用意しております。お気軽にご連絡ください。

発売元

## 株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F  
TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>  
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店

※本資料は発行時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。  
※掲載価格は2013年11月現在の希望小売価格(税抜)です。価格は予告なく変更することがあります。  
131107SP018-072B  
2017・07