

島津製作所 GC 用消耗品 (シリンジ, インサート, フェラル, ナット, セプタム)



信頼の
島津ブランド

幅広い製品
ラインアップ

世界中で
入手可能

■ 島津製作所 オートサンプラーシリンジ / マニュアルシリンジ (1本入)



P/N	仕様	容量	ニードル	ニードル ゲージ	ニードル 外径(mm)	ニードル 内径(mm)	針先	タイプ	交換ブランジャー	希望価格 (円)
AOC-20i 用オートサンプラーシリンジ										
221-34618	標準	10μL	42	23	0.63	0.11	コーン	固定	-	¥7,800
AOC-5000 用オートサンプラーシリンジ										
221-75175-01	標準	10μL	50	23	0.63	0.11	コーン	固定	-	¥7,800
マニュアルシリンジ										
221-75170	標準	5μL	42	26	0.47	0.11	ベベル	固定	-	¥6,200
670-12552-01	標準	10μL	42	26	0.47	0.11	ベベル	固定	-	¥5,100
670-12510-31	標準	25μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	-	¥5,400
221-75171	ガスタイト	25μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75171-01)	¥6,500
670-12510-36	標準	50μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	-	¥5,400
221-75172	ガスタイト	50μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75172-03)	¥6,700
670-12510-18	標準	100μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	-	¥5,800
221-75172-01	ガスタイト	100μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75172-04)	¥6,200
670-12510-19	標準	250μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	-	¥7,400
221-75172-02	ガスタイト	250μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	(221-75172-05)	¥7,700
670-12510-20	標準	500μL	50	25	0.50	0.20	ベベル	固定	-	¥7,400
221-54778-01	ルアーロックタイプ	1mL	ニードル (針) は含まれません。別途お求め下さい。						(221-54778-11)	¥10,200
221-54778-02	ルアーロックタイプ	5mL							(221-54778-12)	¥11,200
221-54778-03	ルアーロックタイプ	10mL							(221-54778-13)	¥12,500
221-54778-04	ルアーロックタイプ	25mL							(221-54778-14)	¥17,200
221-54778-05	ルアーロックタイプ	50mL							(221-54778-15)	¥26,800
221-54778-06	ルアーロックタイプ	100mL							(221-54778-16)	¥34,300

■ 交換ブランジャー / 交換ニードル (針)

P/N	品名	仕様	入数	希望価格 (円)	
221-75173-01	交換ブランジャー	AOC-20i 用オートサンプラーシリンジ ガスタイト 10μL 用	2個	¥7,400	
221-45244-01		AOC-20i 用オートサンプラーシリンジ ガスタイト 250μL 用	2個	¥7,400	
221-75171-01		マニュアルシリンジ ガスタイト 25μL 用	1個	¥3,900	
221-75172-03		マニュアルシリンジ ガスタイト 50μL 用	1個	¥3,900	
221-75172-04		マニュアルシリンジ ガスタイト 100μL 用	1個	¥3,900	
221-75172-05		マニュアルシリンジ ガスタイト 250μL 用	1個	¥3,900	
221-54778-11		ルアーロックシリンジ 1mL 用	1個	¥7,400	
221-54778-12		ルアーロックシリンジ 5mL 用	1個	¥6,100	
221-54778-13		ルアーロックシリンジ 10mL 用	1個	¥6,100	
221-54778-14		ルアーロックシリンジ 25mL 用	1個	¥8,500	
221-54778-15		ルアーロックシリンジ 50mL 用	1個	¥10,100	
221-54778-16		ルアーロックシリンジ 100mL 用	1個	¥13,300	
221-54778-51		交換ニードル (針)	ルアーロックシリンジ用 50mm 23 ゲージ 外径 0.63mm 内径 0.32 ベベル	5本	¥4,900
221-54778-52			ルアーロックシリンジ用 50mm 19 ゲージ 外径 1.07mm 内径 0.65 ベベル	5本	¥4,900
221-54778-54			ルアーロックシリンジ用 50mm 14 ゲージ 外径 2.10mm 内径 1.60 ベベル	5本	¥4,900

■ 島津製作所 ガラスインサート (不活性処理済)

EPA メソッド 8081B に従ってテストを実施しています。エンドリン (1ppm) の分解が 3% 以内であることを保証しています。

P/N	仕様	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	入数	希望価格 (円)
GC-2010						
221-75193	スプリット / スプリットレス (ウール入り) * 	5.0	3.4	95	5本	¥23,600
221-75194	スプリット / スプリットレス 	5.0	3.4	95	5本	¥17,600
GC-2014						
221-41444-05	スプリット / スプリットレス 	5.0	3.4	95	5本	¥17,600
221-75195	スプリット / スプリットレス (ウール入り) ** 	5.0	3.4	95	5本	¥23,700
GC-2010/GC-2014						
221-75187	スプリットレス (不活性処理 / ウール入り) * 	5.0	3.4	95	5本	¥25,100
221-75188	スプリット (不活性処理 / ウール入り) * 	5.0	3.4	95	5本	¥19,500
221-75189	スプリット (不活性処理 / ウール入り) ** 	5.0	3.4	95	5本	¥19,500
221-75191	スプリットレス (不活性処理 / ウール入り) ** 	5.0	3.4	95	5本	¥25,000
221-75197	スプリットレス WBI 用 (ウール入り) 	5.0	3.4	95	5本	¥30,400

* ニードルはウールには入りません。

** ニードルがウールの中まで入ります。

■ 島津製作所 フェラル/ナット



グラファイトベスベル

P/N	材質	仕様	カラム外径 (mm)	使用温度 (°C)	入数	希望価格 (円)
670-15003-03	グラファイトベスベルフェラル	キャピラリーカラム	0.1-0.25	325	10個	¥6,400
670-15003-04	グラファイトベスベルフェラル	キャピラリーカラム	0.32	325	10個	¥6,400
670-15003-07	グラファイトベスベルフェラル	キャピラリーカラム	0.53	325	10個	¥7,800
670-11009	ステンレススチールナット	長形	-	-	5個	¥5,100
P/N	材質	仕様	カラム外径 (mm)	使用温度 (°C)	入数	希望価格 (円)
221-75182	グラファイトフェラル	バックドカラム	5	450	10個	¥5,200
P/N	材質	仕様	カラム外径 (mm)	使用温度 (°C)	入数	希望価格 (円)
221-72563-04	シルタイト (金属)	キャピラリーカラム	0.1-0.25	700	10個	¥8,900
221-72563-05	シルタイト (金属)	キャピラリーカラム	0.32	700	10個	¥8,900
221-72563-08	シルタイト (金属)	キャピラリーカラム	0.53	700	10個	¥8,900
221-75200-04	シルタイト (金属)	キャピラリーカラム	1/32"	700	10個	¥7,300
221-75200	シルタイトキット (金属) *	キャピラリーカラム	0.1-0.25	700	1式	¥11,600
221-75200-01	シルタイトキット (金属) *	キャピラリーカラム	0.32	700	1式	¥11,600
221-75200-02	シルタイトキット (金属) *	キャピラリーカラム	0.53	700	1式	¥11,600
221-75200-03	シルタイトキット (金属) *	キャピラリーカラム	1/32"	700	1式	¥11,100

*10個のフェラルと2個のナットを含みます。

■ 島津製作所 ブルーセプタム



P/N	品名	最高温度 (INJ設定温)	入数	希望価格 (円)
221-75180	島津ブルーセプタム	350°C	50個	¥13,300

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F

TEL : 03-5835-0120

FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F

TEL : 06-6328-2255

FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>

gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店

※本資料は発行時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。131107SP018-073A
2015・04