

ありそうでなかった！！スーパー便利グッズ

# GLC フォルテ (ラボ用廃棄袋)

使用済みチップ、シリンジフィルター、シリンジ、SPE(固相抽出)の廃棄に

## 何役もこなすスグレモノ 活躍間違いなし！

しかも低コスト

静電気除去仕様で、  
ちりやゴミの付着を防止

油性マジックで文字を  
記入することも可能

フォルテとは…

袋に付いている自由に形を  
変えられる特殊形状記憶樹脂



point

01

フォルテを採用



point 袋はシール付き

02

好きな場所に貼り付け、  
設置可能



point

03

袋は3層構造  
(PP-PE-PP)  
高い強度を実現



point オートクレーブバッグ

04

としても活用可能  
(121℃, 20min.)




フォルテにより

- ・口の形は自由に変形可能になりコンパクトにできるため、作業台やクリーンベンチなど、限られたスペースでの使用に最適
- ・フォルテは袋から取り外し可能、口を閉める留め具として使えます

# GLCフォルテ 便利な活用方法のご紹介

## フォルテは自由に変形可能

口の大きさを変更、コンパクトにできるため、作業台やクリーンベンチなど限られたスペースでの使用に最適。



## フォルテは簡単に取り外し可能

取り外した後のフォルテは、口を閉める留め具として使えます。オートクレーブバックとしても活用可能(121°C, 20min.)。



## 袋はシール付き

好きな場所に貼付け、設置可能。  
シールを剥がした後、貼付け場所に糊は残りません。

## 製品仕様

袋の厚み：65μm

材質：袋はポリプロピレン - ポリエチレン - ポリプロピレンの3層構造

フォルテはポリエチレン大容量のA3サイズとコンパクトなA4サイズから選択可能

## GLC フォルテ価格表

P/N	サイズ	入数	希望価格(税抜/円)	1枚あたり(税抜/円)
GLC-FA4	透明 A4サイズ(210mm x 297mm)	100	5,000	50
GLC-FA3	透明A3サイズ(297mm x 420mm)	100	8,000	80

※掲載価格は 2014 年 5 月現在の希望小売価格（税抜）です。価格は予告なく変更することがあります。

総発売元

## 株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F  
TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>  
[gsupport@glc.shimadzu.co.jp](mailto:gsupport@glc.shimadzu.co.jp)

販売店

※本資料は発行時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。140127SG009-075B  
2015・04