


ダイセル HPLC用キラルカラム

- SFCカラム^{*}もラインナップ、様々なニーズにお応えします
- スクリーニングやレンタルカラムなど、充実のサービス
- アプリケーションも多数ご用意



^{*} SFCカラムには、高圧ガス保安法に規定された強度を証明するための書類も添付。
 (添付書類：エンベティカラムの強度計算書、材料 証明書、エンベティカラム図面、耐圧気密試験結果)

ダイセル社カラムの主なシリーズ



CHIRALPAK, CHIRALCEL, CROWNPAK, CHIRALFLASH, 2L-ChiralTLC, DAICEL DCpakは株式会社ダイセルの登録商標です。
 詳しい製品情報につきましては、弊社までお問い合わせください。

ダイセル社ではどんなサービスが可能??

キラルカラムスクリーニングサービス

サンプルをお預かりして、ダイセル社にてカラム選定を行うサービスです。
 サンプルをお預かりする際には秘密保持契約を結ぶ事も可能です。

レンタルカラムサービス

カラムご購入前に、デモカラムをお貸出しさせていただくサービスです。
 カラムご購入前にカラムを無償レンタルさせていただきお客様のお手元でご検討いただけます。ご購入前に、ご自身でお試しできるため、リスクを軽減できるサービスです。



SFC用多糖誘導体耐溶剤型キラルカラム

	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号					
					IA-3/SFC	IB-3/SFC	IC-3/SFC	ID-3/SFC	IE-3/SFC	IF-3/SFC
細径カラム	3	2.1	150	¥180,000	80S94	81S94	83S94	84S94	85S94	86S94
			250	¥195,000	80S95	81S95	83S95	84S95	85S95	86S95
分析カラム	3	4.6	150	¥180,000	80S24	81S24	83S24	84S24	85S24	86S24
			250	¥195,000	80S25	81S25	83S25	84S25	85S25	86S25
	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号					
					IA/SFC	IB/SFC	IC/SFC	ID/SFC	IE/SFC	IF/SFC
分析カラム	5	4.6	150	¥165,000	80A24	81A24	83A24	84A24	85A24	86A24
			250	¥180,000	80A25	81A25	83A25	84A25	85A25	86A25

SFC用多糖誘導体コーティング型キラルカラム

	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号				CHIRALCEL® 製品番号			
					AD-3/SFC	AS-3/SFC	AY-3/SFC	AZ-3/SFC	OD-3/SFC	OJ-3/SFC	OX-3/SFC	OZ-3/SFC
細径カラム	3	2.1	150	¥180,000	19S94	20S94	47S94	61S94	14S94	17S94	63S94	42S94
			250	¥195,000	19S95	20S95	47S95	61S95	14S95	17S95	63S95	42S95
分析カラム	3	4.6	150	¥180,000	19S24	20S24	47S24	61S24	14S24	17S24	63S24	42S24
			250	¥195,000	19S25	20S25	47S25	61S25	14S25	17S25	63S25	42S25
	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号				CHIRALCEL® 製品番号			
					AD-H/SFC	AS-H/SFC	AY-H/SFC	AZ-H/SFC	OD-H/SFC	OJ-H/SFC	OX-H/SFC	OZ-H/SFC
分析カラム	5	4.6	150	¥165,000	19A24	20A24	47A24	61A24	14A24	17A24	63A24	42A24
			250	¥180,000	19A25	20A25	47A25	61A25	14A25	17A25	63A25	42A25

多糖誘導体耐溶剤型キラルカラム

	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号					
					IA-3	IB-3	IC-3	ID-3	IE-3	IF-3
細径カラム	3	2.1	150	¥180,000	80S94	81S94	83S94	84S94	85S94	86S94
			250	¥195,000	80S95	81S95	83S95	84S95	85S95	86S95
分析カラム	3	4.6	50	¥150,000	80S22	81S22	83S22	84S22	85S22	86S22
			100	¥165,000	80S23	81S23	83S23	84S23	85S23	86S23
			150	¥180,000	80S24	81S24	83S24	84S24	85S24	86S24
分析用ガードカートリッジ*	3	4	10	¥32,000	80S11	81S11	83S11	84S11	85S11	86S11
			250	¥195,000	80S25	81S25	83S25	84S25	85S25	86S25
	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号					
					IA	IB	IC	ID	IE	IF
細径カラム	5	2.1	150	¥165,000	80394	81394	83394	84394	85394	86394
			250	¥180,000	80395	81395	83395	84395	85395	86395
分析カラム	5	4.6	150	¥165,000	80324	81324	83324	84324	85324	86324
			250	¥180,000	80325	81325	83325	84325	85325	86325
分析用ガードカートリッジ*	5	4	10	¥32,000	80311	81311	83311	84311	85311	86311

多糖誘導体コーティング型キラルカラム (順相用)

	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号				CHIRALCEL® 製品番号					
					AD-3	AS-3	AY-3	AZ-3	OD-3	OJ-3	OX-3	OZ-3		
細径カラム	3	2.1	150	¥180,000	19S94	20S94	47S94	61S94	14S94	17S94	63S94	42S94		
			250	¥195,000	19S95	20S95	47S95	61S95	14S95	17S95	63S95	42S95		
分析カラム	3	4.6	50	¥150,000	19S22	20S22	47S22	61S22	14S22	17S22	63S22	42S22		
			100	¥165,000	19S23	20S23	47S23	61S23	14S23	17S23	63S23	42S23		
			150	¥180,000	19S24	20S24	47S24	61S24	14S24	17S24	63S24	42S24		
分析用ガードカートリッジ*	3	4	10	¥32,000	19S11	20S11	47S11	61S11	14S11	17S11	63S11	42S11		
			250	¥195,000	19S25	20S25	47S25	61S25	14S25	17S25	63S25	42S25		
	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号				CHIRALCEL® 製品番号					
					AD-H	AS-H	AY-H	AZ-H	OD-H	OJ-H	OX-H	OZ-H	OB-H	OC-H
細径カラム	5	2.1	150	¥165,000	19394	20394	47394	61394	14394	17394	63394	42394	12394	13394
			250	¥180,000	19395	20395	47395	61395	14395	17395	63395	42395	12395	13395
分析カラム	5	4.6	150	¥165,000	19324	20324	47324	61324	14324	17324	63324	42324	12324	13324
			250	¥180,000	19325	20325	47325	61325	14325	17325	63325	42325	12325	13325
分析用ガードカートリッジ*	5	4	10	¥32,000	19311	20311	47311	61311	14311	17311	63311	42311	12311	13311

多糖誘導体コーティング型キラルカラム (逆相用)

	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号				CHIRALCEL® 製品番号			
					AD-3R	AS-3R	AY-3R	AZ-3R	OD-3R	OJ-3R	OX-3R	OZ-3R
細径カラム	3	2.1	150	¥180,000	19894	20894	47894	61894	14894	17894	63894	42894
			50	¥150,000	19822	20822	47822	61822	14822	17822	63822	42822
分析カラム	3	4.6	100	¥165,000	19823	20823	47823	61823	14823	17823	63823	42823
			150	¥180,000	19824	20824	47824	61824	14824	17824	63824	42824
分析用ガードカートリッジ*	3	4	10	¥32,000	19811	20811	47811	61811	14811	17811	63811	42811
	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	CHIRALPAK® 製品番号				CHIRALCEL® 製品番号			
					AD-3R	AS-3R	AY-3R	AZ-3R	OD-3R	OJ-3R	OX-3R	OZ-3R
細径カラム	5	2.1	150	¥165,000	19794	20794	47794	61794	14794	17794	63794	42794
分析カラム	5	4.6	150	¥165,000	19724	20724	47724	61724	14724	17724	63724	42724
分析用ガードカートリッジ*	5	4	10	¥32,000	19711	20711	47711	61711	14711	17711	63711	42711

* 3 個入です。分析用ガードカートリッジを使用するためには、下記の専用ホルダー (P/N 00011) が必要です。

分析用ガードカートリッジホルダー	内径 (mm)	長さ (mm)	価格 (税抜/円)	製品番号
	4	10	¥15,000	00011

本紙に掲載のない商品につきましては、弊社までお問い合わせください。

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー 5F
TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館 9F
TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店