

優れた性能とコストパフォーマンス

phenomenex GC キャピラリカラム

Zebbron

比べてみて
ください!



Zebbron
GC Columns

無極性～微極性

※掲載価格は2018年10月時点での希望小売価格となります。

Zebbron P/N	Zebbron カラム名	Zebbron サイズ (長さ×内径×膜厚)	Zebbron 希望小売価格 (税抜/円)
7HG-G001-11	ZB-1	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	66,000
7HG-G011-11	ZB-1MS	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	72,000
7HG-G002-11	ZB-5	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	66,000
7HG-G015-02	ZB-5HT	30 m x 0.25 mm x 0.10 μm	75,000
7HG-G010-11	ZB-5MS	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	72,000
7HG-G030-11	ZB-5MS plus	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	74,000

中極性

Zebbron P/N	Zebbron カラム名	Zebbron サイズ (長さ×内径×膜厚)	Zebbron 希望小売価格 (税抜/円)
7HG-G006-11	ZB-1701	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	64,000
7KM-G006-11	ZB-1701	60 m x 0.32 mm x 0.25 μm	126,000
7HM-G005-31	ZB-624	30 m x 0.32 mm x 1.8 μm	73,000
7HK-G005-36	ZB-624	30 m x 0.53 mm x 3.0 μm	86,000
7KM-G005-31	ZB-624	60 m x 0.32 mm x 1.8 μm	120,000

高極性

Zebbron P/N	Zebbron カラム名	Zebbron サイズ (長さ×内径×膜厚)	Zebbron 希望小売価格 (税抜/円)
7HG-G007-11	ZB-WAX	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	63,000
7HK-G007-22	ZB-WAX	30 m x 0.53 mm x 1.00 μm	78,000
7HG-G013-11	ZB-WAX plus	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm	61,000

本紙掲載のZebbronカラムは、ラインナップのごく一部です。
ご使用カラム相当品の価格、製品情報をご確認したい場合は、弊社までご連絡ください。

再現性の向上、時間の節約、そしてコストの削減を実現


Phenomenex社製 Zebtron PLUS 注入口ライナー



- 高い不活性度
- 人の手に触れることなく注入口に挿入できるように包装
- O-リングが予め取り付けられている


Zebtron PLUS の不活性化

Zebtron PLUS ライナーの全てのロットは、高度な不活性化処理技術を適用して製造されます。その後、不活性度が基準に満たされているかを確認するために、EPA 法 8081 および 8270 を用いてライナーの活性を検査します。



従来品の不活性化

従来品の不活性化処理では、ライナーの不活性度が不十分であったり、全く処理されない場合もあるので、分析対象物の吸着または分解が起こるリスクがあります。



■ Shimadzu 2010, 2014, 2025 GC システム用

※掲載価格は2018年10月時点での希望小売価格となります。

品名	アプリケーション	内径×長さ (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (円 / 税抜)
シングルテーパー 	農業	3.4 × 95	1	AG2-4B10-01	7,800
			5	AG2-4B10-05	34,100
			25	AG2-4B10-25	146,000
シングルテーパー Z-Liner™ 	半揮発性化合物； 汚染物質の多い試料	3.4 × 95	1	AG2-4B13-01	6,400
			5	AG2-4B13-05	26,000
			25	AG2-4B13-25	98,000
ストレート 	揮発性化合物	3.4 × 95	1	AG2-4B00-01	4,300
			5	AG2-4B00-05	17,900
			25	AG2-4B00-25	65,000
ストレート Z-Liner 	揮発性化合物； 汚染物質の多い試料； オープン初期温度が高い場合	3.4 × 95	1	AG2-4B03-01	5,000
			5	AG2-4B03-05	20,500
			25	AG2-4B03-25	82,000

■ Agilent または Thermo Scientific GC システム用

品名	アプリケーション	内径×長さ (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (円 / 税抜)
ダイレクトコネク 	微量成分分析； スプリットレス注入法分析	4 × 78.5	1	AG2-0A50-01	13,000
			5	AG2-0A50-05	49,800
			25	AG2-0A50-25	195,000
シングルテーパー 	農業	4 × 78.5	1	AG2-0A10-01	4,500
			5	AG2-0A10-05	18,000
			25	AG2-0A10-25	77,000
シングルテーパー Z-Liner™ 	半揮発性化合物； 汚染物質の多い試料	4 × 78.5	1	AG2-0A13-01	5,600
			5	AG2-0A13-05	23,000
			25	AG2-0A13-25	83,000
シングルテーパー、ウール付き 	半揮発性化合物	4 × 78.5	1	AG2-0A11-01	4,700
			5	AG2-0A11-05	19,800
			25	AG2-0A11-25	82,000
ストレート 	揮発性化合物	4 × 78.5	1	AG2-0A00-01	3,600
			5	AG2-0A00-05	12,000
			25	AG2-0A00-25	47,000
ストレート Z-Liner 	揮発性化合物； 汚染物質の多い試料； オープン初期温度が高い場合	4 × 78.5	1	AG2-0A03-01	3,800
			5	AG2-0A03-05	15,200
			25	AG2-0A03-25	62,000
ストレートシングルバツフル 	半揮発性化合物； 農業	1.8 × 71	1	AG2-1F06-01	4,600
			5	AG2-1F06-05	18,400
			25	AG2-1F06-25	72,000

発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
TEL: 03-5835-0120 FAX: 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL: 06-6328-2255 FAX: 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店

※本資料は発行時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。
CAT-17-0020B