

すべての HPLC ユーザー様必須アイテム


ラボの労働安全衛生環境を見直し、リスクを低減しませんか？

# ラボセーフティグッズ

## 移動相エアバルブ付きセーフティキャップ

- 移動相エアバルブは 6 ヶ月ごとに交換をお願いします
- 移動相エアバルブ対応流量：150mL/min
- 移動相エアバルブには手書き用日付ラベルが付いております
- ネジ口規格：GL45  
本紙掲載のデュラン®(DURAN®) ネジロビンと合わせてご使用ください。
- 構成品：キャップ、エアバルブ x1、  
外径 2.3mm ~ 3.2mm チューブコネクター (入数は穴数に応じて)

エアバルブは、大気中から移動相ボトルへ空気は通しますが、塵やダスト等の汚染物質の混入を防ぎます。また、蒸発した移動相の移動相ボトルから大気への拡散も抑制します。エアバルブは 6 ヶ月毎の交換が必要です。



バイトン® は、DuPont 社の登録商標です。



デュラン®(DURAN®) ネジロビンは別売りです。

便利な日付ラベル付き



このような状態ではありませんか？

## セーフティキャップ

品名	外径 2.3mm ~ 3.2mm チューブコネクター口数	入数	P/N	希望小売価格 (円 / 税抜)
セーフティキャップ I	1	1	107019	16,000
セーフティキャップ II	2	1	107909	18,000
セーフティキャップ III	3	1	107910	19,000
セーフティキャップ IV	4	1	107410	26,500
セーフティキャップ VI	6	1	107520	26,300
交換用移動相エアバルブ	—	1	117010	6,000
交換用移動相エアバルブ	—	10	197010	54,000
コネクター、PFA 製、青色	—	5	107063	4,400
コネクター、PFA 製、赤色	—	5	107064	4,400
コネクター、PFA 製、黄色	—	5	107065	4,400
密栓、PFA 製	—	10	160501	7,600



## デュラン® (DURAN®) ネジロビン

DURAN® (デュラン®) は、SCHOTT AG 社の登録商標です。

- 本紙掲載セーフティキャップを接続可能
- ネジ口規格：GL45
- ポリプロピレン製青キャップ付き

ガラス色	ガラス形状	容量 (mL)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
透明	円筒型	1,000	501113	5,200
透明	円筒型	500	501116	4,000
透明	円筒型	250	501117	3,600
透明	角型	1,000	501110	5,800
透明	角型	500	501115	5,100
透明	角型	250	501112	4,000
褐色	円筒型	1,000	501119	16,500
褐色	円筒型	500	501120	13,500
褐色	円筒型	250	501121	12,000



本紙掲載商品は取扱商品の一部で、他にも多数ラボセーフティグッズをご用意しております。お気軽にご相談ください。



# 廃液フィルター付きコンテナ

廃液フィルターが、蒸発した廃液成分の大気への拡散を防ぎます。  
 廃液フィルターは定期的な交換が必要です  
 (交換頻度はフィルタサイズによって異なります)。

- 廃液フィルターにはインジケータが付いております
- ネジ口規格：GL45 (スリムコンテナキットは S50)
- 構成品：廃液コンテナ、4 穴廃液キャップ、廃液フィルター x1、外径 2.3mm ~ 3.2mm チューブコネクター x2、内径 6.9mm ~ 9mm メールコネクター x1



廃液成分、ラボ内に拡散していませんか？



107307 107328

## 廃液フィルター付きコンテナキット

品名	コンテナ容量 (L)	構成品 P/N	構成品入数	構成品仕様	組立て時キットサイズ 幅 x 高さ x 奥行 (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5L 廃液コンテナキット	5	107951	1	廃液コンテナ、5L、ポリプロピレン製	150 x 365 x 195	107307	31,000
		107923	1	4 穴廃液キャップ、GL45 (廃液フィルター無し)			
		610534	1	廃液フィルター、S サイズ			
10L 廃液コンテナキット	10	107952	1	廃液コンテナ、10L、ポリプロピレン製	190 x 415 x 230	107310	35,000
		107923	1	4 穴廃液キャップ、GL45 (廃液フィルター無し)			
		610534	1	廃液フィルター、S サイズ			
5L スリム廃液コンテナキット	5	107998	1	スリム廃液コンテナ、5L、ポリプロピレン製	65 x 455 x 330	107328	47,000
		108025	1	4 穴廃液キャップ、S50 (廃液フィルター無し)			
		610534	1	廃液フィルター、S サイズ			



610534



610535



107951



107998



107923



108025



199050 使用例 (コンテナは含まれません)

## 消耗品

品名	仕様	組立て時キットサイズ 幅 x 高さ x 奥行 (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
廃液フィルター、S サイズ	廃液コンテナ容量 5L 以下、3 ヶ月毎に交換をお願いします	—	1	610534	14,000
廃液フィルター、S サイズ	廃液コンテナ容量 5L 以下、3 ヶ月毎に交換をお願いします	—	4	190335	50,400
廃液フィルター、M サイズ	廃液コンテナ容量 20L 以下、6 ヶ月毎に交換をお願いします	—	1	610535	20,000
廃液フィルター、M サイズ	廃液コンテナ容量 20L 以下、6 ヶ月毎に交換をお願いします	—	3	190336	54,000
2.5L 廃液コンテナ	PE-HD 製、ネジ口規格：GL45、キャップ付き (穴なし)	115 x 210 x 150	1	107950	4,000
5L 廃液コンテナ	PE-HD 製、ネジ口規格：GL45、キャップ付き (穴なし)	150 x 250 x 195	1	107951	6,000
10L 廃液コンテナ	PE-HD 製、ネジ口規格：GL45、キャップ付き (穴なし)	190 x 305 x 230	1	107952	7,000
5L 廃液スリムコンテナ	ポリプロピレン製、ネジ口規格：S50、キャップ付き	65 x 335 x 330	1	107998	11,500
4 穴廃液キャップ	ネジ口規格：GL45 (廃液フィルター無し)	—	1	107923	15,500
4 穴廃液キャップ	ネジ口規格：S50 (廃液フィルター無し)	—	1	108025	25,500
スリムコンテナスタンド	P/N:107988 (P/N:107328、5L 廃液スリムコンテナキット) を 2 つ並べて立てることが可能です。	145 x 130 x 200	1	199050	11,500

本紙掲載商品は取扱商品の一部で、他にも多数ラボセーフティグッズをご用意しております。お気軽にご相談ください。

発売元

## 株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-20-8 CSタワー 5F  
 TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-18-22 新大阪丸ビル別館 9F  
 TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc  
 gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店

※本資料は発行時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。  
 CAT-17-0024A