

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C18	2.0	30	2.1	対応	-		227-30001-01	227-30043-02	227-30043-01	227-30533-01	-	-	-	227-30771-01	-	-
GIST	C18	2.0	50	2.1	対応	-		227-30001-02	227-30043-02	227-30043-01	227-30533-01	-	-	-	227-30771-01	-	-
GIST	C18	2.0	50	2.1	対応	-	★	227-30914-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	2.0	75	2.1	対応	-		227-30001-03	227-30043-02	227-30043-01	227-30533-01	-	-	-	227-30771-01	-	-
GIST	C18	2.0	100	2.1	対応	-		227-30001-04	227-30043-02	227-30043-01	227-30533-01	-	-	-	227-30771-01	-	-
GIST	C18	2.0	100	2.1	対応	-	★	227-30914-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	2.0	150	2.1	対応	-		227-30001-05	227-30043-02	227-30043-01	227-30533-01	-	-	-	227-30771-01	-	-
GIST	C18	2.0	150	2.1	対応	-	★	227-30914-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	2.0	30	3.0	対応	-		227-30002-01	227-30044-02	227-30044-01	227-30533-01	-	-	-	227-30772-01	-	-
GIST	C18	2.0	50	3.0	対応	-		227-30002-02	227-30044-02	227-30044-01	227-30533-01	-	-	-	227-30772-01	-	-
GIST	C18	2.0	75	3.0	対応	-		227-30002-03	227-30044-02	227-30044-01	227-30533-01	-	-	-	227-30772-01	-	-
GIST	C18	2.0	100	3.0	対応	-		227-30002-04	227-30044-02	227-30044-01	227-30533-01	-	-	-	227-30772-01	-	-
GIST	C18	2.0	150	3.0	対応	-		227-30002-05	227-30044-02	227-30044-01	227-30533-01	-	-	-	227-30772-01	-	-
GIST	C18	2.0	50	4.6	対応	-	★	227-30915-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	2.0	100	4.6	対応	-	★	227-30915-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	2.0	150	4.6	対応	-	★	227-30915-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	30	2.1	対応	-		227-30039-01	227-30046-02	227-30046-01	227-30533-01	-	-	-	227-30774-01	-	-
GIST	C18	3.0	50	2.1	対応	-		227-30039-02	227-30046-02	227-30046-01	227-30533-01	-	-	-	227-30774-01	-	-
GIST	C18	3.0	50	2.1	対応	-	★	227-30916-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	75	2.1	対応	-		227-30039-03	227-30046-02	227-30046-01	227-30533-01	-	-	-	227-30774-01	-	-
GIST	C18	3.0	100	2.1	対応	-		227-30039-04	227-30046-02	227-30046-01	227-30533-01	-	-	-	227-30774-01	-	-
GIST	C18	3.0	100	2.1	対応	-	★	227-30916-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	150	2.1	対応	-		227-30039-05	227-30046-02	227-30046-01	227-30533-01	-	-	-	227-30774-01	-	-
GIST	C18	3.0	150	2.1	対応	-	★	227-30916-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	250	2.1	対応	-		227-30039-06	227-30046-02	227-30046-01	227-30533-01	-	-	-	227-30774-01	-	-
GIST	C18	3.0	250	2.1	対応	-	★	227-30916-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	30	3.0	対応	-		227-30040-01	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30775-01	-	-
GIST	C18	3.0	50	3.0	対応	-		227-30040-02	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30775-01	-	-
GIST	C18	3.0	75	3.0	対応	-		227-30040-03	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30775-01	-	-
GIST	C18	3.0	100	3.0	対応	-		227-30040-04	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30775-01	-	-
GIST	C18	3.0	150	3.0	対応	-		227-30040-05	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30775-01	-	-
GIST	C18	3.0	250	3.0	対応	-		227-30040-06	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30775-01	-	-
GIST	C18	3.0	30	4.6	対応	-		227-30041-01	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30776-01	-	-
GIST	C18	3.0	50	4.6	対応	-		227-30041-02	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30776-01	-	-
GIST	C18	3.0	50	4.6	対応	-	★	227-30917-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	75	4.6	対応	-		227-30041-03	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30776-01	-	-
GIST	C18	3.0	100	4.6	対応	-		227-30041-04	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30776-01	-	-
GIST	C18	3.0	100	4.6	対応	-	★	227-30917-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	150	4.6	対応	-		227-30041-05	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30776-01	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	C18	3.0	150	4.6	対応	-	★	227-30917-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	250	4.6	対応	-		227-30041-06	227-30047-02	227-30047-01	227-30533-01	-	-	-	227-30776-01	-	-			
GIST	C18	3.0	250	4.6	対応	-	★	227-30917-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	30	1.0	-	-		227-30006-01	227-30023-02	227-30023-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	50	1.0	-	-		227-30006-02	227-30023-02	227-30023-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	75	1.0	-	-		227-30006-03	227-30023-02	227-30023-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	100	1.0	-	-		227-30006-04	227-30023-02	227-30023-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	150	1.0	-	-		227-30006-05	227-30023-02	227-30023-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	250	1.0	-	-		227-30006-06	227-30023-02	227-30023-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	30	1.5	-	-		227-30007-01	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	50	1.5	-	-		227-30007-02	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	75	1.5	-	-		227-30007-03	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	100	1.5	-	-		227-30007-04	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	150	1.5	-	-		227-30007-05	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	250	1.5	-	-		227-30007-06	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	20	2.1	-	-		227-30008-01	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	30	2.1	-	-		227-30008-02	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	50	2.1	-	-		227-30008-03	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	75	2.1	-	-		227-30008-04	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	100	2.1	-	-		227-30008-05	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	125	2.1	-	-		227-30008-06	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	150	2.1	-	-		227-30008-07	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	250	2.1	-	-		227-30008-08	227-30024-02	227-30024-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18	3.0	20	3.0	-	-		227-30009-01	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	30	3.0	-	-		227-30009-02	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	50	3.0	-	-		227-30009-03	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	75	3.0	-	-		227-30009-04	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	100	3.0	-	-		227-30009-05	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	125	3.0	-	-		227-30009-06	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	150	3.0	-	-		227-30009-07	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	250	3.0	-	-		227-30009-08	227-30025-02	227-30025-01	227-30532-01	227-30026-02	227-30026-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	20	4.0	-	-		227-30010-01	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	30	4.0	-	-		227-30010-02	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	50	4.0	-	-		227-30010-03	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	75	4.0	-	-		227-30010-04	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	100	4.0	-	-		227-30010-05	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	125	4.0	-	-		227-30010-06	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	150	4.0	-	-		227-30010-07	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C18	3.0	250	4.0	-	-		227-30010-08	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C18	3.0	20	4.6	-	-		227-30011-01	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	30	4.6	-	-		227-30011-02	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	50	4.6	-	-		227-30011-03	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	75	4.6	-	-		227-30011-04	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	100	4.6	-	-		227-30011-05	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	125	4.6	-	-		227-30011-06	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	150	4.6	-	-		227-30011-07	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	250	4.6	-	-		227-30011-08	227-30027-02	227-30027-01	227-30532-01	227-30028-02	227-30028-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	3.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30999-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	3.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30999-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	30	1.0	-	-		227-30012-01	227-30029-02	227-30029-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	1.0	-	-		227-30012-02	227-30029-02	227-30029-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	75	1.0	-	-		227-30012-03	227-30029-02	227-30029-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	1.0	-	-		227-30012-04	227-30029-02	227-30029-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	1.0	-	-		227-30012-05	227-30029-02	227-30029-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	1.0	-	-		227-30012-06	227-30029-02	227-30029-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	30	1.5	-	-		227-30013-01	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	1.5	-	-		227-30013-02	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	75	1.5	-	-		227-30013-03	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	1.5	-	-		227-30013-04	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	1.5	-	-		227-30013-05	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	1.5	-	-		227-30013-06	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	20	2.1	-	-		227-30014-01	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	30	2.1	-	-		227-30014-02	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	2.1	-	-		227-30014-03	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	2.1	-	-	★	227-30918-01	227-30920-02	227-30920-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	75	2.1	-	-		227-30014-04	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	2.1	-	-		227-30014-05	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	2.1	-	-	★	227-30918-02	227-30920-02	227-30920-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	125	2.1	-	-		227-30014-06	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	2.1	-	-		227-30014-07	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	2.1	-	-	★	227-30918-03	227-30920-02	227-30920-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	2.1	-	-		227-30014-08	227-30030-02	227-30030-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	2.1	-	-	★	227-30918-04	227-30920-02	227-30920-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	20	3.0	-	-		227-30015-01	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	30	3.0	-	-		227-30015-02	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	3.0	-	-		227-30015-03	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	75	3.0	-	-		227-30015-04	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	3.0	-	-		227-30015-05	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C18	5.0	125	3.0	-	-		227-30015-06	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	3.0	-	-		227-30015-07	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	3.0	-	-		227-30015-08	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	300	3.9	-	-		227-30902-01	227-30031-02	227-30031-01	227-30532-01	227-30032-02	227-30032-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	20	4.0	-	-		227-30016-01	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	30	4.0	-	-		227-30016-02	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	4.0	-	-		227-30016-03	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	75	4.0	-	-		227-30016-04	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	4.0	-	-		227-30016-05	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	125	4.0	-	-		227-30016-06	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	4.0	-	-		227-30016-07	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	4.0	-	-		227-30016-08	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	20	4.6	-	-		227-30017-01	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	30	4.6	-	-		227-30017-02	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	4.6	-	-		227-30017-03	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	4.6	-	-	★	227-30919-01	227-30921-02	227-30921-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	75	4.6	-	-		227-30017-04	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	4.6	-	-		227-30017-05	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	100	4.6	-	-	★	227-30919-02	227-30921-02	227-30921-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	125	4.6	-	-		227-30017-06	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	4.6	-	-		227-30017-07	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	150	4.6	-	-	★	227-30919-03	227-30921-02	227-30921-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	4.6	-	-		227-30017-08	227-30032-04	227-30032-03	227-30532-01	227-30033-02	227-30033-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18	5.0	250	4.6	-	-	★	227-30919-04	227-30921-02	227-30921-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30018-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30034-01	-
GIST	C18	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30018-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30034-01	-
GIST	C18	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30018-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30034-01	-
GIST	C18	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30018-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30034-01	-
GIST	C18	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30019-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30035-01	-
GIST	C18	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30019-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30035-01	-
GIST	C18	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30019-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30035-01	-
GIST	C18	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30019-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30035-01	-
GIST	C18	5.0	50	10.0	-	分取		227-30020-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30036-01	-
GIST	C18	5.0	100	10.0	-	分取		227-30020-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30036-01	-
GIST	C18	5.0	150	10.0	-	分取		227-30020-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30036-01	-
GIST	C18	5.0	250	10.0	-	分取		227-30020-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30036-01	-
GIST	C18	5.0	50	14.0	-	分取		227-30021-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30037-01	-
GIST	C18	5.0	100	14.0	-	分取		227-30021-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30037-01	-
GIST	C18	5.0	150	14.0	-	分取		227-30021-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30037-01	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	C18	5.0	250	14.0	-	分取		227-30021-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30037-01	-			
GIST	C18	5.0	50	20.0	-	分取		227-30022-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30038-01	-			
GIST	C18	5.0	100	20.0	-	分取		227-30022-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30038-01	-			
GIST	C18	5.0	150	20.0	-	分取		227-30022-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30038-01	-			
GIST	C18	5.0	250	20.0	-	分取		227-30022-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30038-01	-			
GIST	C18-AQ	1.9	50	2.1	対応	-		227-30807-01	227-30810-02	227-30810-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	50	2.1	対応	-	★	227-30936-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	100	2.1	対応	-		227-30807-02	227-30810-02	227-30810-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	100	2.1	対応	-	★	227-30936-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	150	2.1	対応	-		227-30807-03	227-30810-02	227-30810-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	150	2.1	対応	-	★	227-30936-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	50	3.0	対応	-		227-30808-01	227-30811-02	227-30811-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	100	3.0	対応	-		227-30808-02	227-30811-02	227-30811-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	150	3.0	対応	-		227-30808-03	227-30811-02	227-30811-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	50	4.6	対応	-	★	227-30937-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	100	4.6	対応	-	★	227-30937-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	1.9	150	4.6	対応	-	★	227-30937-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	50	2.1	対応	-		227-30765-01	227-30769-02	227-30769-01	227-30533-01	-	-	-	227-30801-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	50	2.1	対応	-	★	227-30938-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	75	2.1	対応	-		227-30765-02	227-30769-02	227-30769-01	227-30533-01	-	-	-	227-30801-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	100	2.1	対応	-		227-30765-03	227-30769-02	227-30769-01	227-30533-01	-	-	-	227-30801-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	100	2.1	対応	-	★	227-30938-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	150	2.1	対応	-		227-30765-04	227-30769-02	227-30769-01	227-30533-01	-	-	-	227-30801-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	150	2.1	対応	-	★	227-30938-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	250	2.1	対応	-		227-30765-05	227-30769-02	227-30769-01	227-30533-01	-	-	-	227-30801-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	250	2.1	対応	-	★	227-30938-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	30	3.0	対応	-		227-30766-01	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30802-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	50	3.0	対応	-		227-30766-02	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30802-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	75	3.0	対応	-		227-30766-03	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30802-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	100	3.0	対応	-		227-30766-04	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30802-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	150	3.0	対応	-		227-30766-05	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30802-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	250	3.0	対応	-		227-30766-06	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30802-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	30	4.6	対応	-		227-30767-01	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30803-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	50	4.6	対応	-		227-30767-02	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30803-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	50	4.6	対応	-	★	227-30939-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	75	4.6	対応	-		227-30767-03	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30803-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	100	4.6	対応	-		227-30767-04	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30803-01	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	100	4.6	対応	-	★	227-30939-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GIST	C18-AQ	3.0	150	4.6	対応	-		227-30767-05	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30803-01	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C18-AQ	3.0	150	4.6	対応	-	★	227-30939-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	4.6	対応	-		227-30767-06	227-30770-02	227-30770-01	227-30533-01	-	-	-	227-30803-01	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	4.6	対応	-	★	227-30939-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	30	1.0	-	-		227-30719-01	227-30731-02	227-30731-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	50	1.0	-	-		227-30719-02	227-30731-02	227-30731-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	75	1.0	-	-		227-30719-03	227-30731-02	227-30731-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	100	1.0	-	-		227-30719-04	227-30731-02	227-30731-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	150	1.0	-	-		227-30719-05	227-30731-02	227-30731-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	1.0	-	-		227-30719-06	227-30731-02	227-30731-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	30	1.5	-	-		227-30720-01	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	50	1.5	-	-		227-30720-02	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	75	1.5	-	-		227-30720-03	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	100	1.5	-	-		227-30720-04	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	150	1.5	-	-		227-30720-05	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	1.5	-	-		227-30720-06	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	20	2.1	-	-		227-30721-01	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	30	2.1	-	-		227-30721-02	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	50	2.1	-	-		227-30721-03	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	75	2.1	-	-		227-30721-04	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	100	2.1	-	-		227-30721-05	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	125	2.1	-	-		227-30721-06	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	150	2.1	-	-		227-30721-07	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	2.1	-	-		227-30721-08	227-30732-02	227-30732-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	20	3.0	-	-		227-30722-01	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	30	3.0	-	-		227-30722-02	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	50	3.0	-	-		227-30722-03	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	75	3.0	-	-		227-30722-04	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	100	3.0	-	-		227-30722-05	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	125	3.0	-	-		227-30722-06	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	150	3.0	-	-		227-30722-07	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	3.0	-	-		227-30722-08	227-30733-02	227-30733-01	227-30532-01	227-30734-02	227-30734-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	20	4.0	-	-		227-30723-01	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	30	4.0	-	-		227-30723-02	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	50	4.0	-	-		227-30723-03	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	75	4.0	-	-		227-30723-04	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	100	4.0	-	-		227-30723-05	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	125	4.0	-	-		227-30723-06	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	150	4.0	-	-		227-30723-07	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	4.0	-	-		227-30723-08	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C18-AQ	3.0	20	4.6	-	-		227-30724-01	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	30	4.6	-	-		227-30724-02	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	50	4.6	-	-		227-30724-03	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	75	4.6	-	-		227-30724-04	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	100	4.6	-	-		227-30724-05	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	125	4.6	-	-		227-30724-06	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	150	4.6	-	-		227-30724-07	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	3.0	250	4.6	-	-		227-30724-08	227-30735-02	227-30735-01	227-30532-01	227-30736-02	227-30736-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	30	1.0	-	-		227-30737-01	227-30759-02	227-30759-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	1.0	-	-		227-30737-02	227-30759-02	227-30759-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	75	1.0	-	-		227-30737-03	227-30759-02	227-30759-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	1.0	-	-		227-30737-04	227-30759-02	227-30759-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	1.0	-	-		227-30737-05	227-30759-02	227-30759-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	1.0	-	-		227-30737-06	227-30759-02	227-30759-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	30	1.5	-	-		227-30738-01	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	1.5	-	-		227-30738-02	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	75	1.5	-	-		227-30738-03	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	1.5	-	-		227-30738-04	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	1.5	-	-		227-30738-05	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	1.5	-	-		227-30738-06	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	20	2.1	-	-		227-30739-01	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	30	2.1	-	-		227-30739-02	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	2.1	-	-		227-30739-03	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	2.1	-	-	★	227-30940-01	227-30942-02	227-30942-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	75	2.1	-	-		227-30739-04	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	2.1	-	-		227-30739-05	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	2.1	-	-	★	227-30940-02	227-30942-02	227-30942-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	125	2.1	-	-		227-30739-06	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	2.1	-	-		227-30739-07	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	2.1	-	-	★	227-30940-03	227-30942-02	227-30942-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	2.1	-	-		227-30739-08	227-30760-02	227-30760-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	2.1	-	-	★	227-30940-04	227-30942-02	227-30942-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	20	3.0	-	-		227-30740-01	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	30	3.0	-	-		227-30740-02	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	3.0	-	-		227-30740-03	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	75	3.0	-	-		227-30740-04	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	3.0	-	-		227-30740-05	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	125	3.0	-	-		227-30740-06	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	3.0	-	-		227-30740-07	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C18-AQ	5.0	250	3.0	-	-		227-30740-08	227-30761-02	227-30761-01	227-30532-01	227-30762-02	227-30762-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	20	4.0	-	-		227-30741-01	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	30	4.0	-	-		227-30741-02	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	4.0	-	-		227-30741-03	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	75	4.0	-	-		227-30741-04	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	4.0	-	-		227-30741-05	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	125	4.0	-	-		227-30741-06	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	4.0	-	-		227-30741-07	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	4.0	-	-		227-30741-08	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	20	4.6	-	-		227-30742-01	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	30	4.6	-	-		227-30742-02	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	4.6	-	-		227-30742-03	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	4.6	-	-	★	227-30941-01	227-30943-02	227-30943-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	75	4.6	-	-		227-30742-04	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	4.6	-	-		227-30742-05	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	4.6	-	-	★	227-30941-02	227-30943-02	227-30943-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	125	4.6	-	-		227-30742-06	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	4.6	-	-		227-30742-07	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	4.6	-	-	★	227-30941-03	227-30943-02	227-30943-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	4.6	-	-		227-30742-08	227-30763-02	227-30763-01	227-30532-01	227-30764-02	227-30764-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	4.6	-	-	★	227-30941-04	227-30943-02	227-30943-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30743-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30748-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30743-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30748-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30743-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30748-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30743-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30748-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30744-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30749-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30744-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30749-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30744-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30749-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30744-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30749-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	10.0	-	分取		227-30745-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30750-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	10.0	-	分取		227-30745-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30750-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	10.0	-	分取		227-30745-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30750-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	10.0	-	分取		227-30745-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30750-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	14.0	-	分取		227-30746-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30751-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	14.0	-	分取		227-30746-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30751-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	150	14.0	-	分取		227-30746-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30751-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	250	14.0	-	分取		227-30746-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30751-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	50	20.0	-	分取		227-30747-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30752-01	-
GIST	C18-AQ	5.0	100	20.0	-	分取		227-30747-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30752-01	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	C18-AQ	5.0	150	20.0	-	分取		227-30747-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30752-01	-			
GIST	C18-AQ	5.0	250	20.0	-	分取		227-30747-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30752-01	-			
GIST	C8	2.0	30	2.1	対応	-		227-30160-01	227-30202-02	227-30202-01	227-30533-01	-	-	-	227-30789-01	-	-			
GIST	C8	2.0	50	2.1	対応	-		227-30160-02	227-30202-02	227-30202-01	227-30533-01	-	-	-	227-30789-01	-	-			
GIST	C8	2.0	75	2.1	対応	-		227-30160-03	227-30202-02	227-30202-01	227-30533-01	-	-	-	227-30789-01	-	-			
GIST	C8	2.0	100	2.1	対応	-		227-30160-04	227-30202-02	227-30202-01	227-30533-01	-	-	-	227-30789-01	-	-			
GIST	C8	2.0	150	2.1	対応	-		227-30160-05	227-30202-02	227-30202-01	227-30533-01	-	-	-	227-30789-01	-	-			
GIST	C8	2.0	30	3.0	対応	-		227-30161-01	227-30203-02	227-30203-01	227-30533-01	-	-	-	227-30790-01	-	-			
GIST	C8	2.0	50	3.0	対応	-		227-30161-02	227-30203-02	227-30203-01	227-30533-01	-	-	-	227-30790-01	-	-			
GIST	C8	2.0	75	3.0	対応	-		227-30161-03	227-30203-02	227-30203-01	227-30533-01	-	-	-	227-30790-01	-	-			
GIST	C8	2.0	100	3.0	対応	-		227-30161-04	227-30203-02	227-30203-01	227-30533-01	-	-	-	227-30790-01	-	-			
GIST	C8	2.0	150	3.0	対応	-		227-30161-05	227-30203-02	227-30203-01	227-30533-01	-	-	-	227-30790-01	-	-			
GIST	C8	3.0	30	2.1	対応	-		227-30198-01	227-30205-02	227-30205-01	227-30533-01	-	-	-	227-30792-01	-	-			
GIST	C8	3.0	50	2.1	対応	-		227-30198-02	227-30205-02	227-30205-01	227-30533-01	-	-	-	227-30792-01	-	-			
GIST	C8	3.0	75	2.1	対応	-		227-30198-03	227-30205-02	227-30205-01	227-30533-01	-	-	-	227-30792-01	-	-			
GIST	C8	3.0	100	2.1	対応	-		227-30198-04	227-30205-02	227-30205-01	227-30533-01	-	-	-	227-30792-01	-	-			
GIST	C8	3.0	150	2.1	対応	-		227-30198-05	227-30205-02	227-30205-01	227-30533-01	-	-	-	227-30792-01	-	-			
GIST	C8	3.0	250	2.1	対応	-		227-30198-06	227-30205-02	227-30205-01	227-30533-01	-	-	-	227-30792-01	-	-			
GIST	C8	3.0	30	3.0	対応	-		227-30199-01	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30793-01	-	-			
GIST	C8	3.0	50	3.0	対応	-		227-30199-02	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30793-01	-	-			
GIST	C8	3.0	75	3.0	対応	-		227-30199-03	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30793-01	-	-			
GIST	C8	3.0	100	3.0	対応	-		227-30199-04	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30793-01	-	-			
GIST	C8	3.0	150	3.0	対応	-		227-30199-05	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30793-01	-	-			
GIST	C8	3.0	250	3.0	対応	-		227-30199-06	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30793-01	-	-			
GIST	C8	3.0	30	4.6	対応	-		227-30200-01	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30794-01	-	-			
GIST	C8	3.0	50	4.6	対応	-		227-30200-02	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30794-01	-	-			
GIST	C8	3.0	75	4.6	対応	-		227-30200-03	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30794-01	-	-			
GIST	C8	3.0	100	4.6	対応	-		227-30200-04	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30794-01	-	-			
GIST	C8	3.0	150	4.6	対応	-		227-30200-05	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30794-01	-	-			
GIST	C8	3.0	250	4.6	対応	-		227-30200-06	227-30206-02	227-30206-01	227-30533-01	-	-	-	227-30794-01	-	-			
GIST	C8	3.0	30	1.0	-	-		227-30162-01	227-30179-02	227-30179-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	50	1.0	-	-		227-30162-02	227-30179-02	227-30179-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	75	1.0	-	-		227-30162-03	227-30179-02	227-30179-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	100	1.0	-	-		227-30162-04	227-30179-02	227-30179-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	150	1.0	-	-		227-30162-05	227-30179-02	227-30179-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	250	1.0	-	-		227-30162-06	227-30179-02	227-30179-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	30	1.5	-	-		227-30163-01	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	50	1.5	-	-		227-30163-02	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	75	1.5	-	-		227-30163-03	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	C8	3.0	100	1.5	-	-		227-30163-04	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	150	1.5	-	-		227-30163-05	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	250	1.5	-	-		227-30163-06	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	20	2.1	-	-		227-30164-01	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	30	2.1	-	-		227-30164-02	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	50	2.1	-	-		227-30164-03	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	75	2.1	-	-		227-30164-04	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	100	2.1	-	-		227-30164-05	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	125	2.1	-	-		227-30164-06	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	150	2.1	-	-		227-30164-07	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	250	2.1	-	-		227-30164-08	227-30180-02	227-30180-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	3.0	20	3.0	-	-		227-30165-01	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	30	3.0	-	-		227-30165-02	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	50	3.0	-	-		227-30165-03	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	75	3.0	-	-		227-30165-04	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	100	3.0	-	-		227-30165-05	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	125	3.0	-	-		227-30165-06	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	150	3.0	-	-		227-30165-07	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	250	3.0	-	-		227-30165-08	227-30181-02	227-30181-01	227-30532-01	227-30182-02	227-30182-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	20	4.0	-	-		227-30166-01	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	30	4.0	-	-		227-30166-02	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	50	4.0	-	-		227-30166-03	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	75	4.0	-	-		227-30166-04	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	100	4.0	-	-		227-30166-05	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	125	4.0	-	-		227-30166-06	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	150	4.0	-	-		227-30166-07	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	250	4.0	-	-		227-30166-08	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	20	4.6	-	-		227-30167-01	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	30	4.6	-	-		227-30167-02	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	50	4.6	-	-		227-30167-03	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	75	4.6	-	-		227-30167-04	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	100	4.6	-	-		227-30167-05	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	125	4.6	-	-		227-30167-06	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	150	4.6	-	-		227-30167-07	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	3.0	250	4.6	-	-		227-30167-08	227-30183-02	227-30183-01	227-30532-01	227-30184-02	227-30184-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	C8	5.0	30	1.0	-	-		227-30168-01	227-30186-02	227-30185-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	5.0	50	1.0	-	-		227-30168-02	227-30186-02	227-30185-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	5.0	75	1.0	-	-		227-30168-03	227-30186-02	227-30185-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	C8	5.0	100	1.0	-	-		227-30168-04	227-30186-02	227-30185-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C8	5.0	150	1.0	-	-		227-30168-05	227-30186-02	227-30185-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	250	1.0	-	-		227-30168-06	227-30186-02	227-30185-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	30	1.5	-	-		227-30169-01	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	50	1.5	-	-		227-30169-02	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	75	1.5	-	-		227-30169-03	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	100	1.5	-	-		227-30169-04	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	150	1.5	-	-		227-30169-05	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	250	1.5	-	-		227-30169-06	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	20	2.1	-	-		227-30170-01	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	30	2.1	-	-		227-30170-02	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	50	2.1	-	-		227-30170-03	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	75	2.1	-	-		227-30170-04	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	100	2.1	-	-		227-30170-05	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	125	2.1	-	-		227-30170-06	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	150	2.1	-	-		227-30170-07	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	250	2.1	-	-		227-30170-08	227-30187-02	227-30187-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	C8	5.0	20	3.0	-	-		227-30171-01	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	30	3.0	-	-		227-30171-02	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	50	3.0	-	-		227-30171-03	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	75	3.0	-	-		227-30171-04	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	100	3.0	-	-		227-30171-05	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	125	3.0	-	-		227-30171-06	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	150	3.0	-	-		227-30171-07	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	250	3.0	-	-		227-30171-08	227-30188-02	227-30188-01	227-30532-01	227-30189-02	227-30189-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	20	4.0	-	-		227-30172-01	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	25	4.0	-	-		227-30172-02	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	30	4.0	-	-		227-30172-03	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	50	4.0	-	-		227-30172-04	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	75	4.0	-	-		227-30172-05	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	100	4.0	-	-		227-30172-06	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	125	4.0	-	-		227-30172-07	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	150	4.0	-	-		227-30172-08	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	250	4.0	-	-		227-30172-09	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	20	4.6	-	-		227-30173-01	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	30	4.6	-	-		227-30173-02	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	50	4.6	-	-		227-30173-03	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	75	4.6	-	-		227-30173-04	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	100	4.6	-	-		227-30173-05	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	125	4.6	-	-		227-30173-06	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	C8	5.0	150	4.6	-	-		227-30173-07	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	200	4.6	-	-		227-30173-08	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	250	4.6	-	-		227-30173-09	227-30190-02	227-30190-01	227-30532-01	227-30192-02	227-30191-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	C8	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30174-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30193-01	-
GIST	C8	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30174-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30193-01	-
GIST	C8	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30174-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30193-01	-
GIST	C8	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30174-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30193-01	-
GIST	C8	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30175-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30194-01	-
GIST	C8	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30175-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30194-01	-
GIST	C8	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30175-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30194-01	-
GIST	C8	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30175-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30194-01	-
GIST	C8	5.0	50	10.0	-	分取		227-30176-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30195-01	-
GIST	C8	5.0	100	10.0	-	分取		227-30176-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30195-01	-
GIST	C8	5.0	150	10.0	-	分取		227-30176-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30195-01	-
GIST	C8	5.0	250	10.0	-	分取		227-30176-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30195-01	-
GIST	C8	5.0	50	14.0	-	分取		227-30177-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30196-01	-
GIST	C8	5.0	100	14.0	-	分取		227-30177-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30196-01	-
GIST	C8	5.0	150	14.0	-	分取		227-30177-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30196-01	-
GIST	C8	5.0	250	14.0	-	分取		227-30177-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30196-01	-
GIST	C8	5.0	50	20.0	-	分取		227-30178-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30197-01	-
GIST	C8	5.0	100	20.0	-	分取		227-30178-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30197-01	-
GIST	C8	5.0	150	20.0	-	分取		227-30178-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30197-01	-
GIST	C8	5.0	250	20.0	-	分取		227-30178-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30197-01	-
GIST	Phenyl	2.0	30	2.1	対応	-		227-30207-01	227-30247-02	227-30247-01	227-30533-01	-	-	-	227-30795-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	50	2.1	対応	-		227-30207-02	227-30247-02	227-30247-01	227-30533-01	-	-	-	227-30795-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	75	2.1	対応	-		227-30207-03	227-30247-02	227-30247-01	227-30533-01	-	-	-	227-30795-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	100	2.1	対応	-		227-30207-04	227-30247-02	227-30247-01	227-30533-01	-	-	-	227-30795-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	150	2.1	対応	-		227-30207-05	227-30247-02	227-30247-01	227-30533-01	-	-	-	227-30795-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	30	3.0	対応	-		227-30208-01	227-30248-02	227-30248-01	227-30533-01	-	-	-	227-30796-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	50	3.0	対応	-		227-30208-02	227-30248-02	227-30248-01	227-30533-01	-	-	-	227-30796-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	75	3.0	対応	-		227-30208-03	227-30248-02	227-30248-01	227-30533-01	-	-	-	227-30796-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	100	3.0	対応	-		227-30208-04	227-30248-02	227-30248-01	227-30533-01	-	-	-	227-30796-01	-	-
GIST	Phenyl	2.0	150	3.0	対応	-		227-30208-05	227-30248-02	227-30248-01	227-30533-01	-	-	-	227-30796-01	-	-
GIST	Phenyl	3.0	30	2.1	対応	-		227-30243-01	227-30250-02	227-30250-01	227-30533-01	-	-	-	227-30798-01	-	-
GIST	Phenyl	3.0	50	2.1	対応	-		227-30243-02	227-30250-02	227-30250-01	227-30533-01	-	-	-	227-30798-01	-	-
GIST	Phenyl	3.0	75	2.1	対応	-		227-30243-03	227-30250-02	227-30250-01	227-30533-01	-	-	-	227-30798-01	-	-
GIST	Phenyl	3.0	100	2.1	対応	-		227-30243-04	227-30250-02	227-30250-01	227-30533-01	-	-	-	227-30798-01	-	-
GIST	Phenyl	3.0	150	2.1	対応	-		227-30243-05	227-30250-02	227-30250-01	227-30533-01	-	-	-	227-30798-01	-	-
GIST	Phenyl	3.0	250	2.1	対応	-		227-30243-06	227-30250-02	227-30250-01	227-30533-01	-	-	-	227-30798-01	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	Phenyl	3.0	30	3.0	対応	-		227-30244-01	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30799-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	50	3.0	対応	-		227-30244-02	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30799-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	75	3.0	対応	-		227-30244-03	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30799-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	100	3.0	対応	-		227-30244-04	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30799-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	150	3.0	対応	-		227-30244-05	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30799-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	250	3.0	対応	-		227-30244-06	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30799-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	30	4.6	対応	-		227-30245-01	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30800-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	50	4.6	対応	-		227-30245-02	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30800-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	75	4.6	対応	-		227-30245-03	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30800-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	100	4.6	対応	-		227-30245-04	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30800-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	150	4.6	対応	-		227-30245-05	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30800-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	250	4.6	対応	-		227-30245-06	227-30251-02	227-30251-01	227-30533-01	-	-	-	227-30800-01	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	30	1.0	-	-		227-30209-01	227-30226-02	227-30226-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	50	1.0	-	-		227-30209-02	227-30226-02	227-30226-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	75	1.0	-	-		227-30209-03	227-30226-02	227-30226-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	100	1.0	-	-		227-30209-04	227-30226-02	227-30226-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	150	1.0	-	-		227-30209-05	227-30226-02	227-30226-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	250	1.0	-	-		227-30209-06	227-30226-02	227-30226-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	30	1.5	-	-		227-30210-01	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	50	1.5	-	-		227-30210-02	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	75	1.5	-	-		227-30210-03	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	100	1.5	-	-		227-30210-04	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	150	1.5	-	-		227-30210-05	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	250	1.5	-	-		227-30210-06	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	20	2.1	-	-		227-30211-01	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	30	2.1	-	-		227-30211-02	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	50	2.1	-	-		227-30211-03	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	75	2.1	-	-		227-30211-04	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	100	2.1	-	-		227-30211-05	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	150	2.1	-	-		227-30211-06	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	250	2.1	-	-		227-30211-07	227-30227-02	227-30227-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	20	3.0	-	-		227-30212-01	227-30228-02	227-30228-01	227-30532-01	227-30229-02	227-30229-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	30	3.0	-	-		227-30212-02	227-30228-02	227-30228-01	227-30532-01	227-30229-02	227-30229-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	50	3.0	-	-		227-30212-03	227-30228-02	227-30228-01	227-30532-01	227-30229-02	227-30229-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	75	3.0	-	-		227-30212-04	227-30228-02	227-30228-01	227-30532-01	227-30229-02	227-30229-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	100	3.0	-	-		227-30212-05	227-30228-02	227-30228-01	227-30532-01	227-30229-02	227-30229-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	150	3.0	-	-		227-30212-06	227-30228-02	227-30228-01	227-30532-01	227-30229-02	227-30229-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	250	3.0	-	-		227-30212-07	227-30228-02	227-30228-01	227-30532-01	227-30229-02	227-30229-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl	3.0	20	4.0	-	-		227-30213-01	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	Phenyl	3.0	30	4.0	-	-		227-30213-02	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	50	4.0	-	-		227-30213-03	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	75	4.0	-	-		227-30213-04	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	100	4.0	-	-		227-30213-05	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	150	4.0	-	-		227-30213-06	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	250	4.0	-	-		227-30213-07	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	20	4.6	-	-		227-30214-01	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	30	4.6	-	-		227-30214-02	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	50	4.6	-	-		227-30214-03	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	75	4.6	-	-		227-30214-04	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	100	4.6	-	-		227-30214-05	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	150	4.6	-	-		227-30214-06	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	3.0	250	4.6	-	-		227-30214-07	227-30230-02	227-30230-01	227-30532-01	227-30231-02	227-30231-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	30	1.0	-	-		227-30215-01	227-30232-02	227-30232-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	50	1.0	-	-		227-30215-02	227-30232-02	227-30232-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	75	1.0	-	-		227-30215-03	227-30232-02	227-30232-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	100	1.0	-	-		227-30215-04	227-30232-02	227-30232-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	150	1.0	-	-		227-30215-05	227-30232-02	227-30232-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	250	1.0	-	-		227-30215-06	227-30232-02	227-30232-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	30	1.5	-	-		227-30216-01	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	50	1.5	-	-		227-30216-02	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	75	1.5	-	-		227-30216-03	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	100	1.5	-	-		227-30216-04	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	150	1.5	-	-		227-30216-05	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	250	1.5	-	-		227-30216-06	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	20	2.1	-	-		227-30217-01	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	30	2.1	-	-		227-30217-02	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	50	2.1	-	-		227-30217-03	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	75	2.1	-	-		227-30217-04	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	100	2.1	-	-		227-30217-05	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	150	2.1	-	-		227-30217-06	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	250	2.1	-	-		227-30217-07	227-30233-02	227-30233-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	20	3.0	-	-		227-30218-01	227-30234-02	227-30234-01	227-30532-01	227-30235-02	227-30235-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	30	3.0	-	-		227-30218-02	227-30234-02	227-30234-01	227-30532-01	227-30235-02	227-30235-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	50	3.0	-	-		227-30218-03	227-30234-02	227-30234-01	227-30532-01	227-30235-02	227-30235-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	75	3.0	-	-		227-30218-04	227-30234-02	227-30234-01	227-30532-01	227-30235-02	227-30235-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	100	3.0	-	-		227-30218-05	227-30234-02	227-30234-01	227-30532-01	227-30235-02	227-30235-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	150	3.0	-	-		227-30218-06	227-30234-02	227-30234-01	227-30532-01	227-30235-02	227-30235-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	250	3.0	-	-		227-30218-07	227-30234-02	227-30234-01	227-30532-01	227-30235-02	227-30235-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	Phenyl	5.0	20	4.0	-	-		227-30219-01	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	30	4.0	-	-		227-30219-02	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	50	4.0	-	-		227-30219-03	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	75	4.0	-	-		227-30219-04	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	100	4.0	-	-		227-30219-05	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	150	4.0	-	-		227-30219-06	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	250	4.0	-	-		227-30219-07	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	20	4.6	-	-		227-30220-01	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	30	4.6	-	-		227-30220-02	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	50	4.6	-	-		227-30220-03	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	75	4.6	-	-		227-30220-04	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	100	4.6	-	-		227-30220-05	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	150	4.6	-	-		227-30220-06	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	200	4.6	-	-		227-30220-07	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	250	4.6	-	-		227-30220-08	227-30236-02	227-30236-01	227-30532-01	227-30237-02	227-30237-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30221-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30238-01	-
GIST	Phenyl	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30221-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30238-01	-
GIST	Phenyl	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30221-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30238-01	-
GIST	Phenyl	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30221-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30238-01	-
GIST	Phenyl	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30222-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30239-01	-
GIST	Phenyl	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30222-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30239-01	-
GIST	Phenyl	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30222-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30239-01	-
GIST	Phenyl	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30222-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30239-01	-
GIST	Phenyl	5.0	50	10.0	-	分取		227-30223-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30240-01	-
GIST	Phenyl	5.0	100	10.0	-	分取		227-30223-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30240-01	-
GIST	Phenyl	5.0	150	10.0	-	分取		227-30223-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30240-01	-
GIST	Phenyl	5.0	250	10.0	-	分取		227-30223-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30240-01	-
GIST	Phenyl	5.0	50	14.0	-	分取		227-30224-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30241-01	-
GIST	Phenyl	5.0	100	14.0	-	分取		227-30224-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30241-01	-
GIST	Phenyl	5.0	150	14.0	-	分取		227-30224-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30241-01	-
GIST	Phenyl	5.0	250	14.0	-	分取		227-30224-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30241-01	-
GIST	Phenyl	5.0	50	20.0	-	分取		227-30225-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30242-01	-
GIST	Phenyl	5.0	100	20.0	-	分取		227-30225-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30242-01	-
GIST	Phenyl	5.0	150	20.0	-	分取		227-30225-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30242-01	-
GIST	Phenyl	5.0	250	20.0	-	分取		227-30225-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30242-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	2.1	対応	-		227-30713-01	227-30717-02	227-30717-01	227-30533-01	-	-	-	227-30804-01	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	2.1	対応	-		227-30713-02	227-30717-02	227-30717-01	227-30533-01	-	-	-	227-30804-01	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	2.1	対応	-		227-30713-03	227-30717-02	227-30717-01	227-30533-01	-	-	-	227-30804-01	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	2.1	対応	-		227-30713-04	227-30717-02	227-30717-01	227-30533-01	-	-	-	227-30804-01	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	2.1	対応	-		227-30713-05	227-30717-02	227-30717-01	227-30533-01	-	-	-	227-30804-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	3.0	対応	-		227-30714-01	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30805-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	3.0	対応	-		227-30714-02	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30805-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	3.0	対応	-		227-30714-03	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30805-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	3.0	対応	-		227-30714-04	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30805-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	3.0	対応	-		227-30714-05	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30805-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	3.0	対応	-		227-30714-06	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30805-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	4.6	対応	-		227-30715-01	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30806-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	4.6	対応	-		227-30715-02	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30806-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	4.6	対応	-		227-30715-03	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30806-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	4.6	対応	-		227-30715-04	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30806-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	4.6	対応	-		227-30715-05	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30806-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	4.6	対応	-		227-30715-06	227-30718-02	227-30718-01	227-30533-01	-	-	-	227-30806-01	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	1.0	-	-		227-30667-01	227-30679-02	227-30679-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	1.0	-	-		227-30667-02	227-30679-02	227-30679-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	1.0	-	-		227-30667-03	227-30679-02	227-30679-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	1.0	-	-		227-30667-04	227-30679-02	227-30679-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	1.0	-	-		227-30667-05	227-30679-02	227-30679-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	1.0	-	-		227-30667-06	227-30679-02	227-30679-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	1.5	-	-		227-30668-01	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	1.5	-	-		227-30668-02	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	1.5	-	-		227-30668-03	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	1.5	-	-		227-30668-04	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	1.5	-	-		227-30668-05	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	1.5	-	-		227-30668-06	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	2.1	-	-		227-30669-01	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	2.1	-	-		227-30669-02	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	2.1	-	-		227-30669-03	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	2.1	-	-		227-30669-04	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	2.1	-	-		227-30669-05	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	2.1	-	-		227-30669-06	227-30680-02	227-30680-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	3.0	-	-		227-30670-01	227-30681-02	227-30681-01	227-30532-01	227-30682-02	227-30682-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	3.0	-	-		227-30670-02	227-30681-02	227-30681-01	227-30532-01	227-30682-02	227-30682-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	3.0	-	-		227-30670-03	227-30681-02	227-30681-01	227-30532-01	227-30682-02	227-30682-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	3.0	-	-		227-30670-04	227-30681-02	227-30681-01	227-30532-01	227-30682-02	227-30682-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	3.0	-	-		227-30670-05	227-30681-02	227-30681-01	227-30532-01	227-30682-02	227-30682-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	3.0	-	-		227-30670-06	227-30681-02	227-30681-01	227-30532-01	227-30682-02	227-30682-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	4.0	-	-		227-30671-01	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	4.0	-	-		227-30671-02	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	4.0	-	-		227-30671-03	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	4.0	-	-		227-30671-04	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	4.0	-	-		227-30671-05	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	4.0	-	-		227-30671-06	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	30	4.6	-	-		227-30672-01	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	50	4.6	-	-		227-30672-02	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	75	4.6	-	-		227-30672-03	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	100	4.6	-	-		227-30672-04	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	150	4.6	-	-		227-30672-05	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	3.0	250	4.6	-	-		227-30672-06	227-30683-02	227-30683-01	227-30532-01	227-30684-02	227-30684-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	30	1.0	-	-		227-30685-01	227-30707-02	227-30707-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	1.0	-	-		227-30685-02	227-30707-02	227-30707-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	75	1.0	-	-		227-30685-03	227-30707-02	227-30707-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	1.0	-	-		227-30685-04	227-30707-02	227-30707-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	1.0	-	-		227-30685-05	227-30707-02	227-30707-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	1.0	-	-		227-30685-06	227-30707-02	227-30707-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	30	1.5	-	-		227-30686-01	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	1.5	-	-		227-30686-02	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	75	1.5	-	-		227-30686-03	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	1.5	-	-		227-30686-04	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	1.5	-	-		227-30686-05	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	1.5	-	-		227-30686-06	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	30	2.1	-	-		227-30687-01	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	2.1	-	-		227-30687-02	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	75	2.1	-	-		227-30687-03	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	2.1	-	-		227-30687-04	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	2.1	-	-		227-30687-05	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	2.1	-	-		227-30687-06	227-30708-02	227-30708-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	30	3.0	-	-		227-30688-01	227-30709-02	227-30709-01	227-30532-01	227-30710-02	227-30710-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	3.0	-	-		227-30688-02	227-30709-02	227-30709-01	227-30532-01	227-30710-02	227-30710-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	75	3.0	-	-		227-30688-03	227-30709-02	227-30709-01	227-30532-01	227-30710-02	227-30710-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	3.0	-	-		227-30688-04	227-30709-02	227-30709-01	227-30532-01	227-30710-02	227-30710-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	3.0	-	-		227-30688-05	227-30709-02	227-30709-01	227-30532-01	227-30710-02	227-30710-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	3.0	-	-		227-30688-06	227-30709-02	227-30709-01	227-30532-01	227-30710-02	227-30710-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	30	4.0	-	-		227-30689-01	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	4.0	-	-		227-30689-02	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	75	4.0	-	-		227-30689-03	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	4.0	-	-		227-30689-04	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	4.0	-	-		227-30689-05	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	4.0	-	-		227-30689-06	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	30	4.6	-	-		227-30690-01	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	4.6	-	-		227-30690-02	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	75	4.6	-	-		227-30690-03	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	4.6	-	-		227-30690-04	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	4.6	-	-		227-30690-05	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	4.6	-	-		227-30690-06	227-30711-02	227-30711-01	227-30532-01	227-30712-02	227-30712-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30691-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30696-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30691-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30696-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30691-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30696-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30691-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30696-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	10	7.6	-	セミ分取		227-30692-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30697-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30692-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30697-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30692-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30697-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30692-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30697-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	10.0	-	分取		227-30693-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30698-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	10.0	-	分取		227-30693-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30698-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	10.0	-	分取		227-30693-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30698-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	10.0	-	分取		227-30693-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30698-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	14.0	-	分取		227-30694-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30699-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	14.0	-	分取		227-30694-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30699-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	14.0	-	分取		227-30694-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30699-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	14.0	-	分取		227-30694-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30699-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	50	20.0	-	分取		227-30695-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30700-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	100	20.0	-	分取		227-30695-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30700-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	150	20.0	-	分取		227-30695-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30700-01	-
GIST	Phenyl-Hexyl	5.0	250	20.0	-	分取		227-30695-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30700-01	-
GIST	PFPP	3.0	20	2.1	対応	-		227-30890-01	227-30894-02	227-30894-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	2.1	対応	-		227-30890-02	227-30894-02	227-30894-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	2.1	対応	-	★	227-30896-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	2.1	対応	-		227-30890-03	227-30894-02	227-30894-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	2.1	対応	-		227-30890-04	227-30894-02	227-30894-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	2.1	対応	-	★	227-30896-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	2.1	対応	-		227-30890-05	227-30894-02	227-30894-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	2.1	対応	-	★	227-30896-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	2.1	対応	-		227-30890-06	227-30894-02	227-30894-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	2.1	対応	-	★	227-30896-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	3.0	対応	-		227-30891-01	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	3.0	対応	-		227-30891-02	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	PFPP	3.0	75	3.0	対応	-		227-30891-03	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	3.0	対応	-		227-30891-04	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	3.0	対応	-		227-30891-05	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	3.0	対応	-		227-30891-06	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	4.6	対応	-		227-30892-01	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	4.6	対応	-		227-30892-02	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	4.6	対応	-	★	227-30897-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	4.6	対応	-		227-30892-03	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	4.6	対応	-		227-30892-04	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	4.6	対応	-	★	227-30897-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	4.6	対応	-		227-30892-05	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	4.6	対応	-	★	227-30897-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	4.6	対応	-		227-30892-06	227-30895-02	227-30895-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	4.6	対応	-	★	227-30897-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	1.0	-	-		227-30856-01	227-30873-02	227-30873-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	1.0	-	-		227-30856-02	227-30873-02	227-30873-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	1.0	-	-		227-30856-03	227-30873-02	227-30873-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	1.0	-	-		227-30856-04	227-30873-02	227-30873-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	1.0	-	-		227-30856-05	227-30873-02	227-30873-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	1.0	-	-		227-30856-06	227-30873-02	227-30873-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	1.5	-	-		227-30857-01	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	1.5	-	-		227-30857-02	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	1.5	-	-		227-30857-03	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	1.5	-	-		227-30857-04	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	1.5	-	-		227-30857-05	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	1.5	-	-		227-30857-06	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	20	2.1	-	-		227-30858-01	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	2.1	-	-		227-30858-02	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	2.1	-	-		227-30858-03	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	2.1	-	-		227-30858-04	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	2.1	-	-		227-30858-05	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	125	2.1	-	-		227-30858-06	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	2.1	-	-		227-30858-07	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	2.1	-	-		227-30858-08	227-30874-02	227-30874-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	20	3.0	-	-		227-30859-01	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	3.0	-	-		227-30859-02	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	3.0	-	-		227-30859-03	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	3.0	-	-		227-30859-04	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	3.0	-	-		227-30859-05	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	PFPP	3.0	125	3.0	-	-		227-30859-06	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	3.0	-	-		227-30859-07	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	3.0	-	-		227-30859-08	227-30875-02	227-30875-01	227-30532-01	227-30876-02	227-30876-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	20	4.0	-	-		227-30860-01	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	4.0	-	-		227-30860-02	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	4.0	-	-		227-30860-03	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	4.0	-	-		227-30860-04	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	4.0	-	-		227-30860-05	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	125	4.0	-	-		227-30860-06	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	4.0	-	-		227-30860-07	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	4.0	-	-		227-30860-08	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	20	4.6	-	-		227-30861-01	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	30	4.6	-	-		227-30861-02	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	50	4.6	-	-		227-30861-03	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	75	4.6	-	-		227-30861-04	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	100	4.6	-	-		227-30861-05	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	125	4.6	-	-		227-30861-06	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	150	4.6	-	-		227-30861-07	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	3.0	250	4.6	-	-		227-30861-08	227-30877-02	227-30877-01	227-30532-01	227-30878-02	227-30878-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	30	1.0	-	-		227-30862-01	227-30879-02	227-30879-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	1.0	-	-		227-30862-02	227-30879-02	227-30879-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	75	1.0	-	-		227-30862-03	227-30879-02	227-30879-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	1.0	-	-		227-30862-04	227-30879-02	227-30879-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	150	1.0	-	-		227-30862-05	227-30879-02	227-30879-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	1.0	-	-		227-30862-06	227-30879-02	227-30879-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	30	1.5	-	-		227-30863-01	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	1.5	-	-		227-30863-02	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	75	1.5	-	-		227-30863-03	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	1.5	-	-		227-30863-04	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	150	1.5	-	-		227-30863-05	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	1.5	-	-		227-30863-06	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	20	2.1	-	-		227-30864-01	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	30	2.1	-	-		227-30864-02	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	2.1	-	-		227-30864-03	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	2.1	-	-	★	227-30898-01	227-30900-02	227-30900-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	75	2.1	-	-		227-30864-04	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	2.1	-	-		227-30864-05	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	2.1	-	-	★	227-30898-02	227-30900-02	227-30900-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	125	2.1	-	-		227-30864-06	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	PFPP	5.0	150	2.1	-	-		227-30864-07	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	150	2.1	-	-	★	227-30898-03	227-30900-02	227-30900-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	2.1	-	-		227-30864-08	227-30880-02	227-30880-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	2.1	-	-	★	227-30898-04	227-30900-02	227-30900-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	20	3.0	-	-		227-30865-01	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	30	3.0	-	-		227-30865-02	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	3.0	-	-		227-30865-03	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	75	3.0	-	-		227-30865-04	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	3.0	-	-		227-30865-05	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	125	3.0	-	-		227-30865-06	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	150	3.0	-	-		227-30865-07	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	3.0	-	-		227-30865-08	227-30881-02	227-30881-01	227-30532-01	227-30882-02	227-30882-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	20	4.0	-	-		227-30866-01	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	30	4.0	-	-		227-30866-02	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	4.0	-	-		227-30866-03	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	75	4.0	-	-		227-30866-04	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	4.0	-	-		227-30866-05	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	125	4.0	-	-		227-30866-06	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	150	4.0	-	-		227-30866-07	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	4.0	-	-		227-30866-08	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	20	4.6	-	-		227-30867-01	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	30	4.6	-	-		227-30867-02	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	4.6	-	-		227-30867-03	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	4.6	-	-	★	227-30899-01	227-30901-02	227-30901-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	75	4.6	-	-		227-30867-04	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	4.6	-	-		227-30867-05	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	100	4.6	-	-	★	227-30899-02	227-30901-02	227-30901-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	125	4.6	-	-		227-30867-06	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	150	4.6	-	-		227-30867-07	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	150	4.6	-	-	★	227-30899-03	227-30901-02	227-30901-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	4.6	-	-		227-30867-08	227-30883-02	227-30883-01	227-30532-01	227-30884-02	227-30884-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	250	4.6	-	-	★	227-30899-04	227-30901-02	227-30901-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	PFPP	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30868-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30885-01	-
GIST	PFPP	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30868-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30885-01	-
GIST	PFPP	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30868-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30885-01	-
GIST	PFPP	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30868-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30885-01	-
GIST	PFPP	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30869-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30886-01	-
GIST	PFPP	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30869-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30886-01	-
GIST	PFPP	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30869-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30886-01	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	PFPP	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30869-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30886-01	-
GIST	PFPP	5.0	50	10.0	-	分取		227-30870-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30887-01	-
GIST	PFPP	5.0	100	10.0	-	分取		227-30870-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30887-01	-
GIST	PFPP	5.0	150	10.0	-	分取		227-30870-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30887-01	-
GIST	PFPP	5.0	250	10.0	-	分取		227-30870-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30887-01	-
GIST	PFPP	5.0	50	14.0	-	分取		227-30871-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30888-01	-
GIST	PFPP	5.0	100	14.0	-	分取		227-30871-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30888-01	-
GIST	PFPP	5.0	150	14.0	-	分取		227-30871-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30888-01	-
GIST	PFPP	5.0	250	14.0	-	分取		227-30871-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30888-01	-
GIST	PFPP	5.0	50	20.0	-	分取		227-30872-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30889-01	-
GIST	PFPP	5.0	100	20.0	-	分取		227-30872-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30889-01	-
GIST	PFPP	5.0	150	20.0	-	分取		227-30872-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30889-01	-
GIST	PFPP	5.0	250	20.0	-	分取		227-30872-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30889-01	-
GIST	Amide	1.9	30	2.1	対応	-		227-30947-01	227-30949-02	227-30949-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	50	2.1	対応	-		227-30947-02	227-30949-02	227-30949-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	50	2.1	対応	-	★	227-30951-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	75	2.1	対応	-		227-30947-03	227-30949-02	227-30949-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	100	2.1	対応	-		227-30947-04	227-30949-02	227-30949-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	100	2.1	対応	-	★	227-30951-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	150	2.1	対応	-		227-30947-05	227-30949-02	227-30949-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	150	2.1	対応	-	★	227-30951-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	30	3.0	対応	-		227-30948-01	227-30950-02	227-30950-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	50	3.0	対応	-		227-30948-02	227-30950-02	227-30950-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	75	3.0	対応	-		227-30948-03	227-30950-02	227-30950-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	100	3.0	対応	-		227-30948-04	227-30950-02	227-30950-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	1.9	150	3.0	対応	-		227-30948-05	227-30950-02	227-30950-01	227-30533-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	30	2.1	対応	-	★	227-30999-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	2.1	対応	-	★	227-30850-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	2.1	対応	-	★	227-30850-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	150	2.1	対応	-	★	227-30850-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	2.1	対応	-	★	227-30850-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	4.6	対応	-	★	227-30851-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	4.6	対応	-	★	227-30851-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	150	4.6	対応	-	★	227-30851-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	4.6	対応	-	★	227-30851-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	30	1.0	-	-		227-30816-01	227-30833-02	227-30833-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	1.0	-	-		227-30816-02	227-30833-02	227-30833-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	75	1.0	-	-		227-30816-03	227-30833-02	227-30833-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	1.0	-	-		227-30816-04	227-30833-02	227-30833-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	Amide	3.0	150	1.0	-	-		227-30816-05	227-30833-02	227-30833-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	1.0	-	-		227-30816-06	227-30833-02	227-30833-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	30	1.5	-	-		227-30817-01	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	1.5	-	-		227-30817-02	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	75	1.5	-	-		227-30817-03	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	1.5	-	-		227-30817-04	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	150	1.5	-	-		227-30817-05	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	1.5	-	-		227-30817-06	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	30	2.1	-	-		227-30818-01	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	2.1	-	-		227-30818-02	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	75	2.1	-	-		227-30818-03	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	2.1	-	-		227-30818-04	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	125	2.1	-	-		227-30818-05	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	150	2.1	-	-		227-30818-06	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	2.1	-	-		227-30818-07	227-30834-02	227-30834-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	3.0	30	3.0	-	-		227-30819-01	227-30835-02	227-30835-01	227-30532-01	227-30836-02	227-30836-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	3.0	-	-		227-30819-02	227-30835-02	227-30835-01	227-30532-01	227-30836-02	227-30836-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	75	3.0	-	-		227-30819-03	227-30835-02	227-30835-01	227-30532-01	227-30836-02	227-30836-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	3.0	-	-		227-30819-04	227-30835-02	227-30835-01	227-30532-01	227-30836-02	227-30836-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	125	3.0	-	-		227-30819-05	227-30835-02	227-30835-01	227-30532-01	227-30836-02	227-30836-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	150	3.0	-	-		227-30819-06	227-30835-02	227-30835-01	227-30532-01	227-30836-02	227-30836-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	3.0	-	-		227-30819-07	227-30835-02	227-30835-01	227-30532-01	227-30836-02	227-30836-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	30	4.0	-	-		227-30820-01	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	4.0	-	-		227-30820-02	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	75	4.0	-	-		227-30820-03	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	4.0	-	-		227-30820-04	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	125	4.0	-	-		227-30820-05	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	150	4.0	-	-		227-30820-06	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	4.0	-	-		227-30820-07	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	30	4.6	-	-		227-30821-01	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	50	4.6	-	-		227-30821-02	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	75	4.6	-	-		227-30821-03	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	100	4.6	-	-		227-30821-04	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	125	4.6	-	-		227-30821-05	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	150	4.6	-	-		227-30821-06	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	3.0	250	4.6	-	-		227-30821-07	227-30837-02	227-30837-01	227-30532-01	227-30838-02	227-30838-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	5.0	30	1.0	-	-		227-30822-01	227-30839-02	227-30839-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	5.0	50	1.0	-	-		227-30822-02	227-30839-02	227-30839-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	5.0	75	1.0	-	-		227-30822-03	227-30839-02	227-30839-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	Amide	5.0	100	1.0	-	-		227-30822-04	227-30839-02	227-30839-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	150	1.0	-	-		227-30822-05	227-30839-02	227-30839-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	250	1.0	-	-		227-30822-06	227-30839-02	227-30839-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	30	1.5	-	-		227-30823-01	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	50	1.5	-	-		227-30823-02	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	75	1.5	-	-		227-30823-03	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	100	1.5	-	-		227-30823-04	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	150	1.5	-	-		227-30823-05	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	250	1.5	-	-		227-30823-06	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	30	2.1	-	-		227-30824-01	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	50	2.1	-	-		227-30824-02	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	50	2.1	-	-	★	227-30852-01	227-30854-02	227-30854-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	75	2.1	-	-		227-30824-03	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	100	2.1	-	-		227-30824-04	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	100	2.1	-	-	★	227-30852-02	227-30854-02	227-30854-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	125	2.1	-	-		227-30824-05	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	150	2.1	-	-		227-30824-06	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	150	2.1	-	-	★	227-30852-03	227-30854-02	227-30854-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	250	2.1	-	-		227-30824-07	227-30840-02	227-30840-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	250	2.1	-	-	★	227-30852-04	227-30854-02	227-30854-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	30	3.0	-	-		227-30825-01	227-30841-02	227-30841-01	227-30532-01	227-30842-02	227-30842-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	50	3.0	-	-		227-30825-02	227-30841-02	227-30841-01	227-30532-01	227-30842-02	227-30842-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	75	3.0	-	-		227-30825-03	227-30841-02	227-30841-01	227-30532-01	227-30842-02	227-30842-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	100	3.0	-	-		227-30825-04	227-30841-02	227-30841-01	227-30532-01	227-30842-02	227-30842-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	125	3.0	-	-		227-30825-05	227-30841-02	227-30841-01	227-30532-01	227-30842-02	227-30842-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	150	3.0	-	-		227-30825-06	227-30841-02	227-30841-01	227-30532-01	227-30842-02	227-30842-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	250	3.0	-	-		227-30825-07	227-30841-02	227-30841-01	227-30532-01	227-30842-02	227-30842-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	30	4.0	-	-		227-30826-01	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	50	4.0	-	-		227-30826-02	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	75	4.0	-	-		227-30826-03	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	100	4.0	-	-		227-30826-04	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	125	4.0	-	-		227-30826-05	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	150	4.0	-	-		227-30826-06	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	250	4.0	-	-		227-30826-07	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	30	4.6	-	-		227-30827-01	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	50	4.6	-	-		227-30827-02	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	50	4.6	-	-	★	227-30853-01	227-30855-02	227-30855-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	75	4.6	-	-		227-30827-03	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			
GIST	Amide	5.0	100	4.6	-	-		227-30827-04	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	Amide	5.0	100	4.6	-	-	★	227-30853-02	227-30855-02	227-30855-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	5.0	125	4.6	-	-		227-30827-05	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	5.0	150	4.6	-	-		227-30827-06	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	5.0	150	4.6	-	-	★	227-30853-03	227-30855-02	227-30855-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	5.0	250	4.6	-	-		227-30827-07	227-30843-02	227-30843-01	227-30532-01	227-30844-02	227-30844-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	Amide	5.0	250	4.6	-	-	★	227-30853-04	227-30855-02	227-30855-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIST	Amide	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30828-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30845-01	-
GIST	Amide	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30828-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30845-01	-
GIST	Amide	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30828-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30845-01	-
GIST	Amide	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30828-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30845-01	-
GIST	Amide	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30829-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30846-01	-
GIST	Amide	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30829-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30846-01	-
GIST	Amide	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30829-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30846-01	-
GIST	Amide	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30829-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30846-01	-
GIST	Amide	5.0	50	10.0	-	分取		227-30830-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30847-01	-
GIST	Amide	5.0	100	10.0	-	分取		227-30830-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30847-01	-
GIST	Amide	5.0	150	10.0	-	分取		227-30830-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30847-01	-
GIST	Amide	5.0	250	10.0	-	分取		227-30830-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30847-01	-
GIST	Amide	5.0	50	14.0	-	分取		227-30831-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30848-01	-
GIST	Amide	5.0	100	14.0	-	分取		227-30831-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30848-01	-
GIST	Amide	5.0	150	14.0	-	分取		227-30831-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30848-01	-
GIST	Amide	5.0	250	14.0	-	分取		227-30831-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30848-01	-
GIST	Amide	5.0	50	20.0	-	分取		227-30832-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30849-01	-
GIST	Amide	5.0	100	20.0	-	分取		227-30832-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30849-01	-
GIST	Amide	5.0	150	20.0	-	分取		227-30832-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30849-01	-
GIST	Amide	5.0	250	20.0	-	分取		227-30832-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30849-01	-
GIST	NH2	3.0	30	1.0	-	-		227-30291-01	227-30308-02	227-30308-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	50	1.0	-	-		227-30291-02	227-30308-02	227-30308-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	75	1.0	-	-		227-30291-03	227-30308-02	227-30308-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	100	1.0	-	-		227-30291-04	227-30308-02	227-30308-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	150	1.0	-	-		227-30291-05	227-30308-02	227-30308-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	250	1.0	-	-		227-30291-06	227-30308-02	227-30308-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	30	1.5	-	-		227-30292-01	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	50	1.5	-	-		227-30292-02	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	75	1.5	-	-		227-30292-03	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	100	1.5	-	-		227-30292-04	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	150	1.5	-	-		227-30292-05	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	250	1.5	-	-		227-30292-06	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	20	2.1	-	-		227-30293-01	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	NH2	3.0	30	2.1	-	-		227-30293-02	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	50	2.1	-	-		227-30293-03	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	75	2.1	-	-		227-30293-04	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	100	2.1	-	-		227-30293-05	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	150	2.1	-	-		227-30293-06	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	250	2.1	-	-		227-30293-07	227-30308-04	227-30308-03	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	20	3.0	-	-		227-30294-01	227-30309-02	227-30309-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	30	3.0	-	-		227-30294-02	227-30309-02	227-30309-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	50	3.0	-	-		227-30294-03	227-30309-02	227-30309-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	75	3.0	-	-		227-30294-04	227-30309-02	227-30309-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	100	3.0	-	-		227-30294-05	227-30309-02	227-30309-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	150	3.0	-	-		227-30294-06	227-30309-02	227-30309-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	250	3.0	-	-		227-30294-07	227-30309-02	227-30309-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	20	4.0	-	-		227-30295-01	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	30	4.0	-	-		227-30295-02	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	50	4.0	-	-		227-30295-03	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	75	4.0	-	-		227-30295-04	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	100	4.0	-	-		227-30295-05	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	150	4.0	-	-		227-30295-06	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	250	4.0	-	-		227-30295-07	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	20	4.6	-	-		227-30296-01	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	30	4.6	-	-		227-30296-02	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	50	4.6	-	-		227-30296-03	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	75	4.6	-	-		227-30296-04	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	100	4.6	-	-		227-30296-05	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	150	4.6	-	-		227-30296-06	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	3.0	250	4.6	-	-		227-30296-07	227-30310-02	227-30310-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	30	1.0	-	-		227-30297-01	227-30311-02	227-30311-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	50	1.0	-	-		227-30297-02	227-30311-02	227-30311-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	75	1.0	-	-		227-30297-03	227-30311-02	227-30311-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	100	1.0	-	-		227-30297-04	227-30311-02	227-30311-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	150	1.0	-	-		227-30297-05	227-30311-02	227-30311-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	250	1.0	-	-		227-30297-06	227-30311-02	227-30311-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	30	1.5	-	-		227-30298-01	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	50	1.5	-	-		227-30298-02	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	75	1.5	-	-		227-30298-03	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	100	1.5	-	-		227-30298-04	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	150	1.5	-	-		227-30298-05	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	250	1.5	-	-		227-30298-06	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIST	NH2	5.0	20	2.1	-	-		227-30299-01	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	30	2.1	-	-		227-30299-02	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	50	2.1	-	-		227-30299-03	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	75	2.1	-	-		227-30299-04	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	100	2.1	-	-		227-30299-05	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	150	2.1	-	-		227-30299-06	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	250	2.1	-	-		227-30299-07	227-30312-02	227-30312-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIST	NH2	5.0	20	3.0	-	-		227-30300-01	227-30313-02	227-30313-01	227-30532-01	227-30314-02	227-30314-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	30	3.0	-	-		227-30300-02	227-30313-02	227-30313-01	227-30532-01	227-30314-02	227-30314-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	50	3.0	-	-		227-30300-03	227-30313-02	227-30313-01	227-30532-01	227-30314-02	227-30314-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	75	3.0	-	-		227-30300-04	227-30313-02	227-30313-01	227-30532-01	227-30314-02	227-30314-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	100	3.0	-	-		227-30300-05	227-30313-02	227-30313-01	227-30532-01	227-30314-02	227-30314-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	150	3.0	-	-		227-30300-06	227-30313-02	227-30313-01	227-30532-01	227-30314-02	227-30314-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	250	3.0	-	-		227-30300-07	227-30313-02	227-30313-01	227-30532-01	227-30314-02	227-30314-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	20	4.0	-	-		227-30301-01	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	30	4.0	-	-		227-30301-02	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	50	4.0	-	-		227-30301-03	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	75	4.0	-	-		227-30301-04	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	100	4.0	-	-		227-30301-05	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	150	4.0	-	-		227-30301-06	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	250	4.0	-	-		227-30301-07	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	20	4.6	-	-		227-30302-01	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	30	4.6	-	-		227-30302-02	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	50	4.6	-	-		227-30302-03	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	75	4.6	-	-		227-30302-04	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	100	4.6	-	-		227-30302-05	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	150	4.6	-	-		227-30302-06	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	200	4.6	-	-		227-30302-07	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	250	4.6	-	-		227-30302-08	227-30315-02	227-30315-01	227-30532-01	227-30316-02	227-30316-01	227-30532-02	-	-	-
GIST	NH2	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30303-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30317-01	-
GIST	NH2	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30303-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30317-01	-
GIST	NH2	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30303-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30317-01	-
GIST	NH2	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30303-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30317-01	-
GIST	NH2	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30304-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30318-01	-
GIST	NH2	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30304-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30318-01	-
GIST	NH2	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30304-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30318-01	-
GIST	NH2	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30304-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30318-01	-
GIST	NH2	5.0	50	10.0	-	分取		227-30305-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30319-01	-
GIST	NH2	5.0	100	10.0	-	分取		227-30305-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30319-01	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIST	NH2	5.0	150	10.0	-	分取		227-30305-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30319-01	-			
GIST	NH2	5.0	250	10.0	-	分取		227-30305-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30319-01	-			
GIST	NH2	5.0	50	14.0	-	分取		227-30306-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30320-01	-			
GIST	NH2	5.0	100	14.0	-	分取		227-30306-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30320-01	-			
GIST	NH2	5.0	150	14.0	-	分取		227-30306-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30320-01	-			
GIST	NH2	5.0	250	14.0	-	分取		227-30306-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30320-01	-			
GIST	NH2	5.0	50	20.0	-	分取		227-30307-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30321-01	-			
GIST	NH2	5.0	100	20.0	-	分取		227-30307-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30321-01	-			
GIST	NH2	5.0	150	20.0	-	分取		227-30307-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30321-01	-			
GIST	NH2	5.0	250	20.0	-	分取		227-30307-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30321-01	-			
GISS	C18	1.9	50	2.1	対応	-		227-30048-01	227-30088-02	227-30088-01	227-30533-01	-	-	-	227-30777-01	-	-			
GISS	C18	1.9	50	2.1	対応	-	★	227-30922-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	1.9	100	2.1	対応	-		227-30048-02	227-30088-02	227-30088-01	227-30533-01	-	-	-	227-30777-01	-	-			
GISS	C18	1.9	100	2.1	対応	-	★	227-30922-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	1.9	150	2.1	対応	-		227-30048-03	227-30088-02	227-30088-01	227-30533-01	-	-	-	227-30777-01	-	-			
GISS	C18	1.9	50	3.0	対応	-		227-30049-01	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30778-01	-	-			
GISS	C18	1.9	100	3.0	対応	-		227-30049-02	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30778-01	-	-			
GISS	C18	1.9	150	3.0	対応	-		227-30049-03	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30778-01	-	-			
GISS	C18	1.9	50	4.6	対応	-	★	227-30923-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	1.9	100	4.6	対応	-	★	227-30923-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	1.9	150	4.6	対応	-	★	227-30923-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	2.1	対応	-		227-30084-01	227-30091-02	227-30091-01	227-30533-01	-	-	-	227-30780-01	-	-			
GISS	C18	3.0	50	2.1	対応	-	★	227-30924-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	2.1	対応	-		227-30084-02	227-30091-02	227-30091-01	227-30533-01	-	-	-	227-30780-01	-	-			
GISS	C18	3.0	100	2.1	対応	-	★	227-30924-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	2.1	対応	-		227-30084-03	227-30091-02	227-30091-01	227-30533-01	-	-	-	227-30780-01	-	-			
GISS	C18	3.0	150	2.1	対応	-	★	227-30924-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	250	2.1	対応	-		227-30084-04	227-30091-02	227-30091-01	227-30533-01	-	-	-	227-30780-01	-	-			
GISS	C18	3.0	250	2.1	対応	-	★	227-30924-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	3.0	対応	-		227-30085-01	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30781-01	-	-			
GISS	C18	3.0	100	3.0	対応	-		227-30085-02	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30781-01	-	-			
GISS	C18	3.0	150	3.0	対応	-		227-30085-03	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30781-01	-	-			
GISS	C18	3.0	250	3.0	対応	-		227-30085-04	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30781-01	-	-			
GISS	C18	3.0	50	4.6	対応	-		227-30086-01	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30782-01	-	-			
GISS	C18	3.0	50	4.6	対応	-	★	227-30925-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	4.6	対応	-		227-30086-02	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30782-01	-	-			
GISS	C18	3.0	100	4.6	対応	-	★	227-30925-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	4.6	対応	-		227-30086-03	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30782-01	-	-			
GISS	C18	3.0	150	4.6	対応	-	★	227-30925-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GISS	C18	3.0	250	4.6	対応	-		227-30086-04	227-30092-02	227-30092-01	227-30533-01	-	-	-	227-30782-01	-	-			
GISS	C18	3.0	250	4.6	対応	-	★	227-30925-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	30	1.0	-	-		227-30050-01	227-30067-02	227-30067-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	1.0	-	-		227-30050-02	227-30067-02	227-30067-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	75	1.0	-	-		227-30050-03	227-30067-02	227-30067-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	1.0	-	-		227-30050-04	227-30067-02	227-30067-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	1.0	-	-		227-30050-05	227-30067-02	227-30067-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	250	1.0	-	-		227-30050-06	227-30067-02	227-30067-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	30	1.5	-	-		227-30051-01	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	1.5	-	-		227-30051-02	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	75	1.5	-	-		227-30051-03	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	1.5	-	-		227-30051-04	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	1.5	-	-		227-30051-05	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	250	1.5	-	-		227-30051-06	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	30	2.1	-	-		227-30052-01	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	2.1	-	-		227-30052-02	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	75	2.1	-	-		227-30052-03	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	2.1	-	-		227-30052-04	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	125	2.1	-	-		227-30052-05	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	2.1	-	-		227-30052-06	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	250	2.1	-	-		227-30052-07	227-30068-02	227-30068-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	3.0	30	3.0	-	-		227-30053-01	227-30069-02	227-30069-01	227-30532-01	227-30071-02	227-30071-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	3.0	-	-		227-30053-02	227-30069-02	227-30069-01	227-30532-01	227-30071-02	227-30071-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	75	3.0	-	-		227-30053-03	227-30069-02	227-30069-01	227-30532-01	227-30071-02	227-30071-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	3.0	-	-		227-30053-04	227-30069-02	227-30069-01	227-30532-01	227-30071-02	227-30071-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	125	3.0	-	-		227-30053-05	227-30069-02	227-30069-01	227-30532-01	227-30071-02	227-30071-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	3.0	-	-		227-30053-06	227-30069-02	227-30069-01	227-30532-01	227-30071-02	227-30071-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	250	3.0	-	-		227-30053-07	227-30069-02	227-30069-01	227-30532-01	227-30071-02	227-30071-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	30	4.0	-	-		227-30054-01	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	4.0	-	-		227-30054-02	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	75	4.0	-	-		227-30054-03	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	4.0	-	-		227-30054-04	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	125	4.0	-	-		227-30054-05	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	4.0	-	-		227-30054-06	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	250	4.0	-	-		227-30054-07	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	30	4.6	-	-		227-30055-01	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	50	4.6	-	-		227-30055-02	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	75	4.6	-	-		227-30055-03	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	100	4.6	-	-		227-30055-04	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GISS	C18	3.0	125	4.6	-	-		227-30055-05	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	150	4.6	-	-		227-30055-06	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	3.0	250	4.6	-	-		227-30055-07	227-30070-02	227-30070-01	227-30532-01	227-30072-02	227-30072-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	30	1.0	-	-		227-30056-01	227-30073-02	227-30073-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	50	1.0	-	-		227-30056-02	227-30073-02	227-30073-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	75	1.0	-	-		227-30056-03	227-30073-02	227-30073-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	100	1.0	-	-		227-30056-04	227-30073-02	227-30073-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	150	1.0	-	-		227-30056-05	227-30073-02	227-30073-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	250	1.0	-	-		227-30056-06	227-30073-02	227-30073-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	30	1.5	-	-		227-30057-01	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	50	1.5	-	-		227-30057-02	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	75	1.5	-	-		227-30057-03	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	100	1.5	-	-		227-30057-04	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	150	1.5	-	-		227-30057-05	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	250	1.5	-	-		227-30057-06	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	30	2.1	-	-		227-30058-01	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	50	2.1	-	-		227-30058-02	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	50	2.1	-	-	★	227-30926-01	227-30934-02	227-30934-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	75	2.1	-	-		227-30058-03	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	100	2.1	-	-		227-30058-04	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	100	2.1	-	-	★	227-30926-02	227-30934-02	227-30934-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	125	2.1	-	-		227-30058-05	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	150	2.1	-	-		227-30058-06	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	150	2.1	-	-	★	227-30926-03	227-30934-02	227-30934-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	250	2.1	-	-		227-30058-07	227-30074-02	227-30074-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	250	2.1	-	-	★	227-30926-04	227-30934-02	227-30934-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-			
GISS	C18	5.0	30	3.0	-	-		227-30059-01	227-30075-02	227-30075-01	227-30532-01	227-30076-02	227-30076-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	50	3.0	-	-		227-30059-02	227-30075-02	227-30075-01	227-30532-01	227-30076-02	227-30076-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	75	3.0	-	-		227-30059-03	227-30075-02	227-30075-01	227-30532-01	227-30076-02	227-30076-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	100	3.0	-	-		227-30059-04	227-30075-02	227-30075-01	227-30532-01	227-30076-02	227-30076-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	125	3.0	-	-		227-30059-05	227-30075-02	227-30075-01	227-30532-01	227-30076-02	227-30076-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	150	3.0	-	-		227-30059-06	227-30075-02	227-30075-01	227-30532-01	227-30076-02	227-30076-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	250	3.0	-	-		227-30059-07	227-30075-02	227-30075-01	227-30532-01	227-30076-02	227-30076-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	30	4.0	-	-		227-30060-01	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	50	4.0	-	-		227-30060-02	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	75	4.0	-	-		227-30060-03	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	100	4.0	-	-		227-30060-04	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	125	4.0	-	-		227-30060-05	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-			
GISS	C18	5.0	150	4.0	-	-		227-30060-06	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GISS	C18	5.0	250	4.0	-	-		227-30060-07	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	30	4.6	-	-		227-30061-01	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	50	4.6	-	-		227-30061-02	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	50	4.6	-	-	★	227-30927-01	227-30935-02	227-30935-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C18	5.0	75	4.6	-	-		227-30061-03	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	100	4.6	-	-		227-30061-04	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	100	4.6	-	-	★	227-30927-02	227-30935-02	227-30935-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C18	5.0	125	4.6	-	-		227-30061-05	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	150	4.6	-	-		227-30061-06	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	150	4.6	-	-	★	227-30927-03	227-30935-02	227-30935-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C18	5.0	250	4.6	-	-		227-30061-07	227-30077-02	227-30077-01	227-30532-01	227-30078-02	227-30078-01	227-30532-02	-	-	-
GISS	C18	5.0	250	4.6	-	-	★	227-30927-04	227-30935-02	227-30935-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C18	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30062-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30079-01	-
GISS	C18	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30062-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30079-01	-
GISS	C18	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30062-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30079-01	-
GISS	C18	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30062-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30079-01	-
GISS	C18	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30063-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30080-01	-
GISS	C18	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30063-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30080-01	-
GISS	C18	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30063-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30080-01	-
GISS	C18	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30063-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30080-01	-
GISS	C18	5.0	50	10.0	-	分取		227-30064-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30081-01	-
GISS	C18	5.0	100	10.0	-	分取		227-30064-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30081-01	-
GISS	C18	5.0	150	10.0	-	分取		227-30064-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30081-01	-
GISS	C18	5.0	250	10.0	-	分取		227-30064-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30081-01	-
GISS	C18	5.0	50	14.0	-	分取		227-30065-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30082-01	-
GISS	C18	5.0	100	14.0	-	分取		227-30065-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30082-01	-
GISS	C18	5.0	150	14.0	-	分取		227-30065-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30082-01	-
GISS	C18	5.0	250	14.0	-	分取		227-30065-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30082-01	-
GISS	C18	5.0	50	20.0	-	分取		227-30066-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30083-01	-
GISS	C18	5.0	100	20.0	-	分取		227-30066-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30083-01	-
GISS	C18	5.0	150	20.0	-	分取		227-30066-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30083-01	-
GISS	C18	5.0	250	20.0	-	分取		227-30066-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30083-01	-
GISS	C8	1.9	50	2.1	対応	-	★	227-30928-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	1.9	100	2.1	対応	-	★	227-30928-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	1.9	50	4.6	対応	-	★	227-30929-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	1.9	100	4.6	対応	-	★	227-30929-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	1.9	150	4.6	対応	-	★	227-30929-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	3.0	50	2.1	対応	-	★	227-30930-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	3.0	100	2.1	対応	-	★	227-30930-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GISS	C8	3.0	150	2.1	対応	-	★	227-30930-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	3.0	250	2.1	対応	-	★	227-30930-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	3.0	50	4.6	対応	-	★	227-30931-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	3.0	100	4.6	対応	-	★	227-30931-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	3.0	150	4.6	対応	-	★	227-30931-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	3.0	250	4.6	対応	-	★	227-30931-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	50	2.1	-	-	★	227-30932-01	227-30945-02	227-30945-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	100	2.1	-	-	★	227-30932-02	227-30945-02	227-30945-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	150	2.1	-	-	★	227-30932-03	227-30945-02	227-30945-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	250	2.1	-	-	★	227-30932-04	227-30945-02	227-30945-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	50	4.6	-	-	★	227-30933-01	227-30946-02	227-30946-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	100	4.6	-	-	★	227-30933-02	227-30946-02	227-30946-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	150	4.6	-	-	★	227-30933-03	227-30946-02	227-30946-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GISS	C8	5.0	250	4.6	-	-	★	227-30933-04	227-30946-02	227-30946-01	227-30944-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	2.0	30	2.1	対応	-		227-30093-01	227-30153-02	227-30153-01	227-30533-01	-	-	-	227-30783-01	-	-
GIS	C18	2.0	50	2.1	対応	-		227-30093-02	227-30153-02	227-30153-01	227-30533-01	-	-	-	227-30783-01	-	-
GIS	C18	2.0	75	2.1	対応	-		227-30093-03	227-30153-02	227-30153-01	227-30533-01	-	-	-	227-30783-01	-	-
GIS	C18	2.0	100	2.1	対応	-		227-30093-04	227-30153-02	227-30153-01	227-30533-01	-	-	-	227-30783-01	-	-
GIS	C18	2.0	150	2.1	対応	-		227-30093-05	227-30153-02	227-30153-01	227-30533-01	-	-	-	227-30783-01	-	-
GIS	C18	2.0	30	3.0	対応	-		227-30094-01	227-30154-02	227-30154-01	227-30533-01	-	-	-	227-30784-01	-	-
GIS	C18	2.0	50	3.0	対応	-		227-30094-02	227-30154-02	227-30154-01	227-30533-01	-	-	-	227-30784-01	-	-
GIS	C18	2.0	75	3.0	対応	-		227-30094-03	227-30154-02	227-30154-01	227-30533-01	-	-	-	227-30784-01	-	-
GIS	C18	2.0	100	3.0	対応	-		227-30094-04	227-30154-02	227-30154-01	227-30533-01	-	-	-	227-30784-01	-	-
GIS	C18	2.0	150	3.0	対応	-		227-30094-05	227-30154-02	227-30154-01	227-30533-01	-	-	-	227-30784-01	-	-
GIS	C18	3.0	30	2.1	対応	-		227-30149-01	227-30156-02	227-30156-01	227-30533-01	-	-	-	227-30786-01	-	-
GIS	C18	3.0	50	2.1	対応	-		227-30149-02	227-30156-02	227-30156-01	227-30533-01	-	-	-	227-30786-01	-	-
GIS	C18	3.0	75	2.1	対応	-		227-30149-03	227-30156-02	227-30156-01	227-30533-01	-	-	-	227-30786-01	-	-
GIS	C18	3.0	100	2.1	対応	-		227-30149-04	227-30156-02	227-30156-01	227-30533-01	-	-	-	227-30786-01	-	-
GIS	C18	3.0	150	2.1	対応	-		227-30149-05	227-30156-02	227-30156-01	227-30533-01	-	-	-	227-30786-01	-	-
GIS	C18	3.0	250	2.1	対応	-		227-30149-06	227-30156-02	227-30156-01	227-30533-01	-	-	-	227-30786-01	-	-
GIS	C18	3.0	30	3.0	対応	-		227-30150-01	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30787-01	-	-
GIS	C18	3.0	50	3.0	対応	-		227-30150-02	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30787-01	-	-
GIS	C18	3.0	75	3.0	対応	-		227-30150-03	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30787-01	-	-
GIS	C18	3.0	100	3.0	対応	-		227-30150-04	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30787-01	-	-
GIS	C18	3.0	150	3.0	対応	-		227-30150-05	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30787-01	-	-
GIS	C18	3.0	250	3.0	対応	-		227-30150-06	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30787-01	-	-
GIS	C18	3.0	30	4.6	対応	-		227-30151-01	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30788-01	-	-
GIS	C18	3.0	50	4.6	対応	-		227-30151-02	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30788-01	-	-
GIS	C18	3.0	75	4.6	対応	-		227-30151-03	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30788-01	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	C18	3.0	100	4.6	対応	-		227-30151-04	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30788-01	-	-
GIS	C18	3.0	150	4.6	対応	-		227-30151-05	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30788-01	-	-
GIS	C18	3.0	250	4.6	対応	-		227-30151-06	227-30157-02	227-30157-01	227-30533-01	-	-	-	227-30788-01	-	-
GIS	C18	3.0	33	1.0	-	-		227-30095-01	227-30117-02	227-30117-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	50	1.0	-	-		227-30095-02	227-30117-02	227-30117-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	75	1.0	-	-		227-30095-03	227-30117-02	227-30117-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	100	1.0	-	-		227-30095-04	227-30117-02	227-30117-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	33	1.5	-	-		227-30096-01	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	50	1.5	-	-		227-30096-02	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	75	1.5	-	-		227-30096-03	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	100	1.5	-	-		227-30096-04	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	33	2.1	-	-		227-30096-05	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	50	2.1	-	-		227-30096-06	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	75	2.1	-	-		227-30096-07	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	100	2.1	-	-		227-30096-08	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	125	2.1	-	-		227-30096-09	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	150	2.1	-	-		227-30096-10	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	250	2.1	-	-		227-30096-11	227-30118-02	227-30118-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	3.0	33	3.0	-	-		227-30096-12	227-30119-02	227-30119-01	227-30532-01	227-30120-02	227-30120-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	50	3.0	-	-		227-30096-13	227-30119-02	227-30119-01	227-30532-01	227-30120-02	227-30120-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	75	3.0	-	-		227-30096-14	227-30119-02	227-30119-01	227-30532-01	227-30120-02	227-30120-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	100	3.0	-	-		227-30096-15	227-30119-02	227-30119-01	227-30532-01	227-30120-02	227-30120-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	125	3.0	-	-		227-30096-16	227-30119-02	227-30119-01	227-30532-01	227-30120-02	227-30120-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	150	3.0	-	-		227-30096-17	227-30119-02	227-30119-01	227-30532-01	227-30120-02	227-30120-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	250	3.0	-	-		227-30096-18	227-30119-02	227-30119-01	227-30532-01	227-30120-02	227-30120-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	33	4.0	-	-		227-30096-19	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	50	4.0	-	-		227-30096-20	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	75	4.0	-	-		227-30096-21	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	100	4.0	-	-		227-30096-22	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	125	4.0	-	-		227-30096-23	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	150	4.0	-	-		227-30096-24	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	250	4.0	-	-		227-30096-25	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	33	4.6	-	-		227-30096-26	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	50	4.6	-	-		227-30096-27	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	75	4.6	-	-		227-30096-28	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	100	4.6	-	-		227-30096-29	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	125	4.6	-	-		227-30096-30	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	150	4.6	-	-		227-30096-31	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	3.0	250	4.6	-	-		227-30096-32	227-30122-02	227-30121-01	227-30532-01	227-30123-02	227-30123-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	C18	4.0	30	2.1	-	-		227-30097-01	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	33	2.1	-	-		227-30097-02	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	50	2.1	-	-		227-30097-03	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	75	2.1	-	-		227-30097-04	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	100	2.1	-	-		227-30097-05	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	125	2.1	-	-		227-30097-06	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	150	2.1	-	-		227-30097-07	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	250	2.1	-	-		227-30097-08	227-30125-02	227-30125-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	4.0	30	3.0	-	-		227-30098-01	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	33	3.0	-	-		227-30098-02	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	50	3.0	-	-		227-30098-03	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	75	3.0	-	-		227-30098-04	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	100	3.0	-	-		227-30098-05	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	125	3.0	-	-		227-30098-06	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	150	3.0	-	-		227-30098-07	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	250	3.0	-	-		227-30098-08	227-30126-02	227-30126-01	227-30532-01	227-30127-02	227-30127-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	30	4.0	-	-		227-30099-01	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	33	4.0	-	-		227-30099-02	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	50	4.0	-	-		227-30099-03	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	75	4.0	-	-		227-30099-04	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	100	4.0	-	-		227-30099-05	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	125	4.0	-	-		227-30099-06	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	150	4.0	-	-		227-30099-07	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	250	4.0	-	-		227-30099-08	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	30	4.6	-	-		227-30100-01	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	33	4.6	-	-		227-30100-02	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	50	4.6	-	-		227-30100-03	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	75	4.6	-	-		227-30100-04	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	100	4.6	-	-		227-30100-05	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	125	4.6	-	-		227-30100-06	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	150	4.6	-	-		227-30100-07	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	4.0	250	4.6	-	-		227-30100-08	227-30128-02	227-30128-01	227-30532-01	227-30129-02	227-30129-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	33	1.0	-	-		227-30101-01	227-30130-02	227-30130-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	50	1.0	-	-		227-30101-02	227-30130-02	227-30130-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	75	1.0	-	-		227-30101-03	227-30130-02	227-30130-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	100	1.0	-	-		227-30101-04	227-30130-02	227-30130-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	150	1.0	-	-		227-30101-05	227-30130-02	227-30130-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	250	1.0	-	-		227-30101-06	227-30130-02	227-30130-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	33	1.5	-	-		227-30102-01	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	C18	5.0	50	1.5	-	-		227-30102-02	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	75	1.5	-	-		227-30102-03	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	100	1.5	-	-		227-30102-04	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	150	1.5	-	-		227-30102-05	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	250	1.5	-	-		227-30102-06	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	30	2.1	-	-		227-30103-01	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	33	2.1	-	-		227-30103-02	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	50	2.1	-	-		227-30103-03	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	75	2.1	-	-		227-30103-04	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	100	2.1	-	-		227-30103-05	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	125	2.1	-	-		227-30103-06	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	150	2.1	-	-		227-30103-07	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	250	2.1	-	-		227-30103-08	227-30131-02	227-30131-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	5.0	30	3.0	-	-		227-30104-01	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	33	3.0	-	-		227-30104-02	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	50	3.0	-	-		227-30104-03	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	75	3.0	-	-		227-30104-04	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	100	3.0	-	-		227-30104-05	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	125	3.0	-	-		227-30104-06	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	150	3.0	-	-		227-30104-07	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	250	3.0	-	-		227-30104-08	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	300	3.9	-	-		227-30812-01	227-30132-02	227-30132-01	227-30532-01	227-30133-02	227-30133-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	30	4.0	-	-		227-30105-01	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	33	4.0	-	-		227-30105-02	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	50	4.0	-	-		227-30105-03	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	75	4.0	-	-		227-30105-04	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	100	4.0	-	-		227-30105-05	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	125	4.0	-	-		227-30105-06	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	150	4.0	-	-		227-30105-07	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	250	4.0	-	-		227-30105-08	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	30	4.6	-	-		227-30106-01	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	33	4.6	-	-		227-30106-02	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	50	4.6	-	-		227-30106-03	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	75	4.6	-	-		227-30106-04	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	100	4.6	-	-		227-30106-05	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	125	4.6	-	-		227-30106-06	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	150	4.6	-	-		227-30106-07	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	250	4.6	-	-		227-30106-08	227-30134-02	227-30134-01	227-30532-01	227-30135-02	227-30135-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30107-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30137-01	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	C18	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30107-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30137-01	-
GIS	C18	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30107-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30137-01	-
GIS	C18	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30107-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30137-01	-
GIS	C18	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30107-05	-	-	-	-	-	-	-	227-30138-01	-
GIS	C18	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30107-06	-	-	-	-	-	-	-	227-30138-01	-
GIS	C18	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30107-07	-	-	-	-	-	-	-	227-30138-01	-
GIS	C18	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30107-08	-	-	-	-	-	-	-	227-30138-01	-
GIS	C18	5.0	50	10.0	-	分取		227-30108-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30139-01	-
GIS	C18	5.0	100	10.0	-	分取		227-30108-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30139-01	-
GIS	C18	5.0	150	10.0	-	分取		227-30108-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30139-01	-
GIS	C18	5.0	250	10.0	-	分取		227-30108-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30139-01	-
GIS	C18	5.0	50	14.0	-	分取		227-30108-05	-	-	-	-	-	-	-	227-30140-01	-
GIS	C18	5.0	100	14.0	-	分取		227-30108-08	-	-	-	-	-	-	-	227-30140-01	-
GIS	C18	5.0	150	14.0	-	分取		227-30108-06	-	-	-	-	-	-	-	227-30140-01	-
GIS	C18	5.0	250	14.0	-	分取		227-30108-07	-	-	-	-	-	-	-	227-30140-01	-
GIS	C18	5.0	50	20.0	-	分取		227-30109-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30141-01	-
GIS	C18	5.0	100	20.0	-	分取		227-30109-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30141-01	-
GIS	C18	5.0	150	20.0	-	分取		227-30109-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30141-01	-
GIS	C18	5.0	250	20.0	-	分取		227-30109-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30141-01	-
GIS	C18	5.0	50	30.0	-	分取		227-30110-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30142-01	-
GIS	C18	5.0	100	30.0	-	分取		227-30110-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30142-01	-
GIS	C18	5.0	150	30.0	-	分取		227-30110-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30142-01	-
GIS	C18	5.0	250	30.0	-	分取		227-30110-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30142-01	-
GIS	C18	5.0	250	50.0	-	分取		227-30110-05	-	-	-	-	-	-	-	-	227-30143-01
GIS	C18	7.0	250	4.0	-	-		227-30813-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	10.0	300	3.9	-	-		227-30814-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	10.0	150	4.0	-	-		227-30111-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	10.0	250	4.0	-	-		227-30111-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	10.0	150	4.6	-	-		227-30112-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	10.0	250	4.6	-	-		227-30112-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIS	C18	10.0	50	10.0	-	分取		227-30113-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30144-01	-
GIS	C18	10.0	100	10.0	-	分取		227-30113-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30144-01	-
GIS	C18	10.0	150	10.0	-	分取		227-30113-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30144-01	-
GIS	C18	10.0	250	10.0	-	分取		227-30113-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30144-01	-
GIS	C18	10.0	50	14.0	-	分取		227-30114-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30145-01	-
GIS	C18	10.0	100	14.0	-	分取		227-30114-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30145-01	-
GIS	C18	10.0	150	14.0	-	分取		227-30114-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30145-01	-
GIS	C18	10.0	250	14.0	-	分取		227-30114-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30145-01	-
GIS	C18	10.0	50	20.0	-	分取		227-30115-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30146-01	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	C18	10.0	100	20.0	-	分取		227-30115-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30146-01	-
GIS	C18	10.0	150	20.0	-	分取		227-30115-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30146-01	-
GIS	C18	10.0	250	20.0	-	分取		227-30115-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30146-01	-
GIS	C18	10.0	50	30.0	-	分取		227-30116-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30147-01	-
GIS	C18	10.0	100	30.0	-	分取		227-30116-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30147-01	-
GIS	C18	10.0	150	30.0	-	分取		227-30116-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30147-01	-
GIS	C18	10.0	250	30.0	-	分取		227-30116-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30147-01	-
GIS	C18	10.0	250	50.0	-	分取		227-30116-05	-	-	-	-	-	-	-	-	227-30148-01
GIS	C18-P	3.0	33	1.0	-	-		227-30534-01	227-30546-02	227-30546-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	50	1.0	-	-		227-30534-02	227-30546-02	227-30546-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	75	1.0	-	-		227-30534-03	227-30546-02	227-30546-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	100	1.0	-	-		227-30534-04	227-30546-02	227-30546-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	150	1.0	-	-		227-30534-05	227-30546-02	227-30546-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	250	1.0	-	-		227-30534-06	227-30546-02	227-30546-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	33	1.5	-	-		227-30535-01	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	50	1.5	-	-		227-30535-02	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	75	1.5	-	-		227-30535-03	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	100	1.5	-	-		227-30535-04	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	150	1.5	-	-		227-30535-05	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	250	1.5	-	-		227-30535-06	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	30	2.1	-	-		227-30536-01	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	33	2.1	-	-		227-30536-02	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	50	2.1	-	-		227-30536-03	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	75	2.1	-	-		227-30536-04	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	100	2.1	-	-		227-30536-05	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	150	2.1	-	-		227-30536-06	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	250	2.1	-	-		227-30536-07	227-30547-02	227-30547-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	30	3.0	-	-		227-30537-01	227-30548-02	227-30548-01	227-30532-01	227-30549-02	227-30549-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	33	3.0	-	-		227-30537-02	227-30548-02	227-30548-01	227-30532-01	227-30549-02	227-30549-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	50	3.0	-	-		227-30537-03	227-30548-02	227-30548-01	227-30532-01	227-30549-02	227-30549-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	75	3.0	-	-		227-30537-04	227-30548-02	227-30548-01	227-30532-01	227-30549-02	227-30549-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	100	3.0	-	-		227-30537-05	227-30548-02	227-30548-01	227-30532-01	227-30549-02	227-30549-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	150	3.0	-	-		227-30537-06	227-30548-02	227-30548-01	227-30532-01	227-30549-02	227-30549-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	250	3.0	-	-		227-30537-07	227-30548-02	227-30548-01	227-30532-01	227-30549-02	227-30549-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	30	4.0	-	-		227-30538-01	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	33	4.0	-	-		227-30538-02	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	50	4.0	-	-		227-30538-03	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	75	4.0	-	-		227-30538-04	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	3.0	100	4.0	-	-		227-30538-05	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIS	C18-P	3.0	150	4.0	-	-		227-30538-06	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	250	4.0	-	-		227-30538-07	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	30	4.6	-	-		227-30539-01	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	33	4.6	-	-		227-30539-02	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	50	4.6	-	-		227-30539-03	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	75	4.6	-	-		227-30539-04	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	100	4.6	-	-		227-30539-05	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	150	4.6	-	-		227-30539-06	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	3.0	250	4.6	-	-		227-30539-07	227-30550-02	227-30550-01	227-30532-01	227-30551-02	227-30551-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	33	1.0	-	-		227-30552-01	227-30578-02	227-30578-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	50	1.0	-	-		227-30552-02	227-30578-02	227-30578-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	75	1.0	-	-		227-30552-03	227-30578-02	227-30578-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	100	1.0	-	-		227-30552-04	227-30578-02	227-30578-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	150	1.0	-	-		227-30552-05	227-30578-02	227-30578-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	250	1.0	-	-		227-30552-06	227-30578-02	227-30578-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	33	1.5	-	-		227-30553-01	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	50	1.5	-	-		227-30553-02	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	75	1.5	-	-		227-30553-03	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	100	1.5	-	-		227-30553-04	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	150	1.5	-	-		227-30553-05	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	250	1.5	-	-		227-30553-06	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	30	2.1	-	-		227-30554-01	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	33	2.1	-	-		227-30554-02	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	50	2.1	-	-		227-30554-03	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	75	2.1	-	-		227-30554-04	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	100	2.1	-	-		227-30554-05	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	150	2.1	-	-		227-30554-06	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	250	2.1	-	-		227-30554-07	227-30579-02	227-30579-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	30	3.0	-	-		227-30555-01	227-30580-02	227-30580-01	227-30532-01	227-30581-02	227-30581-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	33	3.0	-	-		227-30555-02	227-30580-02	227-30580-01	227-30532-01	227-30581-02	227-30581-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	50	3.0	-	-		227-30555-03	227-30580-02	227-30580-01	227-30532-01	227-30581-02	227-30581-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	75	3.0	-	-		227-30555-04	227-30580-02	227-30580-01	227-30532-01	227-30581-02	227-30581-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	100	3.0	-	-		227-30555-05	227-30580-02	227-30580-01	227-30532-01	227-30581-02	227-30581-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	150	3.0	-	-		227-30555-06	227-30580-02	227-30580-01	227-30532-01	227-30581-02	227-30581-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	250	3.0	-	-		227-30555-07	227-30580-02	227-30580-01	227-30532-01	227-30581-02	227-30581-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	30	4.0	-	-		227-30556-01	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	33	4.0	-	-		227-30556-02	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	50	4.0	-	-		227-30556-03	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	C18-P	5.0	75	4.0	-	-		227-30556-04	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	C18-P	5.0	100	4.0	-	-		227-30556-06	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	150	4.0	-	-		227-30556-05	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	250	4.0	-	-		227-30556-07	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	30	4.6	-	-		227-30557-01	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	33	4.6	-	-		227-30557-02	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	50	4.6	-	-		227-30557-03	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	75	4.6	-	-		227-30557-04	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	100	4.6	-	-		227-30557-05	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	150	4.6	-	-		227-30557-06	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	250	4.6	-	-		227-30557-07	227-30582-02	227-30582-01	227-30532-01	227-30583-02	227-30583-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	C18-P	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30558-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30565-01	-
GIS	C18-P	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30558-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30565-01	-
GIS	C18-P	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30558-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30565-01	-
GIS	C18-P	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30558-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30565-01	-
GIS	C18-P	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30559-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30566-01	-
GIS	C18-P	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30559-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30566-01	-
GIS	C18-P	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30559-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30566-01	-
GIS	C18-P	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30559-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30566-01	-
GIS	C18-P	5.0	50	10.0	-	分取		227-30560-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30567-01	-
GIS	C18-P	5.0	100	10.0	-	分取		227-30560-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30567-01	-
GIS	C18-P	5.0	150	10.0	-	分取		227-30560-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30567-01	-
GIS	C18-P	5.0	250	10.0	-	分取		227-30560-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30567-01	-
GIS	C18-P	5.0	50	14.0	-	分取		227-30561-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30568-01	-
GIS	C18-P	5.0	100	14.0	-	分取		227-30561-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30568-01	-
GIS	C18-P	5.0	150	14.0	-	分取		227-30561-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30568-01	-
GIS	C18-P	5.0	250	14.0	-	分取		227-30561-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30568-01	-
GIS	C18-P	5.0	50	20.0	-	分取		227-30562-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30569-01	-
GIS	C18-P	5.0	100	20.0	-	分取		227-30562-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30569-01	-
GIS	C18-P	5.0	150	20.0	-	分取		227-30562-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30569-01	-
GIS	C18-P	5.0	250	20.0	-	分取		227-30562-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30569-01	-
GIS	C18-P	5.0	50	30.0	-	分取		227-30563-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30570-01	-
GIS	C18-P	5.0	250	30.0	-	分取		227-30563-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30570-01	-
GIS	C18-P	5.0	250	50.0	-	分取		227-30564-01	-	-	-	-	-	-	-	-	227-30571-01
GIS	RP-Shield	5.0	33	1.0	-	-		227-30584-01	227-30612-02	227-30612-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	RP-Shield	5.0	50	1.0	-	-		227-30584-02	227-30612-02	227-30612-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	RP-Shield	5.0	75	1.0	-	-		227-30584-03	227-30612-02	227-30612-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	RP-Shield	5.0	100	1.0	-	-		227-30584-04	227-30612-02	227-30612-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	RP-Shield	5.0	150	1.0	-	-		227-30584-05	227-30612-02	227-30612-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	RP-Shield	5.0	250	1.0	-	-		227-30584-06	227-30612-02	227-30612-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードコラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードコラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードコラム (長さ 30mm)	ガードコラム (長さ 50mm)	ガードコラム (長さ 75mm)			
GIS	RP-Shield	5.0	33	1.5	-	-		227-30585-01	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	50	1.5	-	-		227-30585-02	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	75	1.5	-	-		227-30585-03	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	100	1.5	-	-		227-30585-04	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	150	1.5	-	-		227-30585-05	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	250	1.5	-	-		227-30585-06	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	30	2.1	-	-		227-30586-01	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	33	2.1	-	-		227-30586-02	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	50	2.1	-	-		227-30586-03	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	75	2.1	-	-		227-30586-04	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	100	2.1	-	-		227-30586-05	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	150	2.1	-	-		227-30586-06	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	250	2.1	-	-		227-30586-07	227-30613-02	227-30613-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	30	3.0	-	-		227-30587-01	227-30614-02	227-30614-01	227-30532-01	227-30615-02	227-30615-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	33	3.0	-	-		227-30587-02	227-30614-02	227-30614-01	227-30532-01	227-30615-02	227-30615-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	50	3.0	-	-		227-30587-03	227-30614-02	227-30614-01	227-30532-01	227-30615-02	227-30615-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	75	3.0	-	-		227-30587-04	227-30614-02	227-30614-01	227-30532-01	227-30615-02	227-30615-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	100	3.0	-	-		227-30587-05	227-30614-02	227-30614-01	227-30532-01	227-30615-02	227-30615-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	150	3.0	-	-		227-30587-06	227-30614-02	227-30614-01	227-30532-01	227-30615-02	227-30615-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	250	3.0	-	-		227-30587-07	227-30614-02	227-30614-01	227-30532-01	227-30615-02	227-30615-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	30	4.0	-	-		227-30588-01	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	33	4.0	-	-		227-30588-02	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	50	4.0	-	-		227-30588-03	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	75	4.0	-	-		227-30588-04	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	100	4.0	-	-		227-30588-05	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	150	4.0	-	-		227-30588-06	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	250	4.0	-	-		227-30588-07	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	30	4.6	-	-		227-30589-01	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	33	4.6	-	-		227-30589-02	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	50	4.6	-	-		227-30589-03	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	75	4.6	-	-		227-30589-04	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	100	4.6	-	-		227-30589-05	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	150	4.6	-	-		227-30589-06	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	250	4.6	-	-		227-30589-07	227-30616-02	227-30616-01	227-30532-01	227-30617-02	227-30617-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	RP-Shield	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30590-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30597-01	-			
GIS	RP-Shield	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30590-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30597-01	-			
GIS	RP-Shield	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30590-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30597-01	-			
GIS	RP-Shield	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30590-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30597-01	-			
GIS	RP-Shield	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30591-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30598-01	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	RP-Shield	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30591-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30598-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30591-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30598-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30591-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30598-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	50	10.0	-	分取		227-30592-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30599-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	100	10.0	-	分取		227-30592-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30599-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	150	10.0	-	分取		227-30592-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30599-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	250	10.0	-	分取		227-30592-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30599-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	50	14.0	-	分取		227-30593-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30602-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	100	14.0	-	分取		227-30593-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30602-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	150	14.0	-	分取		227-30593-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30602-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	250	14.0	-	分取		227-30593-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30602-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	50	20.0	-	分取		227-30594-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30603-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	100	20.0	-	分取		227-30594-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30603-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	150	20.0	-	分取		227-30594-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30603-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	250	20.0	-	分取		227-30594-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30603-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	50	30.0	-	分取		227-30595-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30604-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	250	30.0	-	分取		227-30595-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30604-01	-
GIS	RP-Shield	5.0	250	50.0	-	分取		227-30596-01	-	-	-	-	-	-	-	-	227-30605-01
GIS	CN	3.0	33	1.0	-	-		227-30252-01	227-30270-02	227-30270-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	50	1.0	-	-		227-30252-02	227-30270-02	227-30270-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	75	1.0	-	-		227-30252-03	227-30270-02	227-30270-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	100	1.0	-	-		227-30252-04	227-30270-02	227-30270-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	150	1.0	-	-		227-30252-05	227-30270-02	227-30270-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	250	1.0	-	-		227-30252-06	227-30270-02	227-30270-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	33	1.5	-	-		227-30253-01	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	50	1.5	-	-		227-30253-02	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	75	1.5	-	-		227-30253-03	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	100	1.5	-	-		227-30253-04	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	150	1.5	-	-		227-30253-05	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	250	1.5	-	-		227-30253-06	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	30	2.1	-	-		227-30254-01	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	33	2.1	-	-		227-30254-02	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	50	2.1	-	-		227-30254-03	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	75	2.1	-	-		227-30254-04	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	100	2.1	-	-		227-30254-05	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	150	2.1	-	-		227-30254-06	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	250	2.1	-	-		227-30254-07	227-30271-02	227-30271-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-
GIS	CN	3.0	30	3.0	-	-		227-30255-01	227-30272-02	227-30272-01	227-30532-01	227-30273-02	227-30273-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	3.0	33	3.0	-	-		227-30255-02	227-30272-02	227-30272-01	227-30532-01	227-30273-02	227-30273-01	227-30532-02	-	-	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIS	CN	3.0	50	3.0	-	-		227-30255-03	227-30272-02	227-30272-01	227-30532-01	227-30273-02	227-30273-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	75	3.0	-	-		227-30255-04	227-30272-02	227-30272-01	227-30532-01	227-30273-02	227-30273-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	100	3.0	-	-		227-30255-05	227-30272-02	227-30272-01	227-30532-01	227-30273-02	227-30273-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	150	3.0	-	-		227-30255-06	227-30272-02	227-30272-01	227-30532-01	227-30273-02	227-30273-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	250	3.0	-	-		227-30255-07	227-30272-02	227-30272-01	227-30532-01	227-30273-02	227-30273-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	30	4.0	-	-		227-30256-01	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	33	4.0	-	-		227-30256-02	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	50	4.0	-	-		227-30256-03	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	75	4.0	-	-		227-30256-04	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	100	4.0	-	-		227-30256-05	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	150	4.0	-	-		227-30256-06	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	250	4.0	-	-		227-30256-07	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	30	4.6	-	-		227-30257-01	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	33	4.6	-	-		227-30257-02	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	50	4.6	-	-		227-30257-03	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	75	4.6	-	-		227-30257-04	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	100	4.6	-	-		227-30257-05	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	150	4.6	-	-		227-30257-06	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	3.0	250	4.6	-	-		227-30257-07	227-30274-02	227-30274-01	227-30532-01	227-30275-02	227-30275-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	CN	5.0	33	1.0	-	-		227-30258-01	227-30276-02	227-30276-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	50	1.0	-	-		227-30258-02	227-30276-02	227-30276-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	75	1.0	-	-		227-30258-03	227-30276-02	227-30276-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	100	1.0	-	-		227-30258-04	227-30276-02	227-30276-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	150	1.0	-	-		227-30258-05	227-30276-02	227-30276-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	250	1.0	-	-		227-30258-06	227-30276-02	227-30276-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	33	1.5	-	-		227-30259-01	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	50	1.5	-	-		227-30259-02	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	75	1.5	-	-		227-30259-03	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	100	1.5	-	-		227-30259-04	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	150	1.5	-	-		227-30259-05	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	250	1.5	-	-		227-30259-06	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	30	2.1	-	-		227-30260-01	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	33	2.1	-	-		227-30260-02	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	50	2.1	-	-		227-30260-03	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	75	2.1	-	-		227-30260-04	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	100	2.1	-	-		227-30260-05	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	150	2.1	-	-		227-30260-06	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	250	2.1	-	-		227-30260-07	227-30277-02	227-30277-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	CN	5.0	30	3.0	-	-		227-30261-01	227-30278-02	227-30278-01	227-30532-01	227-30279-02	227-30279-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	CN	5.0	33	3.0	-	-		227-30261-02	227-30278-02	227-30278-01	227-30532-01	227-30279-02	227-30279-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	50	3.0	-	-		227-30261-03	227-30278-02	227-30278-01	227-30532-01	227-30279-02	227-30279-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	75	3.0	-	-		227-30261-04	227-30278-02	227-30278-01	227-30532-01	227-30279-02	227-30279-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	100	3.0	-	-		227-30261-05	227-30278-02	227-30278-01	227-30532-01	227-30279-02	227-30279-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	150	3.0	-	-		227-30261-06	227-30278-02	227-30278-01	227-30532-01	227-30279-02	227-30279-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	250	3.0	-	-		227-30261-07	227-30278-02	227-30278-01	227-30532-01	227-30279-02	227-30279-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	30	4.0	-	-		227-30262-01	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	33	4.0	-	-		227-30262-02	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	50	4.0	-	-		227-30262-03	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	75	4.0	-	-		227-30262-04	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	100	4.0	-	-		227-30262-05	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	150	4.0	-	-		227-30262-06	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	250	4.0	-	-		227-30262-07	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	30	4.6	-	-		227-30263-01	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	33	4.6	-	-		227-30263-02	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	50	4.6	-	-		227-30263-03	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	75	4.6	-	-		227-30263-04	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	100	4.6	-	-		227-30263-05	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	150	4.6	-	-		227-30263-06	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	250	4.6	-	-		227-30263-07	227-30280-02	227-30280-01	227-30532-01	227-30281-02	227-30281-01	227-30532-02	-	-	-
GIS	CN	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30264-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30284-01	-
GIS	CN	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30264-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30284-01	-
GIS	CN	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30264-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30284-01	-
GIS	CN	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30264-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30284-01	-
GIS	CN	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30265-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30285-01	-
GIS	CN	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30265-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30285-01	-
GIS	CN	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30265-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30285-01	-
GIS	CN	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30265-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30285-01	-
GIS	CN	5.0	50	10.0	-	分取		227-30266-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30286-01	-
GIS	CN	5.0	100	10.0	-	分取		227-30266-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30286-01	-
GIS	CN	5.0	150	10.0	-	分取		227-30266-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30286-01	-
GIS	CN	5.0	250	10.0	-	分取		227-30266-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30286-01	-
GIS	CN	5.0	50	14.0	-	分取		227-30267-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30287-01	-
GIS	CN	5.0	100	14.0	-	分取		227-30267-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30287-01	-
GIS	CN	5.0	150	14.0	-	分取		227-30267-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30287-01	-
GIS	CN	5.0	250	14.0	-	分取		227-30267-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30287-01	-
GIS	CN	5.0	50	20.0	-	分取		227-30268-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30288-01	-
GIS	CN	5.0	100	20.0	-	分取		227-30268-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30288-01	-
GIS	CN	5.0	150	20.0	-	分取		227-30268-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30288-01	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIS	CN	5.0	250	20.0	-	分取		227-30268-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30288-01	-			
GIS	CN	5.0	50	30.0	-	分取		227-30269-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30289-01	-			
GIS	CN	5.0	250	30.0	-	分取		227-30269-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30289-01	-			
GIS	CN	5.0	250	50.0	-	分取		227-30269-03	-	-	-	-	-	-	-	-	227-30290-01			
GIS	Sil	3.0	30	2.1	-	-		227-30953-01	227-30955-02	227-30955-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	33	2.1	-	-		227-30953-02	227-30955-02	227-30955-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	50	2.1	-	-		227-30953-03	227-30955-02	227-30955-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	75	2.1	-	-		227-30953-04	227-30955-02	227-30955-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	100	2.1	-	-		227-30953-05	227-30955-02	227-30955-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	150	2.1	-	-		227-30953-06	227-30955-02	227-30955-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	250	2.1	-	-		227-30953-07	227-30955-02	227-30955-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	30	3.0	-	-		227-30953-08	227-30955-04	227-30955-03	227-30532-01	227-30955-06	227-30955-05	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	33	3.0	-	-		227-30953-09	227-30955-04	227-30955-03	227-30532-01	227-30955-06	227-30955-05	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	50	3.0	-	-		227-30953-10	227-30955-04	227-30955-03	227-30532-01	227-30955-06	227-30955-05	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	75	3.0	-	-		227-30953-11	227-30955-04	227-30955-03	227-30532-01	227-30955-06	227-30955-05	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	100	3.0	-	-		227-30953-12	227-30955-04	227-30955-03	227-30532-01	227-30955-06	227-30955-05	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	150	3.0	-	-		227-30953-13	227-30955-04	227-30955-03	227-30532-01	227-30955-06	227-30955-05	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	250	3.0	-	-		227-30953-14	227-30955-04	227-30955-03	227-30532-01	227-30955-06	227-30955-05	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	30	4.0	-	-		227-30953-15	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	33	4.0	-	-		227-30953-16	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	50	4.0	-	-		227-30953-17	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	75	4.0	-	-		227-30953-18	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	100	4.0	-	-		227-30953-19	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	150	4.0	-	-		227-30953-20	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	250	4.0	-	-		227-30953-21	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	30	4.6	-	-		227-30953-22	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	33	4.6	-	-		227-30953-23	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	50	4.6	-	-		227-30953-24	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	75	4.6	-	-		227-30953-25	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	100	4.6	-	-		227-30953-26	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	150	4.6	-	-		227-30953-27	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	3.0	250	4.6	-	-		227-30953-28	227-30955-08	227-30955-07	227-30532-01	227-30955-10	227-30955-09	227-30532-02	-	-	-			
GIS	Sil	5.0	30	2.1	-	-		227-30954-01	227-30955-12	227-30955-11	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	5.0	33	2.1	-	-		227-30954-02	227-30955-12	227-30955-11	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	5.0	50	2.1	-	-		227-30954-03	227-30955-12	227-30955-11	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	5.0	75	2.1	-	-		227-30954-04	227-30955-12	227-30955-11	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	5.0	100	2.1	-	-		227-30954-05	227-30955-12	227-30955-11	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	5.0	150	2.1	-	-		227-30954-06	227-30955-12	227-30955-11	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	Sil	5.0	250	2.1	-	-		227-30954-07	227-30955-12	227-30955-11	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム								
									カートリッジタイプ						充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm					
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)
GIS	Sil	5.0	30	3.0	-	-		227-30954-08	227-30955-14	227-30955-13	227-30532-01	227-30955-16	227-30955-15	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	33	3.0	-	-		227-30954-09	227-30955-14	227-30955-13	227-30532-01	227-30955-16	227-30955-15	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	50	3.0	-	-		227-30954-10	227-30955-14	227-30955-13	227-30532-01	227-30955-16	227-30955-15	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	75	3.0	-	-		227-30954-11	227-30955-14	227-30955-13	227-30532-01	227-30955-16	227-30955-15	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	100	3.0	-	-		227-30954-12	227-30955-14	227-30955-13	227-30532-01	227-30955-16	227-30955-15	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	150	3.0	-	-		227-30954-13	227-30955-14	227-30955-13	227-30532-01	227-30955-16	227-30955-15	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	250	3.0	-	-		227-30954-14	227-30955-14	227-30955-13	227-30532-01	227-30955-16	227-30955-15	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	30	4.0	-	-		227-30954-15	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	33	4.0	-	-		227-30954-16	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	50	4.0	-	-		227-30954-17	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	75	4.0	-	-		227-30954-18	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	100	4.0	-	-		227-30954-19	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	150	4.0	-	-		227-30954-20	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	250	4.0	-	-		227-30954-21	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	30	4.6	-	-		227-30954-22	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	33	4.6	-	-		227-30954-23	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	50	4.6	-	-		227-30954-24	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	75	4.6	-	-		227-30954-25	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	100	4.6	-	-		227-30954-26	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	150	4.6	-	-		227-30954-27	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	250	4.6	-	-		227-30954-28	227-30955-18	227-30955-17	227-30532-01	227-30955-20	227-30955-19	227-30532-02	-	-	-
GIS	Sil	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30954-29	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-21	-
GIS	Sil	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30954-30	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-21	-
GIS	Sil	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30954-31	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-21	-
GIS	Sil	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30954-32	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-21	-
GIS	Sil	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30954-33	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-22	-
GIS	Sil	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30954-34	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-22	-
GIS	Sil	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30954-35	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-22	-
GIS	Sil	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30954-36	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-22	-
GIS	Sil	5.0	50	10.0	-	分取		227-30954-37	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-23	-
GIS	Sil	5.0	100	10.0	-	分取		227-30954-38	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-23	-
GIS	Sil	5.0	150	10.0	-	分取		227-30954-39	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-23	-
GIS	Sil	5.0	250	10.0	-	分取		227-30954-40	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-23	-
GIS	Sil	5.0	50	14.0	-	分取		227-30954-41	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-24	-
GIS	Sil	5.0	100	14.0	-	分取		227-30954-42	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-24	-
GIS	Sil	5.0	150	14.0	-	分取		227-30954-43	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-24	-
GIS	Sil	5.0	250	14.0	-	分取		227-30954-44	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-24	-
GIS	Sil	5.0	50	20.0	-	分取		227-30954-45	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-25	-
GIS	Sil	5.0	100	20.0	-	分取		227-30954-46	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-25	-

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIS	Sil	5.0	150	20.0	-	分取		227-30954-47	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-25	-			
GIS	Sil	5.0	250	20.0	-	分取		227-30954-48	-	-	-	-	-	-	-	227-30955-25	-			
GIS	HILIC	3.0	33	1.0	-	-		227-30618-01	227-30630-02	227-30630-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	50	1.0	-	-		227-30618-02	227-30630-02	227-30630-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	75	1.0	-	-		227-30618-03	227-30630-02	227-30630-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	100	1.0	-	-		227-30618-04	227-30630-02	227-30630-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	150	1.0	-	-		227-30618-05	227-30630-02	227-30630-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	250	1.0	-	-		227-30618-06	227-30630-02	227-30630-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	33	1.5	-	-		227-30619-01	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	50	1.5	-	-		227-30619-02	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	75	1.5	-	-		227-30619-03	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	100	1.5	-	-		227-30619-04	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	150	1.5	-	-		227-30619-05	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	250	1.5	-	-		227-30619-06	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	30	2.1	-	-		227-30620-01	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	33	2.1	-	-		227-30620-02	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	50	2.1	-	-		227-30620-03	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	75	2.1	-	-		227-30620-04	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	100	2.1	-	-		227-30620-05	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	150	2.1	-	-		227-30620-06	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	250	2.1	-	-		227-30620-07	227-30631-02	227-30631-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	30	3.0	-	-		227-30621-01	227-30632-02	227-30632-01	227-30532-01	227-30633-02	227-30633-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	33	3.0	-	-		227-30621-02	227-30632-02	227-30632-01	227-30532-01	227-30633-02	227-30633-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	50	3.0	-	-		227-30621-03	227-30632-02	227-30632-01	227-30532-01	227-30633-02	227-30633-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	75	3.0	-	-		227-30621-04	227-30632-02	227-30632-01	227-30532-01	227-30633-02	227-30633-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	100	3.0	-	-		227-30621-05	227-30632-02	227-30632-01	227-30532-01	227-30633-02	227-30633-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	150	3.0	-	-		227-30621-06	227-30632-02	227-30632-01	227-30532-01	227-30633-02	227-30633-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	250	3.0	-	-		227-30621-07	227-30632-02	227-30632-01	227-30532-01	227-30633-02	227-30633-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	30	4.0	-	-		227-30622-01	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	33	4.0	-	-		227-30622-02	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	50	4.0	-	-		227-30622-03	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	75	4.0	-	-		227-30622-04	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	100	4.0	-	-		227-30622-05	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	150	4.0	-	-		227-30622-06	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	250	4.0	-	-		227-30622-07	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	30	4.6	-	-		227-30623-01	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	33	4.6	-	-		227-30623-02	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	50	4.6	-	-		227-30623-03	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	75	4.6	-	-		227-30623-04	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIS	HILIC	3.0	100	4.6	-	-		227-30623-05	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	150	4.6	-	-		227-30623-06	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	3.0	250	4.6	-	-		227-30623-07	227-30634-02	227-30634-01	227-30532-01	227-30635-02	227-30635-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	33	1.0	-	-		227-30636-01	227-30661-02	227-30661-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	50	1.0	-	-		227-30636-02	227-30661-02	227-30661-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	75	1.0	-	-		227-30636-03	227-30661-02	227-30661-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	100	1.0	-	-		227-30636-04	227-30661-02	227-30661-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	150	1.0	-	-		227-30636-05	227-30661-02	227-30661-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	250	1.0	-	-		227-30636-06	227-30661-02	227-30661-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	33	1.5	-	-		227-30637-01	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	50	1.5	-	-		227-30637-02	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	75	1.5	-	-		227-30637-03	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	100	1.5	-	-		227-30637-04	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	150	1.5	-	-		227-30637-05	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	250	1.5	-	-		227-30637-06	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	30	2.1	-	-		227-30638-01	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	33	2.1	-	-		227-30638-02	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	50	2.1	-	-		227-30638-03	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	75	2.1	-	-		227-30638-04	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	100	2.1	-	-		227-30638-05	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	150	2.1	-	-		227-30638-06	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	250	2.1	-	-		227-30638-07	227-30662-02	227-30662-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	30	3.0	-	-		227-30639-01	227-30663-02	227-30663-01	227-30532-01	227-30664-02	227-30664-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	33	3.0	-	-		227-30639-02	227-30663-02	227-30663-01	227-30532-01	227-30664-02	227-30664-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	50	3.0	-	-		227-30639-03	227-30663-02	227-30663-01	227-30532-01	227-30664-02	227-30664-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	75	3.0	-	-		227-30639-04	227-30663-02	227-30663-01	227-30532-01	227-30664-02	227-30664-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	100	3.0	-	-		227-30639-05	227-30663-02	227-30663-01	227-30532-01	227-30664-02	227-30664-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	150	3.0	-	-		227-30639-06	227-30663-02	227-30663-01	227-30532-01	227-30664-02	227-30664-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	250	3.0	-	-		227-30639-07	227-30663-02	227-30663-01	227-30532-01	227-30664-02	227-30664-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	30	4.0	-	-		227-30640-01	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	33	4.0	-	-		227-30640-02	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	50	4.0	-	-		227-30640-03	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	75	4.0	-	-		227-30640-04	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	100	4.0	-	-		227-30640-05	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	150	4.0	-	-		227-30640-06	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	250	4.0	-	-		227-30640-07	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	30	4.6	-	-		227-30641-01	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	33	4.6	-	-		227-30641-02	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	50	4.6	-	-		227-30641-03	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			

Shim-pack G シリーズ ガードカラム対応表

株式会社 島津ジーエルシー

* セットは、カートリッジとホルダーのセットを指します。

分析用カラム									ガードカラム											
									カートリッジタイプ						長さ 20mm			充填カラムタイプ		
									長さ 10mm			長さ 20mm								
シリーズ	固定相	粒子径 (μm)	長さ (mm)	内径 (mm)	UHPLC 対応	分取	メタルフリー	カラム	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	セット*	カートリッジのみ (2個)	ホルダーのみ (1個)	ガードカラム (長さ 30mm)	ガードカラム (長さ 50mm)	ガードカラム (長さ 75mm)			
GIS	HILIC	5.0	75	4.6	-	-		227-30641-04	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	100	4.6	-	-		227-30641-05	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	150	4.6	-	-		227-30641-06	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	250	4.6	-	-		227-30641-07	227-30665-02	227-30665-01	227-30532-01	227-30666-02	227-30666-01	227-30532-02	-	-	-			
GIS	HILIC	5.0	50	6.0	-	セミ分取		227-30642-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30648-01	-			
GIS	HILIC	5.0	100	6.0	-	セミ分取		227-30642-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30648-01	-			
GIS	HILIC	5.0	150	6.0	-	セミ分取		227-30642-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30648-01	-			
GIS	HILIC	5.0	250	6.0	-	セミ分取		227-30642-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30648-01	-			
GIS	HILIC	5.0	50	7.6	-	セミ分取		227-30643-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30649-01	-			
GIS	HILIC	5.0	100	7.6	-	セミ分取		227-30643-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30649-01	-			
GIS	HILIC	5.0	150	7.6	-	セミ分取		227-30643-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30649-01	-			
GIS	HILIC	5.0	250	7.6	-	セミ分取		227-30643-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30649-01	-			
GIS	HILIC	5.0	50	10.0	-	分取		227-30644-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30650-01	-			
GIS	HILIC	5.0	100	10.0	-	分取		227-30644-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30650-01	-			
GIS	HILIC	5.0	150	10.0	-	分取		227-30644-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30650-01	-			
GIS	HILIC	5.0	250	10.0	-	分取		227-30644-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30650-01	-			
GIS	HILIC	5.0	50	14.0	-	分取		227-30645-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30651-01	-			
GIS	HILIC	5.0	100	14.0	-	分取		227-30645-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30651-01	-			
GIS	HILIC	5.0	150	14.0	-	分取		227-30645-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30651-01	-			
GIS	HILIC	5.0	250	14.0	-	分取		227-30645-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30651-01	-			
GIS	HILIC	5.0	50	20.0	-	分取		227-30646-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30652-01	-			
GIS	HILIC	5.0	100	20.0	-	分取		227-30646-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30652-01	-			
GIS	HILIC	5.0	150	20.0	-	分取		227-30646-03	-	-	-	-	-	-	-	227-30652-01	-			
GIS	HILIC	5.0	250	20.0	-	分取		227-30646-04	-	-	-	-	-	-	-	227-30652-01	-			
GIS	HILIC	5.0	50	30.0	-	分取		227-30647-01	-	-	-	-	-	-	-	227-30653-01	-			
GIS	HILIC	5.0	250	30.0	-	分取		227-30647-02	-	-	-	-	-	-	-	227-30653-01	-			
GIS	HILIC	5.0	250	50.0	-	分取		227-30647-03	-	-	-	-	-	-	-	-	227-30654-01			
GWS	C18	5.0	150	4.6	-	-		227-30158-01	227-30159-02	227-30159-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GWS	C18	5.0	200	4.6	-	-		227-30158-02	227-30159-02	227-30159-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
GWS	C18	5.0	250	4.6	-	-		227-30158-03	227-30159-02	227-30159-01	227-30532-01	-	-	-	-	-	-			
G-BA	C18	3.0	150	2.1	-	-		227-30815-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			