

新製品

Bond Elut HLB 固相抽出カラムキャンペーン

高いコストパフォーマンスを実現
ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体固相抽出カラム

【使用方法例】

メタノールでコンディショニング
水で平衡化

サンプルを添加

95:5 水 / メタノール溶液で洗浄

メタノールで溶出



【コストパフォーマンス比較例※1】

他社同等品※2

参考価格
100 個入 33,700 円
1 個あたり 337 円

1 本あたり 117 円安く
月に 1 箱使う場合、
年間で約 14 万円の経費削減！

Bond Elut HLB

30 mg, 1 mL
部品番号 : 5610-2144

100 個入 22,000 円
1 個あたり 220 円

※1 : コスト計算には他社 Web ページ上記載の定価および弊社 2023 年 5 月定価を使用しています。
※2 : 2023 年 5 月他社ホームページ上調べのため、異なる場合がございます。

キャンペーンでさらにお安く！

キャンペーン内容


Bond Elut HLB 固相抽出カラムをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間 : 2024 年 3 月 31 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2643** とご連絡ください。

多様な用途向けの効果的な固相抽出

極性・中極性・無極性、酸性・中性・塩基性化合物など幅広い化合物に対して優れたリテンション能力を発揮します。



キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5610-2144	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL チューブ	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
5610-2145	Bond Elut HLB, 60 mg, 3 mL チューブ	¥17,000 → キャンペーン価格 ¥13,600
5610-2146	Bond Elut HLB, 200 mg, 6 mL チューブ	¥21,000 → キャンペーン価格 ¥16,800
5610-2147	Bond Elut HLB, 500 mg, 6 mL チューブ	¥39,000 → キャンペーン価格 ¥31,200
5610-2156	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL, 96 ウェルプレート	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600

キャンペーン内容

Bond Elut HLB 固相抽出カラムをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2643** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE94977614
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご発注のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性がございます。



Agilent

Trusted Answers