

春のラボ安全化応援！

InfinityLab セーフティキャップ・溶媒ボトル・パージボトル 期間限定ディスカウントキャンペーン

ラボの安全に関連する LC グッズが **25% OFF!**

溶媒の蒸発を抑制する セーフティキャップ



細くてしっかり握れる スリムな溶媒ボトル



パージプロセスを安全に セーフティパージボトル



セーフティキャップのポイント

- 溶媒の蒸発を抑制しながら溶媒ラインの通過が可能
- LC で使用される有機溶媒から人体を守る
- 移動相の変動を抑えて再現性の向上
- 労働安全衛生法の新たな化学物質規制 (2024 年 4 月施行) への対策に

セーフティキャップは色で交換時期を知らせてくれます
端まで赤くなったらフィルタ交換を



パージプロセスにありがちな危険



- ✓ 溶媒蒸気が空气中に流出
- ✓ チューブを抜く際に溶媒フィルタが落下
- ✓ 吸込み口がいつの間にか溶媒から出てしまい、空気を吸ってしまう

セーフティパージボトルはこれらの危険を事前に防ぎます

キャンペーン内容

InfinityLab セーフティキャップ・溶媒ボトル・パージボトルをお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **25% OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間

2024 年 5 月 31 日まで

ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2785 とご連絡ください。

キャンペーン対象製品はこちら



<https://aglt.co/safetycap>

1 溶媒ボトル用セーフティキャップを必要数選択 (ボトル口：GL45)

1 ポート  5043-1217 ¥12,000 キャンペーン価格 ¥9,000	3 ポート  5043-1219 ¥17,000 キャンペーン価格 ¥12,750
2 ポート  5043-1218 ¥14,000 キャンペーン価格 ¥10,500	PFC フリー (*ライン付き)  5004-0004 ¥51,000 キャンペーン価格 ¥38,250



必要に応じて追加

使用しないポートを塞ぐ フィッティングアクセサリ  5043-1198 ¥6,800 キャンペーン価格 ¥5,100	ガロン瓶を使う場合の 変換アダプタ  5043-1192 ¥17,000 キャンペーン価格 ¥12,750
---	--

2 廃液ボトル用セーフティキャップを選択

6L ボトル口：GL45 6L 廃液ボトル +4 ポートキャップ  5043-1221 キャンペーン価格 ¥25,000 ▶ ¥18,750	10L ボトル口：S60 10L 廃液ボトル +4 ポートキャップ  5043-1338 キャンペーン価格 ¥26,000 ▶ ¥19,500
---	--



**廃液用
チャコール
フィルタ**



5043-1193
 キャンペーン価格
 ¥16,000 ▶ **¥12,000**



上記以外のキャンペーン対象製品もございます。お気軽にお問い合わせください。

溶媒ボトル

茶色
500 mL
キャップ付き
9301-6525
¥16,000
キャンペーン価格
¥12,000



透明
1000 mL
キャップ付き
9301-6528
¥3,000
キャンペーン価格
¥2,250

上記は一例で溶媒ボトルは他にもラインナップがございます

セーフティパージボトル



5043-1339
¥24,000
キャンペーン価格
¥18,000

アジレント・テクノロジー株式会社

DE19832879
カスタムコンタクトセンタ
フリーダイヤル 0120-477-111
Mail : email_japan@agilent.com
©Agilent Technologies, Inc. 2024

お願い/注意事項

- ※ 在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
- ※ 本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
- ※ 部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる場合がございます。