

年度末キャンペーン 2024-2025



中圧分取精製カラム

Purif-Pack® プラスワンキャンペーン


- ・Purif-Pack® ・消耗品 ・中圧メンテナンスキット
- ・簡易カードリッジ精製セット
- ・リサイクル分取機能付きPurif®-Rp2



P 1-4

液面センサー付き濃縮装置

- ・EVAN-HEX 20%OFFキャンペーン
限定5台



P 5

Shodex カラム

- ・アカデミックキャンペーン40%OFF
- ・示差屈折率検出器 RI-201H
限定5台キャンペーン



P 6

安定同位体

- ・安定同位体試薬20%OFFキャンペーン
- ・安定同位体比分析用のワーキングスタンダード
40%OFFキャンペーン



P 7

研究・実験用消耗品

- ・元素分析用消耗品30%OFFキャンペーン
- ・シリンジフィルター数量限定
40%OFFキャンペーン



P 8

まとめ買いキャンペーン

同時購入でさらにお得！！

P 9-10

中圧分取用ディスポーザブルカラム
小粒径の球状ゲルを細密充填した、高分解能カートリッジカラム

Purif-Pack® プラスワンキャンペーン

キャンペーン
No.1

- 期間：2024年12月2日～2025年3月31日ご注文分まで
※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。
- 対象者：民間企業以外にご所属の方


1箱ご購入ごとに

プラス1

※プレゼント品はご購入いただいた製品と同製品に限ります。



高分離能 & 高速分取にも対応！



【分取条件】

カラム：SI50 μm - SIZE60
SI25 μm - SIZE60
SI15 μm - SIZE60

移動相：ヘキサン / 酢酸エチル
(85/15)

サンプル

1. フタル酸ジブチル 100 μL
2. フタル酸ジエチル 100 μL
3. フタル酸ジメチル 100 μL

注入量：350 μL

検出：UV254 nm

Rs：分離度

流速を下げることでさらに分離性能がUPします。

《プラスワンキャンペーン対象製品価格表》

税別価格(円)

ゲル種	製品コード	品名	本数/箱	希望小売価格	ゲル種	製品コード	品名	本数/箱	希望小売価格
SI 50 μm	CAP04132	SI-50 SIZE:20	30	30,000	ODS 50 μm	CAP04150	ODS-50 SIZE:20	10	38,000
	CAP04133	SI-50 SIZE:60	20	25,000		CAP04151	ODS-50 SIZE:60	10	78,000
	CAP04134	SI-50 SIZE:120	20	46,000		CAP04152	ODS-50 SIZE:200	5	98,000
	CAP04135	SI-50 SIZE:200	12	43,200	ODS 25 μm	CAP04153	ODS-25 SIZE:20	5	60,000
	CAP04136	SI-50 SIZE:400	12	72,000		CAP04154	ODS-25 SIZE:60	5	98,000
	CAP04137	SI-50 SIZE:800	5	75,000	NH 50 μm	CAP04143	NH-50 SIZE:20	30	95,000
SI 25 μm	CAP04138	SI-25 SIZE:20	30	43,000		CAP04144	NH-50 SIZE:60	20	84,500
	CAP04139	SI-25 SIZE:60	20	32,000		CAP04145	NH-50 SIZE:120	20	123,000
	CAP04140	SI-25 SIZE:120	20	63,000		CAP04146	NH-50 SIZE:200	12	118,000
	CAP04141	SI-25 SIZE:200	12	60,000		CAP04147	NH-50 SIZE:400	5	95,000
	CAP04142	SI-25 SIZE:400	5	50,000	NH 25 μm	CAP04148	NH-25 SIZE:20	10	48,000
SI 15 μm	CAP04239	SI-15 SIZE:20	10	94,000		CAP04149	NH-25 SIZE:60	10	99,500
	CAP04240	SI-15 SIZE:60	10	98,000	charge	CAP04214	Charge SI SIZE:20	30	27,000
						CAP04215	Charge SI SIZE:60	20	20,000

キャンペーン
No.4

※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。



- 

\New/

*SCI-PACK は信和化工株式会社との共同開発品となります。
*ODS のバルクゲルをご所望の際はお問い合わせください。

新発売キャンペーン

■期 間：2024年12月2日～2025年3月31日ご注文分まで


※納期は約2か月となります。

■対象者：日本国内のすべてのお客様

キャンペーン
No.5

分取精製システム Purif®-Rp2 リサイクルユニット

この度、分取精製システム Purif®-Rp2 に新機能「リサイクル分取」が追加されました！
直感的かつ簡便な操作でリサイクル分取が可能となりました。
新製品発売キャンペーンとして台数限定でご提供します！



【構成】

- Purif®-Rp2 本体
(1ch 高圧、2ch 中圧)
- UV 検出器 2 台
- マニュアルインジェクター 1 個
- サンプルラック B 2 個
- リサイクルユニット 1 台 (1ch 側)
- 制御ソフト
- PC

各分取モードが可能

フラッシュ分取

HPLC分取

New
リサイクル分取

【新商品発売】 Purif®-Rp2 リサイクルユニット付き

特別キャンペーン価格：¥6,350,000（税別）

限定
3台!!

液面センサー付き濃縮装置 (EVAN-HEX) キャンペーン

限定
5台!!

本体価格 ￥1,600,000

※税別価格(円)

¥1,280,000 (20%OFF)

さらに、標準試験管 (φ16 × 100 mm) 10本プレゼント

- 期 間：2024年12月2日～2025年3月31日ご注文分まで
- 対象者：日本国内のすべてのお客様
- 対象台数：限定5台

本装置は、長時間を要する溶媒留去を乾固させずに任意の残液量で自動終了する濃縮装置です。

特 長

- ①液面センサによる
乾固防止機能を搭載
- ②個別に吹付ガスを自動停止します
- ③個別に濃縮量を変更できます
- ④吹付ノズルの自動降下機能による
濃縮の効率化を実現

【EVAN-HEX】



Shodex カラム アカデミックキャンペーン

キャンペーン
No.7

大学、高等専門学校にご所属の方限定！

教育機関での研究をサポートするため日本国内販売に限り、教職員・学生の方を対象としたアカデミックキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン内容

- ご提供価格：メーカー希望小売価格より **40%OFF**
- 対象者：日本国内の大学、高等専門学校等の教育機関にご所属の方限定
- 対象製品：ショウデックスの標準カラム（ガードカラムを含む）
（但し、メーカー希望小売価格が5万円未満の製品、分取・特注・受注生産製品は対象外です。）
- キャンペーン期間：2024年12月2日～2025年2月28日



示差屈折率検出器 RI-201H

- 期 間：2024年12月2日～2025年3月31日 ご注文分まで
- 対象者：日本国内の大学、高等専門学校等の教育機関にご所属の方限定
- 対象台数：限定5台

**限定
5台!!**

キャンペーン
No.8



【RI-201H】

本体価格 ¥800,000

※税別価格(円)

¥600,000

※据え付け作業費は含まれません。

※RI-201H について詳しくは、お問い合わせより
お受けしております。

安定同位体試薬 安定同位体比分析用の ワーキングスタンダードキャンペーン

キャンペーンNo.9

安定同位体試薬 20%OFF キャンペーン

Cambridge Isotope Laboratories, Inc (CIL 社) 製安定同位体試薬の特別価格キャンペーンを実施します。

- 期 間：2024 年 12 月 2 日～ 2025 年 2 月 28 日 ご注文分まで
- 対象者：日本国内のすべてのお客様
- キャンペーン対象品：Cambridge Isotope Laboratories, Inc (CIL 社) 製安定同位体試薬。
(安定同位体ガスは対象外です。)



《商品・価格の検索》

試薬検索システム					
26～500/4592まで					
Cat. No.	試薬名 (英名)	試薬名 (日本語)	規格	希望小売価格 (税別/円)	ドラ イフ アイ ス
BAK-SC1500	PEPPERQUANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPPERQUANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキットSC1500 5000 および 1250 UPLC 用、20 サンプル	1 KIT	816,500	*
BAK-SC1500	PEPPERQUANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPPERQUANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキットSC1500 5000 および 1250 UPLC 用、50 サンプル	1 KIT	1,905,200	*
BAK-TQ15	PEPPERQUANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPPERQUANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキットWATERS Xevo TQ-XS & ACQUITY UPLC I20 サンプル用	1 KIT	532,700	
BAK-TQ15	PEPPERQUANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPPERQUANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキットWATERS Xevo TQ-XS & ACQUITY UPLC I20 サンプル用	1 KIT	1,129,200	

型番、英名、日本語でも検索できます！

輸送形式が分かります！

価格も確認できます！

検索ページはこちら



※昭光サイエンス(株)は、CIL社の正規代理店です。

キャンペーンNo.10

安定同位体比分析用のワーキングスタンダード 40%OFF キャンペーン

- 期 間：2024 年 12 月 2 日～ 2025 年 3 月 31 日 ご注文分まで
- 対象者：日本国内のすべてのお客様
※上限点数に達し次第、終了とさせていただきます。

その他ワーキング
スタンダードはこちら
※キャンペーン対象外



アクアスタンダード

水の水素 (δD)・酸素 (δ18O) 測定用 WSTD

40%OFF

一般的な河川水や地下水を測定される場合は、セット C をお勧めいたします。

水素・酸素ともに広い領域をカバーしているため、海水分析から地下水まで対応が可能です。

アクア スタンダード	δDvs VSMOW(‰)	δ18Ovs VSMOW(‰)	内容量	希望小売価格 (円/税別)
DOW3	0.08	-0.072	12×32 mm Vial 10本 or 20mL 1本	27,000
SLW4	-63.9	-9.62		27,000
AGW	-143.1	-18.58		27,000
3種セット価格（セットC） 68,000円				

アクア スタンダード	δDvs VSMOW(‰)	δ18Ovs VSMOW(‰)	内容量	希望小売価格 (円/税別)
DOW4	8.61	1.46	12×32 mm Vial 10本 or 20mL 1本	37,000
SLW5	-68.4	-10.34		37,000
AGW2	-191.6	-30.33		37,000
3種セット価格（セットD） 98,000円				

研究・実験用消耗品 特別価格キャンペーン

キャンペーン
No 11

元素分析装置用消耗品 30%OFF キャンペーン

- 期 間 : 2024 年 12 月 2 日～ 2025 年 3 月 31 日 ご注文分まで
※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。
- 対象者 : 日本国内のすべてのお客様

ルディススイス社 (LUDI SWISS AG) はスイスの金属加工メーカーであり、一般的な実験用消耗品から元素分析装置用消耗品まで、幅広く製品を供給しております。

特に元素分析用前処理装置の消耗品に関しては、Thermo、Leco、PerkinElmer、Elementar 各社の装置に対応した、高品質で低ブランクな消耗品を、経済的な価格でご提供しております。

元素分析用カプセル

- <特徴> ・材質：すず、銀、ニッケル
 ・ISO9001認証による高品質で均一な重量を保証



【すずカプセル Sn97.5%】

税別価格 (円)

品番	サイズmm	入数	キャンペーン価格 30%OFF	希望小売価格
76980026	φ 3.3×4	250	6,300	9,000
76980226	φ 3.2×6	250	6,300	9,000
76980526	φ 3.3×5	250	6,300	9,000
76980726	φ 4×6	250	6,300	9,000
76980926	φ 5×8	250	7,000	10,000
76981126	φ 5×9	250	6,300	9,000
76156710	φ 6.7×14	250	15,400	22,000

【銀カプセル Ag99.99%】

税別価格 (円)

品番	サイズmm	入数	キャンペーン価格 30%OFF	希望小売価格
76980036	φ 3.2×4	250	10,500	15,000
76980236	φ 3.2×6	250	10,500	15,000
76980536	φ 3.3×5	250	10,500	15,000
76980736	φ 4×6	250	10,500	15,000
76981136	φ 5×9	250	11,900	17,000

【ニッケルカプセル Ni99.9%】

税別価格 (円)

品番	サイズmm	入数	キャンペーン価格 30%OFF	希望小売価格
76980827	φ 4.5×10	250	31,500	45,000

キャンペーンでご購入いただいたカプセルで
サンプルを提供いただくと

安定同位体比分析が 15%OFF
 (8月末ご注文分まで)

シリンジフィルター数量限定 40%OFF キャンペーン

- 期 間 : 2024 年 12 月 2 日～ 2025 年 3 月 31 日 ご注文分まで
※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。
- 対象者 : 日本国内のすべてのお客様

耐薬品性に優れた汎用シリンジフィルターです。

税別価格 (円)

13MMシリンジフィルター (各100個入り)		キャンペーン価格 40%OFF	希望小売価格
C 335045007	疎水性 PTFE, 13MM*0.45 μm, orange	4,800	8,000
C 335045008	疎水性 PTFE, 13MM*0.22 μm, purple	4,800	8,000
C 335045011	親水性 PTFE, 13MM*0.45 μm, pink	4,080	6,800
C 335045012	親水性 PTFE, 13MM*0.22 μm, golden	4,080	6,800



キャンペーン
No 12

まとめ買いキャンペーン さらにお得に!!

■期 間：2024年12月2日～2025年2月28日 ご注文分まで

※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

■対象者：日本国内の大学、高等専門学校等の教育機関にご所属の方限定



まとめ買い①

キャンペーン No.7

Shodexカラム

キャンペーン No.12

シリンジフィルター(ANPEL)

同時購入でシリンジフィルター50%OFF



+



※カラム 1 本につき（ガードカラム含む）シリンジフィルター 1 箱



まとめ買い②

キャンペーン No.7

Shodexカラム

キャンペーン No.8

示差屈折率検出器 RI-201H

同時購入で RI-201H 5%OFF



+



【例】

KF-806 希望小売価格 ¥ 222,000 円

RI-201H 希望小売価格 ¥ 800,000 円

希望小売価格合計 ¥ 1,022,000 円

それぞれのキャンペーン価格合計 ¥ 733,200 円

同時購入でRI-201H 5%OFF

¥ 693,200円

※shodexカラム KF-806を選んだ場合

※税別価格(円)

■期 間：2024年12月2日～2025年3月31日ご注文分まで

※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

■対象者：日本国内のすべてのお客様



まとめ買い③

キャンペーン No.2 シールアダプタ・カラムホルダ

キャンペーン No.3 中圧メンテナンスキット

同時購入でさらに5%OFF



+



【例】

メンテナンスキット 希望小売価格 ¥ 88,300 円

シールアダプタ SIZE:20 希望小売価格 ¥ 35,500 円

希望小売価格合計 ¥ 123,800 円

それぞれのキャンペーン価格合計 ¥ 74,280 円

同時購入でさらに5%OFF

¥ 68,090円

※シールアダプタSIZE:20を選んだ場合

※税別価格(円)



まとめ買い④

キャンペーン No.5 Purif® -Rp2

キャンペーン No.6 EVAN-HEX

同時購入でさらにお得に!!



+



それぞれのキャンペーン価格合計 ¥ 7,630,000 円

同時購入でさらにお得に!!

¥ 7,030,000円

※税別価格(円)

昭光サイエンス 年度末キャンペーン 2024-2025 申込書

〈ご注文の際は、下記申込書をご記入の上、ご注文書と一緒に送ってください。〉

※PDFフォームへご入力の際は、Adobe Acrobatをご利用ください。（ブラウザ上では入力が出ない場合がございます。）

お申込日	
ご芳名	
貴社名	
ご所属名	
ご住所	〒
TEL	
E-mail アドレス	
製品名	
代理店名(※)	

(※) お取引のある代理店がございましたらご記入ください。

製品の仕様、価格などは予告なく変更される場合がございます。

昭光サイエンス(株)はご記入いただきます個人情報をお問い合わせへの対応、製品・サービス等の情報提供および営業活動以外の目的では使用いたしません。個人情報保護の方針につきましては、下記をご覧ください。

<https://www.shoko-sc.co.jp/privacy/index.html>

【申込・お問合せ先】



SHOKO SCIENCE 昭光サイエンス株式会社

東日本営業所：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802
西日本営業所：〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 TEL.06-7670-0976 FAX.06-7670-0982
横浜事業所：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802
埼玉事業所：〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷4-7-3 TEL.0480-35-2915 FAX.0480-35-2930
本社：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-5808 FAX.045-913-5802

URL <https://www.shoko-sc.co.jp>

E-mail info@shoko-sc.co.jp

～ カスタマーサポートセンターのご案内 ～

製品のお問合せ、技術的なご質問など、分析のお悩み相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

TEL：045-913-6689

E-mail：info@shoko-sc.co.jp

受付時間：10時～17時（時間外：12時～13時）

※土日、祝祭日、年末年始を除く



E-mail会員募集中

ホームページ>お問合せ>「総合お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。

多数のアプリケーションを公開しております。
ホームページをご利用ください。
※右記QRコードからアクセスいただけます。

