

(別紙)
 代表的な製品を掲載しております。
 未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2026年4月3日
 株式会社島津ジーエルシー
 第M26-02-02号

リニューアルとなるRestek社製「Q-sep QuEChERS dSPE」製品一覧
実施日: 即日(2026年4月3日(金)) 弊社受注分より

| P/N (製品番号) | 製品名 | 変更① チューブ形式 | 変更② 外装パッケージ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 26123 | QUECHERS Q-sep Q253 Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg Carbon, 100pcs | あり | あり |
| 26124 | QUECHERS Q-sep Q250 Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 100pcs | | |
| 26125 | QUECHERS Q-sep Q251 Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 100pcs | | |
| 26215 | QUECHERS Q-sep Q210 Cleanup 2mL tubes, 150mg, MgSO4,25mg PSA, 100pcs | | |
| 26216 | QUECHERS Q-sep Q211 Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18, 100pcs | | |
| 26217 | QUECHERS Q-sep Q212 Cleanup 2mL tubes, 2mL 150mg MgSO4, 25mg PSA, 2.5mg Carbon, 100pcs | | |
| 26218 | QUECHERS Q-sep Q213, Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 25mg PSA, 7.5mg Carbon, 100pcs | | |
| 26219 | QUECHERS Q-sep Q252 Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 50mg Carbon, 100pcs | | |
| 26242 | QUECHERS SPE, Q-sep Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 50mg C18, 100pcs | | |
| 26243 | QUECHERS SPE, Q-sep Cleanup 2mL tubes, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 7.5mg GCB, 100pcs | | |
| 26126 | QUECHERS Q-sep Q374 Cleanup 15mL tubes, 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg Carbon, 50pcs | | |
| 26220 | QUECHERS Q-sep Q350 Cleanup 15mL tubes, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 50pcs | | |
| 26221 | QUECHERS Q-sep Q351 Cleanup 15mL tubes, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 50pcs | | |
| 26222 | QUECHERS Q-sep Q352 Cleanup 15mL tubes, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 400mg Carbon, 50pcs | | |
| 26223 | QUECHERS Q-sep Q370 Cleanup 15mL tubes, 900mg MgSO4, 150mg PSA, 50pcs | | |
| 26224 | QUECHERS Q-sep Q371 Cleanup 15mL tubes, 900mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg Carbon, 50pcs | | |
| 26225 | QUECHERS Q-sep Q372 Cleanup 15mL tubes, 900mg MgSO4, 150mg PSA, 45mg Carbon, 50pcs | | |
| 26226 | QUECHERS Q-sep Q373 Cleanup 15mL tubes, 900mg MgSO4, 150mg PSA, 150mg C18, 50pcs | | |
| 26244 | QUECHERS SPE, Q-sep Cleanup 15mL tubes, 1200mg MgSO4, 400mg C18, 50pcs | | |
| 26245 | QUECHERS SPE, Q-sep Cleanup, 15mL tubes, 900mg MgSO4, 300mg PSA, 300mg C18, 45mg GCB, 50pcs | | |