

Meet Our NEW PFAS MIXES

RESTEK

認証標準物質 (CRM: Certified Reference Material)

PFAS 3成分混合品 (PFOA, PFOS, PFHxS)

- ❖ 濃度 各10µg/mL (酸としての濃度)
- ❖ 直鎖体のみ含有
- ❖ 国内在庫ございます

水道水
分析に最適

型番	30804
定価	¥43,000
品名	PFAS 3 Standard
成分数	3 (PFOA, PFOS, PFHxS : 全て直鎖体)
溶媒	Methanol (1mM NaOH)/2-propanol (98:2)
容量	1 mL
濃度*	各 10 µg/mL
保管温度	10℃以下
最長有効期間	36ヵ月
成分詳細*	Perfluorooctanoic acid (PFOA) (335-67-1) Potassium Perfluorooctanesulfonate (PFOSK) (2795-39-3) Sodium Perfluorohexanesulfonate (PFHxSNa) (82382-12-5)

- ※ 表記されている濃度は、原材料の塩含有量に合わせて補正された、酸としての化合物濃度です。
・試薬製品は送料が別途発生します。
・PFOA、PFOS、PFHxS を含む認証標準物質は第一種特定化学物質に該当するため、確約書が必要です。
確約書のフォーマットは[コチラ](https://x.gd/yfUfh)**(**<https://x.gd/yfUfh>**)からダウンロードいただけます。**
又は右のQRコードからもご覧いただけます。



価格は2026/4~2027/3まで有効。価格は予告なく変更する場合がございます。

RESTEK

Pure Chromatography

www.restek.com

