

概要

信和化工では、標準パックドカラムもご用意しております。分析用途やアプリに合わせてお選びください。

（一部ラインナップのみ掲載しております。掲載のない品目につきましてはお問い合わせください。）

また、特注品につきましても随時承っております。ご発注をご希望の場合は、お問い合わせのうえ、下記の②～⑪をご指示ください。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。



	標準パックドカラム	特注パックドカラム
①製品番号 (P/N)	○	
②液相名		○
③液相濃度		○
④担体名		○
⑤粒度		○
⑥担体処理		○
⑦カラムサイズ		○
⑧カラム材質		○
⑨ガスクロマトグラフ機種名	○	○
⑩データ添付の有無	○	○
⑪数量	○	○

※本製品は劇物に該当する商品がございます。「毒物及び劇物取締法」に基づいて、お取扱ってください。毒物劇物一般販売業に登録の販売店よりご購入ください。

価格表

※以下の価格表は標準品のみ（一部）掲載しております。特注品に関しましては、お手数ですが別途お問い合わせください。

 お問い合わせはこちら

- ・島津GC-17A・GC-18A・2010・1700用ガラスカラムおよび、他社GC機種ガラスカラム、SUSカラムにつきましては、別途料金になります。お問い合わせください。
- ・内径 2.6mm ガラスカラムも、内径 3.2mm ガラスカラムと同価格です。
- ・試験データ付きは+15,000円、ご指定サンプルデータ付きは+20,000円加算となります。
- ・劇物に該当する商品がございます。「毒物及び劇物取締法」に基づいて、お取扱いください。毒物劇物一般販売業に登録の販売店よりご購入ください。
- ・特注品も承っております。詳しくはお問い合わせください。

標準パックドカラム

A

P/N	液相名	粒度	内径	長さ	主な用途	価格表
ZA-1	Activated Charcoal	60/80	3.0mm	1.0m	無機ガス、水素ガス	¥22,300
ZA-2	Activated Charcoal	60/80	3.0mm	2.0m	無機ガス、水素ガス	¥28,200
ZA-3	Activated Charcoal	60/80	3.0mm	3.0m	無機ガス、水素ガス	¥34,400

D

液相名：DBM+PC

液相量：35%(35:65)

P/N	担体名	粒度	内径	長さ	主な用途	価格表
ZSD-3	Shinwasorb U	60/80	3.0mm	10.0(5.0X2)m	LPG JIS K-2240	¥183,600

M

P/N	液相名	粒度	内径	長さ	主な用途	価格表
ZM-1	Molecular Sieve 5A	60/80	3.0mm	2.0m	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CO、CH ₄	¥28,900
ZM-2	Molecular Sieve 5A	60/80	3.0mm	1.0m	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CO、CH ₄	¥23,000
ZM-3	Molecular Sieve 5A	60/80	3.0mm	3.0m	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CO、CH ₄	¥35,100
ZM-4	Molecular Sieve 13X	60/80	3.0mm	1.0m	—	¥23,000
ZM-5	Molecular Sieve 13X	60/80	3.0mm	2.0m	—	¥28,900
ZM-6	Molecular Sieve 13X	60/80	3.0mm	3.0m	—	¥35,100

P

P/N	液相名	粒度	内径	長さ	主な用途	価格表
ZP-11	Porapak N	50/80	3.0mm	1.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥61,200
ZP-12	Porapak N	50/80	3.0mm	2.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥67,100
ZP-13	Porapak N	50/80	3.0mm	3.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥73,400
ZP-14	Porapak N	80/100	3.0mm	2.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥67,100
ZP-15	Porapak N	80/100	3.0mm	3.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥73,400
ZP-16	Porapak Q	50/80	3.0mm	1.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥46,500
ZP-17	Porapak Q	50/80	3.0mm	2.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥52,400
ZP-18	Porapak Q	50/80	3.0mm	3.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥58,700
ZP-20	Porapak Q	80/100	3.0mm	3.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥58,700
ZP-5	Porapak N	80/100	3.0mm	1.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥61,200
ZP-6	Porapak Q	80/100	3.0mm	2.0m	低級炭化水素、CO ₂	¥52,400

S

P/N	液相名	粒度	内径	長さ	主な用途	価格表
ZS-73	SilicaGel	60/80	3.0mm	1.0m	無機ガス、有機ガス	¥22,300

ZS-74	SilicaGel	60/80	3.0mm	2.0m	無機ガス、有機ガス	¥28,200
ZS-75	SilicaGel	60/80	3.0mm	3.0m	無機ガス、有機ガス	¥34,400

T

P/N	液相名	粒度	内径	長さ	主な用途	価格表
ZT-10	Shimalite Q	100/180	3.0mm	0.5m	レファレンスカラム	¥27,600
ZT-11	Shincarbon ST	50/80	3.0mm	2.0m	CO、CH ₄ 、CO ₂ 、C ₂ H ₄ 、C ₂ H ₆	¥43,800
ZT-12	Shincarbon ST	50/80	3.0mm	4.0(2.0X2)m	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CO、CH ₄ 、CO ₂ 、C ₂ H ₄ 、C ₂ H ₆	¥76,800
ZT-13	Shincarbon ST	50/80	3.0mm	6.0(2.0X3)m	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CO、CH ₄ 、CO ₂ 、C ₂ H ₄ 、C ₂ H ₆	¥111,200
ZT-14	Shincarbon ST	50/80	3.0mm	8.0(2.0X4)m	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CO、CH ₄ 、CO ₂ 、C ₂ H ₄ 、C ₂ H ₆	¥142,600
ZT-15	Shincarbon ST	50/80	3.0mm	1.0m	CO、CH ₄ 、CO ₂ 、C ₂ H ₄ 、C ₂ H ₆	¥36,900

Y

P/N	液相名	粒度	内径	長さ	主な用途	価格表
ZY-1	Molecular Sieve 5A +Porapak Q +Shimalite Q	60/80+80/100 +100/180	3.0mm	2.5+1.5+0.5m	O ₂ 、N ₂ 、CO ₂ 、CO、C ₂ H ₄	¥129,900
ZY-2	Molecular Sieve 5A +Porapak Q +Shimalite Q	60/80+80/100 +100/180	3.0mm	3.0+1.5+0.5m	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CO ₂ 、CO、C ₂ H ₄	¥133,100