

概要

グラファイトカーボン100% できているので、移動相pH、温度などに使用上の制限がなく、ODS シリカ系充填剤で保持が困難な高極性試料を保持・分離できます。また、構造異性体の分離にも優れています。

- ・ 高極性化合物に対する優れた保持
- ・ C18 カラムとは全く異なる保持
- ・ 類似した構造を持つ化合物を分離
- ・ 0 ~ 14 の pH で安定
- ・ 高温アプリケーションに最適
- ・ 100%ステンレススチール製のカラムハードウェア
- ・ PEEK フリーの（PEEK 素材を使用していない）カラムは 120 °C 以上の温度でも使用が可能

価格表

Hypercarb

Hypercarb

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
35003-032130	Hypercarb	3.0 μ m	2.1mm	30mm	¥148,300
35003-052130	Hypercarb	3.0 μ m	2.1mm	50mm	¥148,300
35003-102130	Hypercarb	3.0 μ m	2.1mm	100mm	¥185,800
35003-102146	Hypercarb (高温分析用)	3.0 μ m	2.1mm	100mm	¥180,600
35003-152130	Hypercarb	3.0 μ m	2.1mm	150mm	¥248,900
35003-103030	Hypercarb	3.0 μ m	3.0mm	100mm	¥222,200
35003-104630	Hypercarb	3.0 μ m	4.6mm	100mm	¥246,200
35003-154630	Hypercarb	3.0 μ m	4.6mm	150mm	¥332,400
35005-151030	Hypercarb	5.0 μ m	1.0mm	150mm	¥227,400
35005-052130	Hypercarb	5.0 μ m	2.1mm	50mm	¥134,600
35005-102130	Hypercarb	5.0 μ m	2.1mm	100mm	¥168,300
35005-152130	Hypercarb	5.0 μ m	2.1mm	150mm	¥227,400
35005-054630	Hypercarb	5.0 μ m	4.6mm	50mm	¥179,100
35005-104630	Hypercarb	5.0 μ m	4.6mm	100mm	¥224,800
35005-154630	Hypercarb	5.0 μ m	4.6mm	150mm	¥302,800
35005-254630	Hypercarb	5.0 μ m	4.6mm	250mm	¥447,900
35005-059070A	Hypercarb	5.0 μ m	10.0mm	50mm	¥365,800
35007-104630	Hypercarb	7.0 μ m	4.6mm	100mm	¥200,600

ガードカートリッジ

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	入数	価格表
35003-012101	Hypercarb用ガードカートリッジ	3.0 μ m	2.1mm	10mm	2	¥62,000
35003-014001	Hypercarb用ガードカートリッジ	3.0 μ m	4.6mm	10mm	2	¥62,000
35005-012101	Hypercarb用ガードカートリッジ	5.0 μ m	2.1mm	10mm	2	¥56,700

35005-014001	Hypercarb用ガードカートリッジ	5.0 μ m	4.6mm	10mm	2	¥56,700
--------------	---------------------	-------------	-------	------	---	---------