

概要

Thermo Scientific社製SureSTARTシリーズのインサートです。

レベル2のPolyspringプラスチック製インサートは、2 mLスクリュー、クリンプ、スナップバイアルで使用することで、2 mL未満のサンプル分析において注入量を最大化することができます。2 mLバイアル内に配置してシールすることで、従来のオートサンプラートレイでのマイクロサンプルの使用が可能になります。

レベル3のインサートは、2 mLバイアルで使用することで、2 mL未満のサンプル分析において注入量を最大化できます。

インサートの総容量は400 μ L未満で、残留量は2 μ Lです。残容量が2~4 μ Lとなる場合は、コニカルインサートがもっとも効果的です。



パフォーマンスレベル1	
	ルーチン用途 – 費用対効果を重視する場合に適した選択肢 UV、RI、FIDなどの検出テクニックを用いて化合物の存在を確認し定量を行う場合は、パフォーマンスレベル1の製品が最適なソリューションです。 波線1本の製品を選択してください。
パフォーマンスレベル2	
	ハイスループット用途 – 堅牢性と再現性が重要となる場合に適した選択肢 ワークフローが中断されることなく、高品質なデータ取得に必要なパフォーマンスが得られます。 パフォーマンスレベル2の製品は、金属含有量および溶出物や浸出物が極めて少なく、ユーザーに課されている規制要件を満たす高い基準に達していることが保証されています。 ルーチン分析をサポートする製品が必要な場合は、パフォーマンスレベル2の製品が適しています。 波線2本の製品を選択してください。
パフォーマンスレベル3	
	ハイパフォーマンス用途 – 高感度が不可欠な場合に適した選択肢 貴重なサンプルを保護し、もっとも難度の高い分析において一貫性と再現性のある結果をもたらします。 パフォーマンスレベル3のSureSTART製品は、環境要因から保護するためクリーンルーム内で梱包されており、金属含有量および溶出物と浸出物も最低レベルに抑えられています。 そのため、もっとも難度の高い分析物であっても、確実に一貫して必要な感度と選択性を得られます。 各自のメソッドに最大限のパフォーマンスを発揮させつつ、サンプルの安全性と完全性も最高レベルに維持したい場合は、パフォーマンスレベル3の製品がそのニーズを満たします。 波線3本の製品を選択してください。

SureSTARTは、従来のNational Scientific、Chromacol、Sun-Sri製品を統合したコレクションです。3つのパフォーマンスレベルに分類されており、さまざまな用途、条件に合わせて選択が可能です。

価格表
インサート

Performance Level 1



6EME03CPPSP

P/N	容量	材質	形状	サイズ	入数	価格表
6EME03CPPSP	0.3mL	透明PP	脚付	6mm × 31mm	100	¥6,000
6EME03CPPSPT	0.3mL	透明PP	脚付	6mm × 31mm	1000	¥50,900
6EME03CPPSPF	0.3mL	透明PP	脚付	6mm × 31mm	5000	¥240,000

Performance Level 3



6PME03C1SP



6PME03C1SSP



6PME04C1



6PME05F1

P/N	容量	材質	形状	サイズ	入数	価格表
6PME03C1SP	0.3mL	透明ガラス	脚付	6mm × 30mm	100	¥17,500
6PME03C1SPT	0.3mL	透明ガラス	脚付	6mm × 30mm	1000	¥163,000
6PME03C1SPF	0.3mL	透明ガラス	脚付	6mm × 30mm	5000	¥773,000
6PME03C1SSP	0.3mL	透明シラン処理ガラス	脚付	6mm × 30mm	100	¥26,000

6PME03C1SSPT	0.3mL	透明シラン処理ガラス	脚付	6mm × 30mm	1000	¥221,000
6PME03C1SSPF	0.3mL	透明シラン処理ガラス	脚付	6mm × 30mm	5000	¥1,040,000
6PME04C1	0.4mL	透明ガラス	脚無し	6mm × 31mm	100	¥6,700
6PME04C1T	0.4mL	透明ガラス	脚無し	6mm × 31mm	1000	¥56,200
6PME04C1F	0.4mL	透明ガラス	脚無し	6mm × 31mm	5000	¥258,900
6PME05F1	0.5mL	透明ガラス	平底	6mm × 31mm	500	¥12,000