


SecurityLINK UHPLC フィンガータイトフィッティング

SecurityLINK UHPLC フィンガータイトフィッティングシステムは、カラムの損傷の原因になる締め過ぎを防ぐトルク制限テクノロジーにより、安定した性能を維持しながら、システムとカラムの接続を簡素化します。

- 工具がなくても、すばやく簡単に取り付けできます
- カラム入口で自動調整し、デッドボリュームゼロで接続、これにより良好なクロマトグラフィーの結果が得られます
- トルク制限テクノロジーにより、システムとカラムポートの損傷を防ぎます
- UHPLC と HPLC に適合しています：定格圧力 19,000 psi (1,310 bar・131 MPa)

SecurityLINK と接続不良の従来型フィッティングの比較


フィッティングの接続不良が原因で、キャリアオーバー、ピーク幅の広がり、ピークテーリングなどの不具合が生じることがよくあります。SecurityLINK は毎回デッドボリュームゼロの接続を提供します。




Conditions
Column: Luna™ Omega 1.6µm C18
Dimensions: 50 x 2.1 mm
Part No.: 00B-4742-AN
SecurityLINK Part No.: AJ1-1421
Mobile Phase: Water / Acetonitrile (35:65)
Flow Rate: 0.5 mL/min
Injection Volume: 0.2 µL
Temperature: 25 °C
Detection: UV @ 254 nm
Sample: 1. Uracil
 2. Acetophenone
 3. Toluene
 4. Naphthalene

App ID 25102

SecurityLINK UHPLC フィッティングシステム



接続不良の従来型フィッティング (ナットとフェルルール)



VS.

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
Tel: 03-5835-0120 Fax: 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
Tel: 06-6328-2255 Fax: 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>


お問い合わせ窓口: psc@glc.shimadzu.co.jp

取り付け手順

1. SecurityLINK UHPLC フィッティングをカラムポートまたは LC システムに挿入します。



2. 最初に「カチッ」と鳴るまで手締めします。これで接続完了!



製品ラインナップ

PEEKsilTM



PEEKsil Double-Sided 10-32 Fittings with 1/16 in. OD tubing

製品番号	内径 (μm)	長さ (mm)	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
AJ1-2111	25	100	30,000 円	24,000 円
AJ1-2121	25	150	30,500 円	24,400 円
AJ1-2141	25	250	31,000 円	24,800 円
AJ1-2151	25	300	31,500 円	25,200 円
AJ1-2171	25	500	32,000 円	25,600 円
AJ1-2191	25	750	32,500 円	26,000 円
AJ1-21A1	25	1000	33,000 円	26,400 円
AJ1-2211	50	100	29,000 円	23,200 円
AJ1-2221	50	150	29,500 円	23,600 円
AJ1-2231	50	200	30,000 円	24,000 円
AJ1-2241	50	250	30,000 円	24,000 円
AJ1-2251	50	300	30,500 円	24,400 円
AJ1-2271	50	500	31,000 円	24,800 円
AJ1-2291	50	750	31,500 円	25,200 円
AJ1-22A1	50	1000	32,500 円	26,000 円
AJ1-2321	75	150	29,000 円	23,200 円
AJ1-2341	75	250	29,500 円	23,600 円
AJ1-2371	75	500	30,000 円	24,000 円
AJ1-23A1	75	1000	32,000 円	25,600 円
AJ1-2411	100	100	29,500 円	23,600 円
AJ1-2421	100	150	30,000 円	24,000 円
AJ1-2441	100	250	30,500 円	24,400 円
AJ1-2471	100	500	32,000 円	25,600 円
AJ1-24A1	100	1000	34,000 円	27,200 円

ステンレススチール



Stainless Steel Double-Sided 10-32 Fittings with 1/16 in. OD tubing

製品番号	内径 (μm)	長さ (mm)	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
AJ1-1421	100	150	30,000 円	24,000 円
AJ1-1441	100	250	30,500 円	24,400 円
AJ1-1461	100	350	31,000 円	24,800 円
AJ1-1471	100	500	32,000 円	25,600 円
AJ1-1481	100	600	32,500 円	26,000 円
AJ1-1521	125	150	21,500 円	17,200 円
AJ1-1541	125	250	22,000 円	17,600 円
AJ1-1561	125	350	22,500 円	18,000 円
AJ1-1571	125	500	23,000 円	18,400 円
AJ1-1581	125	600	23,500 円	18,800 円
AJ1-1621	254	150	21,500 円	17,200 円
AJ1-1641	254	250	22,000 円	17,600 円
AJ1-1661	254	350	22,500 円	18,000 円
AJ1-1671	254	500	23,000 円	18,400 円
AJ1-1681	254	600	23,500 円	18,800 円

再注文したい場合

SecurityLINK のチューブの周りに内径、長さ、製品番号の情報が記載されたスリーブがありますので、こちらをご参照ください。



PEEK-Lined ステンレススチール



PEEK-Lined Stainless Steel Double-Sided 10-32 Fittings with 1/16 in. OD tubing

製品番号	内径 (μm)	長さ (mm)	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
AJ1-3121*	25	150	31,000 円	--
AJ1-3141*	25	250	31,500 円	--
AJ1-3161*	25	350	32,000 円	--
AJ1-3171*	25	500	33,000 円	--
AJ1-3181*	25	600	33,500 円	--
AJ1-3221	50	150	31,500 円	25,200 円
AJ1-3241	50	250	32,000 円	25,600 円
AJ1-3261	50	350	32,500 円	26,000 円
AJ1-3271	50	500	33,500 円	26,800 円
AJ1-3281	50	600	34,000 円	27,200 円
AJ1-3321	75	150	32,000 円	25,600 円
AJ1-3341	75	250	32,500 円	26,000 円
AJ1-3361	75	350	33,000 円	26,400 円
AJ1-3371	75	500	34,000 円	27,200 円
AJ1-3381	75	600	34,500 円	27,600 円
AJ1-3421	100	150	32,500 円	26,000 円
AJ1-3441	100	250	33,000 円	26,400 円
AJ1-3461	100	350	33,500 円	26,800 円
AJ1-3471	100	500	34,500 円	27,600 円
AJ1-3481	100	600	35,000 円	28,000 円

* 近日販売開始予定 (詳細はお問い合わせください)

PEEKsil



PEEKsil Single-Sided 10-32 Fitting with 1/16 in. OD tubing

製品番号	内径 (μm)	長さ (mm)	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
AJ1-2224	50	150	30,000 円	24,000 円
AJ1-2274	50	500	32,000 円	25,600 円
AJ1-2294	50	750	32,000 円	25,600 円
AJ1-22A4	50	1000	32,000 円	25,600 円

SecurityLINK のチューブの周りには、内径、長さ、製品番号の情報を記載したスリーブがあります。

BE-HAPPYTM
保証

あなたの幸せが私たちの幸せです。
弊社の商品をご使用になり、万が一
ご満足いただけない場合は、商品
到着後45日以内にご連絡ください。

www.phenomenex.com/behappy

規約

Phenomenex の標準規約に従うものとします。
詳細は www.phenomenex.com/TermsAndConditions をご覧ください。

免責事項

キャンペーン期間は 2019 年 9 月 27 日 (金) までです。
他のキャンペーンとの併用はできません。
ご発注の際は、キャンペーンコード『CAMP』を必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。
仕様、外観、価格、キャンペーン内容は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

商標

SecurityLINK と Luna は Phenomenex の商標です。
PEEKsil は SGE International Pty.Ltd. の商標です。

FOR RESEARCH USE ONLY. Not for use in diagnostic procedures.

© 2019 Phenomenex, Inc. All rights reserved.