


島津ジーエルシー社製

高耐圧ステンレスフリー LC カラム “Mastro C18”




Mastro™

マストロ Mastroカラムの特徴


- ◆ リン酸基を持つ化合物に対し不活性度が非常に高く有効
- ◆ 金属にキレート結合性のある化合物に対し不活性度が非常に高く有効

Mastro カラムは、ステンレススチールのカラムポデー内面を特殊コーティングし、ステンレスの活性を抑えたカラムです


特に LCMS ユーザーの方に
オススメです！！



ヌクレオチドの分析例(カラム比較)



副腎皮質ホルモン製剤、水溶性ヒドロコルチゾン製剤の分析例(カラム比較)



副腎皮質ホルモン製剤、水溶性ヒドロコルチゾン製剤の分析例は、静岡県立大学薬学部 生体機能分子分析学分野 轟木堅一郎先生との共同研究により得られたデータです。

MastroC18 価格表

P/N	サイズ	粒子径	希望価格
433-13205	50X2.1	3μm	¥54,000
433-13210	100X2.1	3μm	¥55,000
433-13215	150X2.1	3μm	¥55,000

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-20-8 CSタワー 5F
Tel : 03-5835-0120 Fax : 03-5835-0124

西日本営業課
〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町 6-20 倉橋ビル 4F
Tel : 06-6242-2620 Fax : 06-6357-0760

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店

担当